



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch

Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____



SPEEDY 4teen

Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

HMV Pos.Nr.: 18.50.03.6012

A9050100000 € 4.080,00

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____


Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Körpermaße:



Körpergröße: _____ cm


Gewicht: _____ kg

Unterschenkelänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Grundmaße



☐ Größe L (Rahmenlänge R 39 cm bis Bogen)

Sitzbreite SB	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32			
	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38				
Sitztiefe ST	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	
Rückenhöhe RH	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45				
Unterschenkellänge USL	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49
Sitzhöhe hinten SHh	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	bei 24" Bereifung
Sitzhöhe vorne SHv	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	bei 5" Lenkrad	
Kippunkt KP (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☒ 8	☐ 9	☐ 10

☐ Größe XL (Rahmenlänge R 43 cm bis Bogen)

Sitzbreite SB	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32				
	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38					
Sitztiefe ST	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43			
Rückenhöhe RH	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48		
Unterschenkellänge USL	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30
	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52
Sitzhöhe hinten SHh	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	bei 24" Bereifung	
Sitzhöhe vorne SHv	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	bei 5" Lenkrad		
Kippunkt KP (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☒ 8	☐ 9	☐ 10	

☐ Größe XXL (Rahmenlänge R 47 cm bis Bogen)

Sitzbreite SB	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30	☐ 31	☐ 32				
	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38					
Sitztiefe ST	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48		
Rückenhöhe RH	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	
	☐ 30	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	
	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48		
Unterschenkellänge USL	☐ 20	☐ 21	☐ 22	☐ 23	☐ 24	☐ 25	☐ 26	☐ 27	☐ 28	☐ 29	☐ 30
	☐ 31	☐ 32	☐ 33	☐ 34	☐ 35	☐ 36	☐ 37	☐ 38	☐ 39	☐ 40	☐ 41
	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	☐ 51	☐ 52
Sitzhöhe hinten SHh	☐ 39	☐ 40	☐ 41	☐ 42	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	bei 24" Bereifung	
Sitzhöhe vorne SHv	☐ 43	☐ 44	☐ 45	☐ 46	☐ 47	☐ 48	☐ 49	☐ 50	bei 5" Lenkrad		
Kippunkt KP (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☒ 8	☐ 9	☐ 10	

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ☒ A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet ☒ A9000100170-020 Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.	
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☒ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 € 43,40	Brillant Silber ☒ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☒ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 € 43,40
Schwarz RAL 9005 ☒ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 € 43,40	Rein Orange RAL 2004 ☒ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☒ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 € 43,40
Pastellblau RAL 5024 ☒ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☒ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 € 43,40	Gelb RAL 1023 ☒ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 € 43,40
Rot RAL 3001 ☒ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☒ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☒ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☒ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☒ glanz A9000100170-038 ☐ matt A9000100170-138 € 43,40	
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☒ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☒ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☒ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☒ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 € 43,40	Violett ☒ glanz A9000100170-044	Fire Red ☒ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 € 43,40
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
€ 349,60		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527
Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 268,50

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹ gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 249,60

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 288,90

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 75,20

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 87,10

Farbe: _____

A9000100170- ☐ ☐ ☐

Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 414,40

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich


¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

Rahmen


Rahmenvorbau G-Form

☒ A9050100010-K*
Kniewinkel 100°



Rahmenvorbau abduzierte Form

☐ A9050100030-K* € 383,10
Kniewinkel 100°
2,5 cm / Seite
Abduktionsbeginn bei:
ST 31 cm, Gr. L
ST 35 cm, Gr. XL
ST 39 cm, Gr. XXL
Länge der Abduktion bis auf das geöffnete
Maß ca. 55 mm



Lenkradlagerblockbefestigung

Grundhalteplatte für Lagerblock geschweißt

☒ A9050500000
X (siehe Skizze) bei Rahmengröße
Gr. L: 63 mm
Gr. XL: 74 mm
Gr. XXL: 80 mm



Schiebegriffe

Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

☐ A9050401050
ab RH 23 cm



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9050401060* € 86,30

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Gurtbespannung
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose
ab RH 43 cm bei Rückenschale



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

☐ A9050401075* € 86,30

stufenlos höhenverstellbar Schiebegriffhalter
rückverlagert

☐ Länge 45 cm

☐ Länge 55 cm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die
„Länge 45 cm“ ausgeliefert.




Schiebegriffe Alu rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm

☐ A9050401080-K* € 163,90

stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert

Länge: 55 cm

Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Zentral-Schiebegriff Alu Griffbereich abfaltbar

☐ A9050401086-K € 188,90

höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich
über Verzahnungsgelenk, Halterung mittig am
Rückenquerbügel verschweißt.

Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg

Nicht in Verbindung mit Kopfstützenhalterung
Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des
Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel
fassen.



Zentral-Schiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar

☐ A9050401070-K € 232,80

geschlossen, stufenlos höhenverstellbar,
mit Griffüberzug Moosgummi
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung
Nur in Verbindung mit Feststell-
Kniehebelbremse für Begleitperson oder
Trommelbremse.



Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

☐ A9050401069-K € 476,20

stufenlos höhenverstellbar
Schiebegriffhalter rückverlagert
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



Zusatzoption

Rückenrohr mit Lordosewölbung

☐ A9000400005-K € 114,40

☐ 1 cm

☐ 2 cm

☐ 3 cm



Rückenlehne

Rückenlehne fest

☒ A9050400020

Aluminium-Seitenteile fest verschraubt
Rückenwinkel 90° zum Boden
Rückenlehne nicht abfaltbar

Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☐ A9000400024* € 306,30


7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen



Rückenlehne Abfaltfunktion blockiert

☐ A9000400038* € 312,30

Rastbolzen der Winkelverstellung durch
Verschraubung ersetzt
Rückenwinkel 90° zum Boden
mit integrierten kunststoffummantelten
Aluminium-Seitenteilen



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

☒ A9000802010-K001

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche
Polsterstärke: 16 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „light“

☒ A9000802320-K001

Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene
Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel

☒ A9000802320-K002

Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene
Oberfläche
Polsterstärke: 9 mm
Ausstattung ohne Rückenquerbügel



Anpassrücken und Rückenpolster „Comfort“

☐ A9000815101-K € 131,40

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche
Polsterung vorne: 20 mm
Polsterung hinten: 5 mm
Ausstattung mit Rückenquerbügel


Rückenquerbügel ausgestellt ☐ um 20 mm A9000400835-020 € 109,30 ☐ um 30 mm A9000400835-030 € 109,30 ☐ um 50 mm A9000400835-050 € 140,80 ☐ um 80 mm A9000400835-080 € 155,30 Nur in Verbindung mit rückverlagerten Schiebegriffen 	Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem ☐ A9000802011 € - 53,00 Ausstattung mit Rückenquerbügel	
---	---	--

Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.

Body Contour

☐ A9000801025-K



Sitzplatte Aluminium


☐ A9000801212-K € 292,70
auf den Rahmenrohren verschraubt
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Ausstattung ohne Sitzbespannung


☐ A9000801050

Sitzkissen



Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K* € 118,30



Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K* € 163,10

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000805204-K* € 301,70
☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000805200-K* € 437,70

Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

☐ bis 30x30 cm
A9000800311-K* € 356,10
☐ >30x30 bis 50x50 cm
A9000800310-K* € 482,90

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm ☐ 6 cm

Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium fest montiert am Seitenblech

Nur in Verbindung mit Rückenlehne fest



in schwarz glanz

☐ A9000403100-K € 243,20

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000403101-K € 311,10

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000403102-K € 345,10

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000403210-K € 243,20

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000403211-K € 311,10

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000403212-K € 345,10

Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400012-K € 547,30
Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Armauflagen

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

inklusive Kleiderschutz Aluminium
mit Armpolster 25 cm lang
über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000400008-K € 569,60

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9000400009-K € 621,90

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)

☐ A9000400010-K € 648,10

Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

☐ A9000400018-K € 862,00
inklusive Kleiderschutz Carbon
mit Armpolster 25 cm lang
Über Rastfunktion abnehmbar
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

Armpolster 25 cm lang auf Kleiderschutz montiert

☐ A9000403151 € 165,80

Armpolsteroberkante in Abhängigkeit der Kleiderschutzeinstellung ca. 20 cm bis 24 cm über Sitzrohr montiert.
Nur in Verbindung mit Kleiderschutz



Armauflage abschwenkbar, abnehmbar

☐ A9000403141-K € 358,50

mit Armpolster 25 cm lang
Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 cm bis 31 cm über Sitzrohr,
in 1,5 cm Schritten einstellbar
Nicht in Kombination mit Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert




Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.


Radplatte Standard

☐ A9016201000
Sitzhöhe hinten:
Gr. L (22") ca. 33,5 cm - 37,5 cm
Gr. L/XL (24") ca. 36 cm - 40 cm
Gr. XXL (24") ca. 39 cm - 43 cm



Radplatte lang

☐ A9016201020 € 234,70
Sitzhöhe hinten:
Gr. L (22") ca. 35,5 cm - 41,5 cm
Gr. L/XL (24") ca. 38 cm - 44 cm
Gr. XXL (24") ca. 41 cm - 47 cm



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

☐ A9016202010
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

2,5° Antriebsradsturz

☐ A9016202051
Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm*

4° Antriebsradsturz

☐ A9016202030
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

☐ A9016202040
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

8° Antriebsradsturz

☐ A9016202050 € 77,00
Gesamtbreite = ca. SB + 33 cm*
Nur bis 50 kg Körpergewicht möglich

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

☐ A9016201200-K € 502,90
Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen.

Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9016201210-K € 502,90
Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen. Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH
(Bitte auch auf Seite 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen!)
☐ Fachhändler

Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

Empfehlung: Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

☐ A9000701010-003



Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

☐ Bremshebel Standard A9000700002
☐ Bremshebel lang A9000701010-004



Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

☐ A9000706001 € 170,50
nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard oder lang



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008 € 158,60
Länge: 9 cm



Kniehebelbremse mit Einhandbedienung Bedienung rechts A9000707020-001 € 392,30 Bedienung links A9000707020-002 € 392,30 über Bowdenzug 	Kniehebelbremse mit Arretierung Bremshebel Standard A9000700214 € 158,60 Bremshebel lang A9000700215 € 158,60 Arretierblock für Bremshebel verhindert das Bremsen während des Schiebens durch Begleitpersonen Nicht in Verbindung mit Kniehebelbremse mit Einhandbedienung, Bremshebel 20° ausgestellt sowie Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson. 	Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson A9000701020 € 464,10 Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge 
Trommelbremse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502 A9000702010-K* € 474,00 Bedienung vom Schiebegriff Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl „Radsturz“) + 3 cm In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz des Trommelbremsankers die lange Radplatte montiert. Bitte beachten: - nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen - nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion 		

Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Fußbügel durchgehend

A9016601010-K*

mit Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm:
Gr. L / XL ab USL 26 cm
Gr. XXL ab USL 29 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel einseitig hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302

A9016601300-K*

€ 173,90

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm, nicht abnehmbar
bei Gr. L / XL ab USL 25 cm
bei Gr. XXL ab USL 28 cm
zusätzlich nach außen schwenkbar:
bei Gr. L / XL ab USL 29 cm
bei Gr. XXL ab USL 32 cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399

A9016602005-K*

€ 287,40

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel
bei Gr. L / XL ab USL 31 cm
bei Gr. XXL ab USL 35 cm.
Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen



Fußbügel nach hinten hochfaltbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399 ☐ A9016602010-K* € 307,90 mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und Verriegelung über 20 mm Betätigungshebel Bitte beachten: Gr. L / XL ab USL 39 cm Gr. XXL ab USL 42 cm bei G-Form ab SB 33 cm Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen	Fußbügel nach hinten hochfaltbar für USL < 39 cm und ab SB 33 cm HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399 ☐ A9000600007-K € 352,50 Fußbügelgelenk am Rahmen geklemmt, mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und 20 mm Betätigungshebel Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen Nicht in Verbindung mit Therapietisch 	Fußstütze mittig geteilt HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399 ☐ A9016603200-K € 336,80 mit gummierter Fußbrettauflage, höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar, nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar, inkl. Rahmenverstärkung Bitte beachten: Gr. L / XL ab USL 31 cm Gr. XXL ab USL 34 cm nicht abnehmbar 
Fußstütze „Swing Away“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399 ☐ A9016604100-K € 404,70 mit gummierter Fußbrettauflage, mittig geteilt, seitlich abschenkbar, abnehmbar, hochklappbar, höhenverstellbar, winkelverstellbar inkl. Rahmenverstärkung Bitte beachten: Möglich bei G-Form Gr. L / XL / XXL und abduzierter Form Gr. XXL 	Fußbügel hochdistanziert ☐ A9041606010-K höhenverstellbar Von USL 20 cm bis 25 cm möglich. Gummierte Fußbrettauflage erforderlich, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen 	
Zubehör Fußstütze		
Fußbrettauflage gummiert, 14 cm tief HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303 ☐ A9000610000-K € 125,90 verschraubt, winkelverstellbar 	Fußbrettauflage gummiert, 18 cm tief HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303 ☐ A9000610005-K € 140,10 verschraubt, winkelverstellbar 	Fußbrettseitenanschlag ☐ A9000610100 € 59,70 einstellbar Bitte beachten: Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert 
Abweiserollen am Fußbrett montiert ☐ A9000600006 € 117,40 Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert 		

Adaptionen

Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts
A9000300100-K001 € 169,10

☐ links
A9000300100-K002 € 169,10

mit Zugfeder und Universaladapter
schwenkbar
für optimales Schwenkverhalten sollte das
Sitzgefälle > 3 cm sein



Universaladapter vorbereitet für die Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Fa. Alber (e-fix, e-motion)

☐ A9016300105 € 296,70

Lieferung ohne Kippstütze und
Kippstützenaufnahme.
Kippstütze bitte kundenseitig bei der Fa. Alber
bestellen



Transitrolle

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0405

☐ rechts
A9000301100-003 € 164,80

☐ links
A9000301100-004 € 164,80

mit Universaladapter, abnehmbar
nicht in Kombination mit Kippstütze



Ankippbügel

☐ rechts
A9000302100-K001 € 140,10

☐ links
A9000302100-K002 € 140,10

mit Universaladapter und Quickpin
nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw.
links



Radstandsverlängerung abnehmbar SPEEDY 4teen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0409

☐ A9016102001 € 581,30

Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
Spur einstellbar

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

☐ 1° Sturz

☐ 4° Sturz

☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstands-
verlängerung darf nicht kleiner als in der
Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz
möglich.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der
nächsthöhere Radsturz, als in der
Alltagsposition montiert.



Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

☐ A9000900100 € 845,70

Ausstattung mit Geradeauslaufarretierung
über Schnellspannklammer vom Rollstuhl
abnehmbar
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4"
Lenkrad
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar
für maximalen Bodendruck am
Vorsatzgerät von 30 kg



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 70,80
pannensicher



4" Lenkräder

4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☒ A9000501011-004
(82A), pannensicher



4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 € 70,80
pannensicher



4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 € 94,80
pannensicher



4" CorMORun Lenkrad (100 mm) ☐ A9000501042 € 173,00 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe der Felge: schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	4" Frog Legs Lenkrad (100 mm) ☐ A9000501230 € 206,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	
5" Lenkräder		
5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501036-005 (82A), pannensicher	5" Lenkrad „Standard“ PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501031-005 (82A), pannensicher	5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm) HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501221 € 94,80 pannensicher
5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ Silber eloxiert € 179,80 A9000501210 ☐ Schwarz € 179,80 A9000501211 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)	5" CorMORun Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501041 € 181,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, schwarz, pannensicher Farbe der Felge: schwarz inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)	5" Frog Legs Lenkrad (125 mm) ☐ A9000501232 € 206,30 mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in silber inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)
6" Lenkräder		
6" Lenkrad „Standard“ PU grau HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501010-006 (82A), pannensicher	6" Lenkrad „luftbereift“ ☐ A9000501050 € 57,20 Sitzhöhe vorne min. 42 cm	6" Lenkrad „Flexel-System“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401 ☐ A9000501070 € 57,20 pannensicher

Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002 € 167,40
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001 € 54,00
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002 € 218,90
mit Steckachse
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500160-K002 € 616,90
mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Standard

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K € 296,70
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K € 337,90
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne
Lenkräder geliefert.
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl
ankreuzen.

Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung



☐ A9000500400* € 59,10
10 mm pro Seite

☐ A9000500401* € 59,10
15 mm pro Seite

☐ A9000500410* € 59,10
20 mm pro Seite

Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203062

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz	1°	4°	6°	8°	10°
Gewicht					
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ 22" (ETRTO 489-19)
A9000203060-010

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010

mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht

☐ 22" (ETRTO 451-19)
A9000203060-020

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020

mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
in Verbindung mit Einhandantrieb



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 € 157,80

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 € 157,80

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 € 157,80

mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540) € 784,10
A9000203550

☐ 25" (ETRTO 559) € 784,10
A9000201559

☐ 26" (ETRTO 590) € 784,10
A9000203555



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

☐ 24" (ETRTO 540) € 957,20
A9000203554

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.
Handbike-/Zuggeräte-Nutzung) empfehlen wir
das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO
Speichen



Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499


☐ 24" (ETRTO 540) € 957,20
A9000203552

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B.
Handbike-/Zuggeräte-Nutzung) empfehlen wir
das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO
Speichen



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Greifringanbau
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205010-002
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205010-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006



Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205019-002
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund
des geringen Grips nicht empfohlen.

- ☐ 22" Greifring für
22" Rad
A9000205020-002 € 68,30
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad
A9000205020-004 € 68,30
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205020-006 € 68,30



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 22" Greifring für
22" Rad € 164,90
A9000205030-002
- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 164,90
A9000205030-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 164,90
A9000205030-006



Titan Ø 19 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" Rad und 25" Rad € 335,60
A9000205040-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad € 335,60
A9000205040-006




Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- ☐ für Greifring 22"
A9000205100-002 € 232,80
- ☐ für Greifring 24"
A9000205100-004 € 232,80
- ☐ für Greifring 26"
A9000205100-006 € 232,80

Oberfläche ohne Struktur,
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Ultra-Grip „sehr griffig“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 402,40 A9000205070-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 402,40 A9000205070-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad € 402,40 A9000205070-006 	Ergo-Grip HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 402,40 A9000205080-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 402,40 A9000205080-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad € 402,40 A9000205080-006 Anbau an Felge anliegend Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich. 	Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 24 mm € 402,40 A9000205130-004 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L € 402,40 A9000205140-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L € 402,40 A9000205140-006 
Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L € 402,40 A9000205160-004 	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) ☐ = Schwarz (Oberfläche glanz) ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 24 mm € 467,60 A9000205135-004 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L € 467,60 A9000205145-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L € 467,60 A9000205145-006 	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 24 mm € 520,70 A9000205155-004 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L € 520,70 A9000205150-004 
Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 520,70 A9000205170-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad € 520,70 A9000205170-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad € 520,70 A9000205170-006 	Gekko schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 520,70 A9000205175-004 ☐ 25" Greifring für 25" Rad € 520,70 A9000205175-005 ☐ 26" Greifring für 26" Rad € 520,70 A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 	Gekko silber eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 520,70 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm 

Gekko S schwarz eloxiert HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904 ☐ 22" Greifring für 22" Rad € 520,70 A9000205195-002 ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad € 520,70 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm 	Ausstattung ohne Greifring ☒ A9000205990	
--	--	--

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



☐ für 22" Rad € 207,10 A9000206300-002	☐ für 24" Rad € 207,10 A9000206300-004	☐ für 26" Rad € 207,10 A9000206300-006
--	--	--

Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 22x1" (489-25)
A9000204001-002
- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 22x1" (489-25)
A9000204000-002
- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004
- ☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006
- Farbe: Grau, schwarzwand
-
- 7,5 bar



Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204010-004
- 7,5 bar



Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- ☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-014
- ☐ 25x1" (559-25) € 49,20
A9000204030-015
- ☐ 26x1" (590-25) € 49,20
A9000204030-016

Farbe: Schwarz
10 bar



Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407


- ☐ 24x1" (540-25) € 49,20
A9000204030-004
- Farbe: Grau, schwarzwand
-
- 10 bar



Schwalbe „One“

- ☐ 24x1" (540-25) € 93,00
A9000204123-004
- Farbe: Schwarz
-
- 9 bar



Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402 ☐ 22x1" (489-25) € 122,70 A9000204200-002 Farbe: Grau ☐ 24x1" (540-25) € 122,70 A9000204201-004 Farbe: Schwarz Nicht in Verbindung mit 18 Speichen und Spinergy Antriebsrad 		
Zubehör		
24" MTB Wechselradsatz HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499 mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring Mountainbike-Bereifung wahlweise:		
☐ A9000203410 € 703,40 24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“ Bremseneinstellung kompatibel zum 24x1" Rad 	☐ A9000203413 € 703,40 24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“ Bremseneinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad 	HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis ☐ A9000200004 € 232,20
Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß ☐ A9000200096 € 105,80 Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm Achsdurchmesser: 12 mm Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“ oder Einhandantrieb 	Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss „Tetra Clip“ HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999 ☐ A9000206400* € 166,40 Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder, Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-Nabe 	Handluftkompressor mit Manometer HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999 ☐ A9000901100 € 106,30 bis 14 bar 
Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909 ☐ A9000902310* € 137,40 	Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905 ☐ A9000902100 € 80,60 	Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905 ☐ A9000902110 € 64,50 

Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

☐ A9000903270 € 107,90

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
STVZO zugelassenes Beleuchtungsset

**Transporttasche für Antriebsräder**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

☐ für 24" Rad
A9000903530-004 € 77,80
Ø 76 cm x 2 cm☐ für 26" Rad
A9000903530-006 € 77,80
Ø 83 cm x 2 cm**Separate Bestellblätter****Kategorie „Reha-Technik Zubehör“**

z.B. Sitz- & Rückensysteme,
Einhandantrieb oder Kraftknotensystem
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>**Ergänzende Produkte**

wie z. B. Handbikes oder Zug- &
Vorsatzgeräte finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>**Zusatzblätter**

wie z. B. individueller Kniewinkel usw.
finden Sie unter:

<https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/>**Dienstleistungen****Beratung und Ausmessung durch
PRO ACTIV**☐ A9990000000 € 354,50**Übergabe und Einweisung des
Rollstuhls durch PRO ACTIV**☐ A9990000006 € 354,50**Anmerkungen und Notizen:****Ort, Datum**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler