



## LITTY 4all

### DER LEICHTE & STABILE KINDERROLLSTUHL DER MIT SEINEM ABENTEURER MITWÄCHST.

Der Kinderrollstuhl **LITTY 4all** ist speziell für kleine Abenteurer entwickelt. Mit seiner optimalen Rahmengestaltung und vielseitigen Verstellmöglichkeiten passt er sich perfekt an die Bedürfnisse von Kindern an. Sein geringes Gewicht ab 6,7 kg und der besonders leichte Rollwiderstand machen ihn auch für Kinder mit wenig Armkraft zum idealen Begleiter. Beim LITTY 4all sind 9 Rahmenparameter wählbar, um den Rollstuhl individuell anzupassen, und die Sitzbreite ist bereits ab 18 cm möglich.



#### #Mitwachsfunktion

Der LITTY 4all wächst durch austauschbare Baugruppen mit dem Kind mit und bleibt so über Jahre ein verlässlicher Begleiter.



#### #Perfekte Sitzposition

Der Rahmen ohne begrenzende vordere Rahmenrohre ermöglicht eine Sitzpositionierung mit maximaler Abduktion.



#### #Sicherheit

Die Bedienung der Kniehebelbremse ist ergonomisch im Kleiderschutz angebracht & der Bremsbolzen ist außerhalb des Greifbereichs, um ein Einklemmen der Finger zu verhindern.



#### #Unterstützung

Verschiedene Schiebegriffe und -bügel bieten die Möglichkeit der Unterstützung beim Vorankommen, während die Begleitpersonen-Bremsen die Geschwindigkeitskontrolle ermöglichen.



## PERFEKT ABGESTIMMT UND IMMER BEREIT FÜR DAS NÄCHSTE ABENTEUER.

Der **LITTY 4all** wird individuell nach den Bedürfnissen des Kindes gefertigt – von den Rahmenmaßen bis hin zur Ausstattung. Es kann aus einer Vielzahl an Optionen gewählt werden, darunter Fußstützen, Bremsen, Schiebegriffe, Rücken- und Sitzsysteme sowie Antriebs- und Lenkräder.

### EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die „Fußauflage nach hinten hochklappbar“ erleichtert Kindern, die noch stehfähig sind, das Übersetzen aus dem und in den Rollstuhl.



Der Therapie-Tisch bietet eine praktische Arbeitsfläche, ist werkzeuglos abnehmbar und stufenlos in Höhe und Winkel einstellbar für eine optimale Anpassung.



Mit dem **Outdoor-Radvorsatz** wird der LITTY 4all geländetauglich für Pflaster, Schotter und Waldwege. Die Lenkräder werden vom Boden abgehoben und das 12" Rad überwindet Unebenheiten mühelos. Dank Schnellspannklammer lässt sich der Radvorsatz einfach und werkzeuglos anbringen.



## TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	18 - 34 cm (in 2 cm-Schritten)
Sitztiefe:	20 - 35 cm (in 5 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 35 cm (in 5 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	20 - 44 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	31 - 41 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	34 - 44 cm (in 1 cm-Schritten)
Kippunkt:	5 - 9 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 6,7 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 50 kg

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

## FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
72359 Dotternhausen  
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2024\_01  
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.