



NJ1 Kompaktbike

mit Kettenschaltung oder Freilaufnabe
und Scheibenbremse

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzugchassis mit Versteifungsstreben
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzentrerschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem „Magura“
- mechanische Scheibenbremse mit Feststellarretierung
- Sicherheitswimpel
- Antriebseinheit schwarz

A9100100001 € 5.200,00

Hinweis: Für kleinere Körpergrößen und Kinder steht das FREAK Kompaktbike zur Verfügung (separates Bestellblatt). Das FREAK kann auch mit 26"-Vorderrad und 20"-Hinterrad ausgestattet werden.

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

☐ glanz A9000100170-023

☐ matt A9000100170-123 € 43,40

Brillant Silber

☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

☐ glanz A9000100170-001

☐ matt A9000100170-101 € 43,40

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-003

☐ matt A9000100170-019 € 43,40

Tiefschwarz Effekt Silber

☐ glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-022

Fire Red

☐ glanz A9000100170-018

☐ matt A9000100170-118 € 43,40

Pink Magenta RAL 4010

☐ glanz A9000100170-037

☐ matt A9000100170-137 € 43,40

Sky Blue

☐ glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

☐ glanz A9000100170-036

☐ matt A9000100170-136 € 43,40

Marine Blau

☐ glanz A9000100170-045

☐ matt A9000100170-145 € 43,40

Electric Green

☐ glanz A9000100170-015

☐ matt A9000100170-115 € 43,40

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-005

☐ matt A9000100170-105 € 43,40

Violett

☐ glanz A9000100170-044

Gestrahlt transparent beschichtet

☐ glanz A9000100170-029

Gelb RAL 1023

☐ glanz A9000100170-046

☐ matt A9000100170-146 € 43,40

Rot RAL 3001

☐ glanz A9000100170-047

☐ matt A9000100170-147 € 43,40

Lagoon Blue

☐ glanz A9000100170-052

☐ matt A9000100170-152 € 43,40

Athletic Grey RAL 7046

☐ glanz A9000100170-050

☐ matt A9000100170-150 € 43,40

Muddy Grey RAL 7033

☐ glanz A9000100170-051

☐ matt A9000100170-151 € 43,40

Peach RAL 3022

☐ glanz A9000100170-038

☐ matt A9000100170-138 € 43,40

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9110200032

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

☐ 32 Zähne

☐ 38 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9110200034

€ 192,20

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

☐ 32 Zähne

☐ 38 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9110200035

€ 1.486,10

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Bedienung: Rechts ☐ Links ☐

Kettenblattauswahl:

☐ 32 Zähne

☐ 38 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9110200033

€ 1.631,10

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung). 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

☐ 32 Zähne

☐ 38 Zähne



Nabenschaltung

Shimano „Alfine“

11-Gang Nabenschaltung

☐ A9100200026 € 592,00

Schaltgriff „Rapid Fire“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 19 Zähne



Rohloff „Speedhub 500/14“

14-Gang Nabenschaltung

☐ A9100200027 € 1.498,10

Drehgriffschalter „Grip Shift“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 16 Zähne



Schaltungszubehör

Mountaindrive 2,5 : 1

Berguntersetzung

in Verbindung mit Nabenschaltung

☐ A9100200003 € 797,40

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung
im Stand.

Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.

Nur in Verbindung mit Griffweite 40 cm, 45 cm,
48 cm und 53 cm.



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Bremsscheibe Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht.



Doppeltes Scheiben-Bremssystem „Magura“ Bremsscheibe Ø 203 mm

☐ A9100300100 € 233,30

Mechanische Scheibenbremse entfällt.

Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken
Bremssystem

Empfohlen ab 100 kg Körpergewicht

Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- ☐ Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- ☐ Griffweite 45 cm
A9110500100-045
- ☐ Griffweite 50 cm
A9110500100-050

Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- ☐ Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- ☐ Griffweite 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- ☐ Griffweite 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Standard Tretkurbel

- ☐ Länge 155 mm
A9110600100-155
- ☐ Länge 175 mm
A9110600100-175
- ☐ Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel


- ☐ Länge 155 mm
A9100600105-155 € 136,10
- ☐ Länge 175 mm
A9100600105-175 € 136,10
- ☐ Länge individuell
195 mm bis 140 mm € 258,70
A9100600100



Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze verstellbar)

- ☐ S (X/Y 67/153)
A9100501100-003
- ☐ M (X/Y 90/250)
A9100501100-001



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

- ☐ S (180 mm)
A9100500001-002 € 232,10
- ☐ M (240 mm)
A9100500001-003 € 232,10

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

- ☐ A9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Beinstütze umlaufend

- ☐ A9100100009
Adaption an der Gabel



Fußanschlag für Beinstütze

- ☐ A9100100012 € 91,20



Oberschenkelfixierung

☐ A9100100013 € 215,10



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

☐ A9100800002
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

☐ A9100800010 € 92,40
mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Chassis

Chassis-Geometrie

☐ Länge 116 cm
SB ca. 39 cm
A9100100000-002


☐ Länge 116 cm
SB ca. 43 cm
A9100100000-003 € 204,60

☐ Heavy Duty Ausführung
bis 120 kg Körpergewicht
A9100800013

(Empfohlen bei Offroad-Nutzung)

Wird zusätzlich zu
A9100100000* benötigt.

€ 425,60



Sitzbespannung

Sitzbespannung Offenes Gurtsystem

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100801010-002

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100801010-003



Sitzbespannung Body Contour


atmungsaktiv, federnde Wirkung

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100801025-002

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100801025-003



Sitzkissen

Sitzkissen Standard

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4 cm

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100000190-002 € 115,00

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100000190-003 € 115,00



Sitzkissen mit Oberschenkelführung

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4 cm
Nur in Verbindung mit Oberschenkelfixierung.

Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

☐ A9100800103-002 € 207,50

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

☐ A9100800103-003 € 207,50



Räder

26x1" Laufräder mit Doppelwandfelge

☒ A9100104260
(ETRTO 559)
Laufräder vorne und hinten mit 36 Speichen

26x1" Laufräder mit Doppelwandfelge

☐ A9100104262 € 298,00
(ETRTO 559)
extra leichte Ausführung: Felgengewicht 395 g,
Laufrad vorne mit 32 Speichen
Laufräder hinten mit 18 Speichen
(Gewichtseinsparung am Bike ca. 600 g)

Bereifung

26x1" Schwalbe „One“

☒ A9100105160
(ETRTO 559-25)
V-Guard WheelStar



26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“

☐ A9100105140 € 71,10
(ETRTO 559-50)
Tourenreifen



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

☐ A9100502100 € 58,10



Beinschutzblech

☐ A9100100231 € 171,00
Schutz bei MTB-Bereifung
am Gabelholm verschraubt
Farbe: Schwarz matt

Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

☐ A9100800100 € 218,10
mit Halterungsklemme 40 mm
Farbe: Schwarz



Nackenstütze

☐ A9100800150 € 261,00
Höhenverstellbar, winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

☐ A9100800200 € 121,70



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 € 70,10
kabellos, mit Halterung



SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer

☐ A9110900018 € 171,50
mit Trittfrequenz-Set
kabellos



Halterung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

☐ A9110903271 Stk. á € 23,20
Farbe: Natur eloxiert

____ Stück



Beleuchtungsset SIGMA

☐ A9120900019 € 123,90
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Handballenauflage am Handgriff

☐ A9110601200 € 102,80

gepolstert, verschraubt, winkleinstellbar.
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601101 € 169,40



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601102 € 191,60

sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm
mit Moosgummiüberzug
Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze
schwenkbar



Tetra-Schalengriffe

☐ A9110601100 € 172,40



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 7 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis enthalten ☒ = Position erforderlich
Bestellblatt NJ1 Kompaktbike Rev. 17