

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

FREAK Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Chassis Länge 102 cm, SB 35 cm
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzenterverschluss
- Antriebseinheit schwarz mit Antriebsrad 20"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel

A9113000013

€ 4.550,00

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Rahmenfarbe - Einfarbdesigns

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023
 matt A9000100170-123 € 40,10

Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001
 matt A9000100170-101 € 40,10

Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003
 matt A9000100170-019 € 40,10

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

Fire Red

- glanz A9000100170-018
 matt A9000100170-118 € 40,10

Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037
 matt A9000100170-137 € 40,10

Sky Blue

- glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036
 matt A9000100170-136 € 40,10

Marine Blau

- glanz A9000100170-045
 matt A9000100170-145 € 40,10

Electric Green

- glanz A9000100170-015
 matt A9000100170-115 € 40,10

Lemon Green

- glanz A9000100170-005
 matt A9000100170-105 € 40,10

Violett

- glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046
 matt A9000100170-146 € 40,10

Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047
 matt A9000100170-147 € 40,10

Lagoon Blue

- glanz A9000100170-052
 matt A9000100170-152 € 40,10

Athletic Grey

- glanz A9000100170-050
 matt A9000100170-150 € 40,10

Muddy Grey

- glanz A9000100170-051
 matt A9000100170-151 € 40,10

Antrieb Neodrives

E-assistent Ausführung mit Neodrives

- A9113200000 € 3.093,50

- Neodrives Z10 Motor
 - Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 W
 - Farbdisplay sMMi Z15 Connect
 - Schiebehilfe zur Fahrt ohne Tretunterstützung bis 6 km/h
 - Neodrives RR G2 Akku mit 14,25 Ah / 513 Wh
 - Reichweite ca. 40 - 70 km
- Nicht in Verbindung mit Nabenschaltungen!



Nabenschaltung

Nicht in Verbindung mit e-assistent Ausführung

Shimano „Nexus“ 8-Gang Nabenschaltung

- A9113000015
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit Rücktrittbremse
 Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano „Alfine“ 11-Gang Nabenschaltung

- A9113200026 € 793,50
 Schaltgriff „Rapid Fire“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
 MT2) Bremsgriff rechts
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links



Rohloff „Speedhub 500/14“ 14-Gang Nabenschaltung

- A9113000016 € 1.679,00
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 16 Zähne
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
 MT2) Bremsgriff rechts
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9113200034 € 492,50

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9113200035 € 1.713,50

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9113200033 € 1.863,00

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



Schaltungszubehör

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung

A9100200003 € 759,00

Planetengeräte zur Verdoppelung der Gänge.
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung im Stand. Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.
Nur in Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Bremsscheibe Ø 203 mm

A9110300105 € 79,10

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm
A9110500100-045

Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Griffweite 53 cm (226 mm)
A9110500100-053

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195




Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9100600105-155 € 129,50
- Länge 175 mm
A9100600105-175 € 129,50
- Länge individuell
140 mm bis 195 mm € 246,30
A9100600100



Tretlagerstütze starr

- XS (X/Y 113/130 mm)
A9100501100-004
- S (X/Y 67/153 mm)
A9100501100-003



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge

- S (180 mm)
A9100500001-002 € 220,90
- M (240 mm)
A9100500001-003 € 220,90

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

- A9100100008
Adaption an der Gabel für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Fußanschlag für Beinstütze

- A9100100012 € 86,80



Oberschenkelfixierung

- A9100100013 € 204,70



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

A9100800002

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

A9100800010 € 85,10

mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Sitzbespannung

Sitzbespannung Offenes Gurtsystem

A9100801010



Sitzbespannung Body Contour

A9100801025
atmungsaktiv, federnde Wirkung



Sitzkissen

Sitzkissen „Standard“

A9113000190 € 106,60

Für Chassis 102 cm
SB: 35 cm
Höhe: 4 cm
Bezugsstoff: Schwarz; atmungsaktiv, offene Oberfläche



Bereifung

20x1,1" Schwalbe „Durano“

A9113105001
(ETRTO: 406-28)
Rennrad-Reifen



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

A9113105120 € 67,60
(ETRTO: 406-47)
unplattbar
mit Pannenschutzeinlagen Smart Guard



Zubehör

Steck-Schutzblech

A9100502100 € 55,30












Beinschutzblech

A9100100231 € 162,70
Schutz bei MTB-Bereifung
am Gabelholm verschraubt
Farbe: Schwarz matt

Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

A9100800100 € 207,50
mit Halterungsklemme 40 mm



| | | |
|---|--|---|
| <p>Nackenstütze</p> <p><input type="checkbox"/> A9100800150 € 248,40</p> <p>höhenverstellbar winkelverstellbar</p>  | <p>Becken-Fixiergurt</p> <p><input type="checkbox"/> A9100800200 € 112,90</p>  | <p>SIGMA BC 9.16 ATS Bike-Computer</p> <p><input type="checkbox"/> A9110901000 € 66,80</p> <p>kabellos, mit Halterung Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung</p>  |
| <p>SIGMA BC 14.16. STS CAD Bike-Computer</p> <p><input type="checkbox"/> A9110900018 € 163,20</p> <p>mit Trittfrequenz-Set kabellos Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung</p>  | <p>Halterung ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)</p> <p><input type="checkbox"/> A9110903271 Stk. á € 22,10</p> <p>Farbe: Natur eloxiert _____ Stück</p>  | <p>Beleuchtungsset SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019 € 117,90</p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p>  |
| <p>Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer</p> | | |
| <p>Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601101 € 161,30</p>  | <p>Tetra-Schalengriffe</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601100 € 164,10</p>  | <p>Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601102 € 182,40</p> <p>sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm mit Moosgummiüberzug</p>  |
| <p>Dienstleistungen</p> | | |
| <p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 € 327,80</p> | <p>Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000007 € 540,50</p> <p>zzgl. Versandkosten</p> | |

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 6 - 2023-02-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten = im Grundpreis enthalten = Position erforderlich
Bestellblatt FREAK Kompaktbike Rev. 16