



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

PRO ACTIV Kraftknotensysteme

Für die von PRO ACTIV geprüften und
freigegebenen Rollstühle

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____


Bestellung des Kraftknotensystems zu folgendem Produkt:

Rollstuhlneubestellung
(Siehe separat beigefügtes Bestellblatt:
Kommission.: _____)


Nachrüstung an einen vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl

- Typ: _____
- Produktnummer: _____
- Baujahr: _____
- Sitzbreite SB: _____
- Sitztiefe ST: _____
- Rückenhöhe RH: _____

Abmessung Beckengurt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge A	Länge B	Länge C
8000900007 9000900001	Beckengurt 1350 mm mit Schloss	660 - 1410 mm	360 mm	230 mm
8000900009 9000900007	Beckengurt 1670 mm mit Schloss	910 - 1730 mm	480 mm	360 mm



Variante	betreffende Modelle	Maß X
1	SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic / 4all	Ca. 30 mm
2	TRAVELER 4all Ergo, SPEEDY 4all / 4all Ergo, SPEEDY 4teen	Ca. 50 mm
3	SPEEDY 4you / 4you Ergo und TRAVELER 4you Ergo in der Ausführung hoher Rahmen	Ca. 90 mm

Kraftknoten für Rollstuhl-Neubestellung

Kraftknotenanzbindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse € 279,80

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlusses zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (9000900001/9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

- SPEEDY A1 / A2 9010900001
- TRAVELER 9030900002
- BUDDY classic 9040900001
- BUDDY 4all A9047900001



Kraftknotenanzbindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse € 292,80

zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlusses zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (9000900001/9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

- SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo 9016900003
- SPEEDY 4teen 9016900003
- TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo 9016900003



Zubehör für Kraftknoten-Neubestellung (für alle Grundartikel - siehe oben)

Lagerblockzwischenplatte

Bitte beachten: Die Lenkrapurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite.

mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors


- Farbe: Schwarz
9000900008-001

€ 139,20

- Farbe: Silber
9000900008-002

€ 139,20



<p>Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> 9000900001 € 129,00</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Gurtfarbe rot</p>	<p>Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> 9000900007 € 129,00</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet. Gurtfarbe rot</p>	<p>Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf</p> <p><input type="checkbox"/> 9000900002 € 106,90</p> <p>mit Umlenkung, Länge 3200 mm</p>
<p>Retraktoren für Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> 9000900003 € 410,80</p> <p>Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschlaufe oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.</p> <p>Set bestehend aus: 2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad 2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad</p>	<p>Kopfstütze mit Segmentpolsterung</p> <p><input type="checkbox"/> 9000900004 € 318,20</p> <p>3-teilig und Halterungsrohr ø 25 mm</p> 	<p>Kopfstützenhalterung</p> <p><input type="checkbox"/> 9000900005 € 214,20</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstützen-Segmentpolsterung. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Bei TRAVELER bitte beachten: Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden.</p>

Kraftknoten für Rollstuhl-Nachrüstung

Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung Für Modelle: SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic

Voraussetzung für Nachrüstung: Rollstuhllalter unter 3 Jahre
Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist eine Nachrüstung nicht möglich.

Am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse.
Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlösses zur Aufnahme des hinteren Retraktors.

R8000900004 € 741,20



Für die Nachrüstung des Rahmenanschweißteiles ist es notwendig folgende Arbeitsschritte bei uns im Hause durchzuführen:

- Demontage des Rollstuhles
- Entschichten des Rollstuhlrahmens
- Anschweißen des Rahmenanschweißteils
- Neubeschichten des Rollstuhlrahmens
- Montage des Rollstuhles

Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung Für Modelle: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4 you Ergo

am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse.

E8000900005 € 193,20

Zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlösses sowie des hinteren Retraktors.
Ohne Montage.



Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung

Für Modell: BUDDY 4all

Zur Anbindung an den hinteren Retraktor und zur Verschraubung mit dem Beckengurt.

mit Gurtöse.

E8047900001 € 170,00



Zubehör für Kraftknoten-Nachrüstung

Lagerblockzwischenplatte

mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors und Befestigungsschrauben

Farbe: Schwarz
8000900046-001 € 206,50

Farbe: Silber
8000900046-002 € 206,50



Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten

8000900007 € 181,70

Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes.
Gurtfarbe rot

Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten

8000900009 € 181,70

Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes.
Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet.
Gurtfarbe rot

Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf

8000900003 € 156,80

mit Umlenkung, Länge 3200 mm

Retraktoren für Kraftknoten

8000900014 € 599,60

Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschlaufe oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.

Set bestehend aus:

2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad

2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad

Kopfstütze mit Segmentpolsterung

8000900004 € 464,40

3-teilig

Kopfstützenhalterung

8000900005 € 312,30

zur Aufnahme der Kopfstützen-Segmentpolsterung. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.

Bei TRAVELER bitte beachten:

Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden.

Montage gewähltes Zubehör Kraftknoten-anbindung durch PRO ACTIV

R8000900003 € 201,30

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.