



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

NJ1 e-assistant

bis 120 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung
4 verschiedene Basismodelle für unterschiedliche
Einsatzzwecke, ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem, Bedienung rechts
- Zusatzbremse, Bedienung am Handgriff links mit Arretierbügel zur Nutzung als Feststellbremse
- Kettenschutzrohr
- Anfahrunterstützung (Throttle) zur Fahrt ohne Kurbelbewegung bis 6 km/h
- Abstellständer
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- Farbdisplay sMMi Z15 Connect
- Trinkflasche mit Halter
- Antriebseinheit schwarz

Antrieb Neodrives

Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße:

- 20" (ETRTO 406) A9116100011-020 **CHF 6.653,00**
- 24" (ETRTO 507) A9116100011-024 **CHF 6.653,00**

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Oberkörperhöhe: _____ cm
Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Akkus Neodrives

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite ca. 45-75 km

A9116900116

Montage links an der Gabel



Doppelakku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite ca. 85-150 km

A9116900118 **CHF 1.250,00**

Montage beidseitig an der Gabel, Umsteckvorrichtung an der Tretlagerstütze montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus über den Magnetstecker



Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9110200032

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9110200034 **CHF 207,00**

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9110200035 **CHF 1.615,00**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Bedienung: Rechts Links

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung). 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne empfohlen bei 24" Antriebsrad
- 38 Zähne empfohlen bei 20" Antriebsrad
- 42 Zähne für geringere Kurbelfrequenz bzw. Fahren höherer Geschwindigkeiten



Schaltungszubehör

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung

A9100200003 **CHF 690,00**

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung
im Stand.

Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.

Nur in Verbindung mit Griffweite 40, 45, 48 und
53 cm.



Bremssystem

Mechanische Feststellscheibenbremse über Zugspreizer bedienbar

A9110300002 **CHF 91,50**

an der Tretlagerstütze montiert,
Bremsgriff am Handgriff links entfällt



Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse

A9117300120 **CHF 132,60**

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem
Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit
kann die mechanische Scheibenbremse als
Fahrbremse und Feststellbremse genutzt
werden.

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203 mm

A9110300105 **CHF 94,00**

Empfohlen ab 80 kg Anhängelast bzw.
Körpergewicht.
Nicht erforderlich bei Auswahl Mechanische
Rücktritt-Scheibenbremse



Doppeltes leistungsstarkes Bremssystem Brems Scheibe Ø 203 mm

A9110300100* **CHF 185,60**

Bei 20": Feststellfunktion mittels Arretierbügel
am Handgriff umsetzbar.

Bei 24": Zusammen mit V-Brake Felgenbremse
als Feststellbremse über Rasthebel bedienbar
Empfohlen ab 100 kg Anhängelast

Mechanische Rücktritt- Scheibenbremse mit Kurbelfreischaltfunktion

A9110300004 **CHF 776,00**

Kompatibel mit Kettenschaltung und
Freilaufschalt nabe.

In Verbindung mit:

- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht

Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1
Berguntersetzung

Bereifung

20x1,75" Schwalbe „Marathon“

A9110105121
(ETRTO 406-47)
Tourenreifen



Schwalbe „Marathon Plus“

20x1,75" (406-47) **CHF 32,70**
A9130105128

24x1,75" (507-47) **CHF 32,70**
A9110105135

unplattbar, mit Pannenschutzeinlageband
Smart Guard



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm
A9110500100-045
- Griffweite 50 cm
A9110500100-050

Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Griffweite 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- Griffweite 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm **CHF 153,10**
A9100600105-155
- Länge 175 mm **CHF 153,10**
A9100600105-175
- Länge individuell
140 mm bis 195 mm **CHF 280,30**
A9100600100



Tretlagerstütze starr

- L (X/Y 158/362 mm)
A9110501100-002
- XL (X/Y 158/410 mm) **CHF 71,80**
A9110501100-006
- XXL (X/Y 170/465 mm) **CHF 71,80**
A9110501100-007




Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

- M (300 mm) **CHF 249,90**
A9110500001-001
- L (370 mm) **CHF 249,90**
A9110500001-002
- XL (420 mm) **CHF 249,90**
A9110500001-003

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in XL ausgeliefert. Lieferbar bis Größe XL.



Handgriffe

Handballenauflage am Handgriff

- A9110601200 **CHF 61,00**
 gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.
 Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601101 **CHF 191,50**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601102 **CHF 218,00**
 sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm
 mit Moosgummiüberzug
 Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze
 schwenkbar



Tetra-Ergogriff freistehend

- A9100600001 **CHF 169,00**

Kurbelgriffe vertikal angeordnet
 Kombinierbar mit Tetra-Handstütze
 schwenkbar



Tetra-Schalengriffe

- A9110601100 **CHF 187,00**



Zubehör Bike

Schutzblech und Kettenschutzscheibe schwarz

- A9116500005 **CHF 118,20**

Nur in Verbindung mit 20" Antriebsrad

Schutzblech und Kettenschutzscheibe individuelle Farbauswahl

- A9116500010 **CHF 264,00**

aus Farbpalette Einfarbdesign
 Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170- _ _ _ _

Farbe: _____

Nur in Verbindung mit 20" Antriebsrad

LED Beleuchtung Neodrives System

- A9116900002 **CHF 167,00**

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über
 den Akku des Antriebssystems
 Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung
 Beleuchtungsset aus der Grundausstattung
 entfällt



Halterung ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

- A9110903271 **Stk. á CHF 25,20**

Farbe: Natur eloxiert

_____ Stück



Rangierrollen für Abstellständer

- A9110900017 **CHF 132,20**

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer
 montiert



Rangiergriff an Kettenschutz montiert

- A9110500000 **CHF 67,00**

mit Moosgummiüberzug

Alu-Gepäckträger „cargo systems“

A9110903290 **CHF 110,00**

Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der Beladepattform,
Max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.



Ausgleichsgewicht für Akku

A9116900000 **CHF 139,00**

mit Trinkflasche und Halterung. Zum Ausgleich des Akkugewichtes bei Ausstattung mit nur einem Akku und zur Verbesserung der Traktion.



Bediensatellit am Handgriff montiert

Montage: Rechts Links

mit vorhandener Stützleitung (an einer Bremsleitung entlang gelegt)

A9116200000 **CHF 91,50**

ohne vorhandener Stützleitung (es wird eine zusätzliche Blindleitung benötigt)

A9116200001 **CHF 136,50**

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern.
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung


Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

A9110700005 **CHF 79,00**

Gerade Ausführung
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

A9110700006 **CHF 79,00**

Gebogene Ausführung
nur in Verbindung mit Frontadapter



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort

A9110900004 **CHF 63,20**

mit längerem Betätigungshebel

Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) **CHF 305,00**

A9000800016

Größe M (125 cm) **CHF 305,00**

A9000800013

Größe L (145 cm) **CHF 305,00**

A9000800014

Größe XL (165 cm) **CHF 305,00**

A9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Rahmenadapter

SPEEDY Starrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110700141 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701300 **CHF 599,20**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701400 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525
Rohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530
Rohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmhülse [70 mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Klemmhülse [110 mm] **CHF 52,30**
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Klemmhülse [170 mm] **CHF 63,30**
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 **CHF 99,60**


rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 **CHF 398,00**
- Für BUDDY
A9110100100-003 **CHF 398,00**
- Für TRAVELER
A9110100100-001 **CHF 398,00**
4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- Für SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you **CHF 590,00**
A9110102001
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

- Für SPEEDY F2 / F4
A9015100005 **CHF 709,00**
mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

- A9990000000 **CHF 357,00**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

- an einen PRO ACTIV Rollstuhl
 A9990000007 **CHF 610,00**

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- A9990000009 **CHF 740,00**

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

- an einen PRO ACTIV Rollstuhl
 A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler