



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.:* _____
Name:* _____
Straße:* _____
PLZ / Ort:* _____
Tel.:* _____
Fax: _____
E-Mail:* _____
ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name:* _____
Straße:* _____
PLZ / Ort:* _____
Tel.:* _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

SPIKE Adaptivbike

zugelassen bis 75 kg Anhängelast und 5 kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- Antriebseinheit mit Lenkgabel
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rücktrittbremse in der Nabe integriert
- Shimano V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links
- beidseitige Kettenschutzscheiben in silber
- ohne Gangschaltung
- Tretlagerstütze höhen- und winkelverstellbar
- Abstellständer
- Kettenschutzrohr
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeinheit, Front- und Heckscheinwerfer

911400000 € 2.085,00

Bitte beachten: Beim Kauf eines NJ1 Adaptivbike in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz von 7% für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Oberkörperhöhe: _____ cm
Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Gabelfarbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
 matt 9000100170-123 € 33,30

Brillant Silber

- glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
 matt 9000100170-101 € 33,30

Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
 matt 9000100170-019 € 33,30

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

Fire Red

- glanz 9000100170-018
 matt 9000100170-118 € 33,30

Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
 matt 9000100170-137 € 33,30

Sky Blue

- glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
 matt 9000100170-136 € 33,30

Marine Blau

- glanz 9000100170-045
 matt 9000100170-145 € 33,30

Apple Green

- glanz 9000100170-014
 matt 9000100170-114 € 33,30

Lemon Green

- glanz 9000100170-005
 matt 9000100170-105 € 33,30

Violett

- glanz 9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
 matt 9000100170-146 € 33,30

Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
 matt 9000100170-147 € 33,30

Ausstattung

3-Gang Shimano Nexus

Nabenschaltung
Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 9114000003 € 199,70

7-Gang Shimano Nexus

Nabenschaltung
Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 9114000007 € 449,30



8-Gang Shimano Nexus

Nabenschaltung
Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 9114000008 € 594,90



Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung In Verbindung mit Nabenschaltung

Planetengeräte zur Verdoppelung der Gänge.
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die
Berguntersetzung) können im Stand geschaltet
werden!

In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm!
(für 7- oder 8-Gang Nabenschaltung)


- 9114200003 € 499,80



Abmessungen

Tretlagerwelle

- Griffweite 36 cm
9114500100-036
 Griffweite 40 cm
9114500100-040
 Griffweite 45 cm
9114500100-045



Tretkurbel

- Länge 135 mm
9114600100-135
 Länge 155 mm
9114600100-155
 Länge 175 mm
9114600100-175

Räder

20x1" (407) Alu-Felge, schwarz-silber

9114203050

Bereifung

20x2" Big Apple (406-50)

9114105125



20x1,75" Marathon (406-47)

A9110105121



Pannenschutzeinlageband für
Luftbereifung

9000206100 € 42,80

Radstandsverlängerung


Verlängerte Bike-Platte

Für Traveler
9110100100-001 € 291,70

Für Speedy A1/A2
9110100100-002 € 291,70

Für Buddy
9110100100-003 € 291,70

4° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über
„Rastmechanismus mit
Zugbedienung“ abnehmbar,
mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy 4all /
4teen / 4you € 445,10
Traveler 4you
9110102001

Achsrohr 6° Sturz abnehmbar über
Schnellverschluss



Rahmen-Adapter

TRAVELER Faltrahmenadapter
mit „Quick-Snap-Adaption“

9110701300 € 436,00

Mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Faltrahmen
Farbe: Schwarz



SPEEDY Starrrahmenadapter
mit „Quick-Snap-Adaption“

9110700141 € 407,90

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter
mit „Quick-Snap-Adaption“

9110701400 € 407,90

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz

Rollstuhl-Frontadapter mit
Universalklemmung und
„Quick-Snap-Adaption“


9110701500 € 464,70

Adapterbefestigung am Rollstuhlfahrvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis
54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis
50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen
Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig
ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser
von 23-27 mm geliefert!



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

9110701525
Rahmenrohrdurchmesser 23-27 mm

9110701530
Rahmenrohrdurchmesser 28-32 mm

9110701535
Rahmenrohrdurchmesser 33-37 mm

Zubehör

Steck-Schutzblech

9114502100 € 45,80



Beleuchtungsset SIGMA

9100900019
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Bike Computer SIGMA BC 1200

9110901000 € 55,30
kabellos, mit Halterung



Kettenschutzscheibe in Rahmenfarbe

9114500005 € 67,60


Alu-Gepäckträger „cargo systems“

9110903290 € 80,20
Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der
Beladeplattform,
max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen
bei niedrigerer Belastungshöhe.



Kurbelgriffe horizontal

9100500000 € 122,70
vorbereitet für die Montage der
Treta-Handstütze.
Nur in Verbindung mit Rücktrittbremse sowie
Bremsgriff und Schaltarmaturen an der
Tretlagerstütze montiert.



Rangierrollen für Abstellständer

9110900017 € 96,20

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer
montiert (Abb. ähnlich)



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 € 140,30



Tetra Schalengriffe

9114601100 € 135,90



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

9110700004 € 82,00

um das Öffnen und Schließen der
Schnellspannklammer zu erleichtern



<p>Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung</p> <p><input type="checkbox"/> 9110700005 € 58,10</p> <p>Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra</p> 	<p>Adaptionshilfe Zentrierzapfen</p> <p><input type="checkbox"/> 9110700002 € 43,40</p> <p>um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.</p> 	<p>Brustgurt zur Oberkörperfixierung</p> <p><input type="checkbox"/> Größe S (105 cm) 9000800016 € 221,50</p> <p><input type="checkbox"/> Größe M (125 cm) 9000800013 € 221,50</p> <p><input type="checkbox"/> Größe L (145 cm) 9000800014 € 221,50</p> <p><input type="checkbox"/> Größe XL (165 cm) 9000800017 € 221,50</p> <p>bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienflasche. Farbe: Schwarz</p> 
--	--	--

Dienstleistungen

<p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> 9990000000 €250,00</p>	<p>Montage des Rahmenadapters durch PRO ACTIV</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 9990000001 an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl (Montage inkl.) Prod.-Nr.: _____</p> <p><input type="checkbox"/> 9990000002 € 135,00 an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl Prod.-Nr.: _____</p> <p><input type="checkbox"/> 9990000014 € 250,00 an Fremdprodukt (Kompatibilitätsprüfung und Anbaufreigabe sowie Auslieferung durch den Fachhandel, technischer Anbau durch PRO ACTIV) zzgl. Montagematerial</p>	<p>Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> 9990000007 € 450,00 zzgl. Versandkosten</p>
<p>Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 9990000008 an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl Prod.-Nr.: _____ (Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)</p>	<p>Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 9990000005 an Fremdprodukt Hersteller: _____ Modell: _____ (Kompatibilitätsprüfung, Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)</p>	

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)