



FREAK Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Chassis Länge 102 cm, SB 35 cm
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzenterverschluss
- Antriebseinheit schwarz mit Antriebsrad 20"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel
- Sitzbespannung Body Contour

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

A9113000013

CHF 4.640,00

Antriebsrad am Freak mit 26"

☐ A9113000014 **CHF 258,60**

V-Brake Bremse wird ersetzt durch mechanische Scheibenbremse.

Nicht in Kombination mit der Nexus 8-Gang Nabe.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

☐ glanz A9000100170-023

☐ matt A9000100170-123 **CHF 46,30**

Brillant Silber

☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

☐ glanz A9000100170-001

☐ matt A9000100170-101 **CHF 46,30**

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-003

☐ matt A9000100170-019 **CHF 46,30**

Tiefschwarz Effekt Silber

☐ glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-022

Fire Red

☐ glanz A9000100170-018

☐ matt A9000100170-118 **CHF 46,30**

Pink Magenta RAL 4010

☐ glanz A9000100170-037

☐ matt A9000100170-137 **CHF 46,30**

Sky Blue

☐ glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

☐ glanz A9000100170-036

☐ matt A9000100170-136 **CHF 46,30**

Marine Blau

☐ glanz A9000100170-045

☐ matt A9000100170-145 **CHF 46,30**

Electric Green

☐ glanz A9000100170-015

☐ matt A9000100170-115 **CHF 46,30**

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-005

☐ matt A9000100170-105 **CHF 46,30**

Violett

☐ glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

☐ glanz A9000100170-046

☐ matt A9000100170-146 **CHF 46,30**

Rot RAL 3001

☐ glanz A9000100170-047

☐ matt A9000100170-147 **CHF 46,30**

Lagoon Blue

☐ glanz A9000100170-052

☐ matt A9000100170-152 **CHF 46,30**

Athletic Grey RAL 7046

☐ glanz A9000100170-050

☐ matt A9000100170-150 **CHF 46,30**

Muddy Grey RAL 7033

☐ glanz A9000100170-051

☐ matt A9000100170-151 **CHF 46,30**

Peach RAL 3022

☐ glanz A9000100170-038

☐ matt A9000100170-138 **CHF 46,30**

Nabenschaltung

Shimano „Nexus“

8-Gang Nabenschaltung

☐ A9113000015

Drehgriffschalter „Grip-Shift“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
mit Rücktrittbremse
Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano „Alfine“

11-Gang Nabenschaltung

☐ A9113200026

CHF 809,40

Schaltgriff „Rapid Fire“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
MT2) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links



Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire

11-Gang Kettenschaltung

☐ A9113200034

CHF 552,60

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Shimano Deore XT 1x11 DI2

mit Tasterbedienung

11-Gang Kettenschaltung

☐ A9113200035

CHF 1.922,60

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben



Kettenblattauswahl:

☐ 32 Zähne

☐ 38 Zähne

Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203 mm

☐ A9110300105 CHF 88,80

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

☐ Griffweite 40 cm
A9110500100-040

☐ Griffweite 45 cm
A9110500100-045

Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max.
Oberkörperfreiraum

☐ Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048

Standard Tretkurbel

☐ Länge 155 mm
A9110600100-155

☐ Länge 175 mm
A9110600100-175



Tetra Tretkurbel

☐ Länge 155 mm CHF 145,30
A9100600105-155


☐ Länge 175 mm CHF 145,30
A9100600105-175



Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der
Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze
verstellbar)

☐ S (X/Y 67/153 mm)
A9100501100-003



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der
Länge

☐ S (180 mm) CHF 247,80
A9100500001-002

☐ M (240 mm) CHF 247,80
A9100500001-003

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die
verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

☐ A9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Fußanschlag für Beinstütze

☐ A9100100012 CHF 97,40



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht)

☐ A9113800002

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

☐ A9113800010 **CHF 95,50**

mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Sitzkissen

Sitzkissen „Standard“


☐ A9113000190 **CHF 119,60**

Für Chassis 102 cm

SB: 35 cm

Höhe: 4 cm

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Bereifung

20x1,1" Schwalbe „Durano“

☐ A9113105001

(ETRTO 406-28)

Rennrad-Reifen



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

☐ A9113105120 **CHF 75,90**

(ETRTO 406-47)

unplattbar

mit Pannenschutzeinlagen Smart Guard



Zubehör

Steck-Schutzblech

☐ A9100502100 **CHF 62,00**



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

☐ A9100800100 **CHF 232,90**

mit Halterungsklemme 40 mm



Nackenstütze

☐ A9100800150 **CHF 278,70**

höhenverstellbar, winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

☐ A9100800200 **CHF 126,70**



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 **CHF 74,90**

kabellos, mit Halterung



SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer

☐ A9110900018 **CHF 183,20**

mit Trittfrequenz-Set
kabellos



Halterung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.) ☐ A9110903271 Stk. á CHF 24,80 Farbe: Natur eloxiert _____ Stück 	Beleuchtungsset SIGMA ☐ A9120900019 CHF 132,30 bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset 	
--	---	--

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Handballenauflage am Handgriff ☐ A9110601200 CHF 109,80 gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar. Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen. 	Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar ☐ A9110601101 CHF 181,00 	Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar ☐ A9110601102 CHF 204,60 sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug. Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze schwenkbar 
Tetra-Schalengriffe ☐ A9110601100 CHF 184,10 		

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV ☐ A9990000000 CHF 378,60	Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV ☐ A9990000011 CHF 344,20	
---	--	--

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 5 - 2026-07-15 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis enthalten ☒ = Position erforderlich
Bestellblatt FREAK Kompaktbike Rev. 08 CH