



## SPIKE

### KOMPAKT & LEICHT FÜR MEHR MOBILITÄT

Das **SPIKE Adaptivbike** ist die ideale Lösung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die ein leichtes und kompaktes Bike suchen. Dank ergonomischer Bewegungsabläufe ermöglicht es Dir längere Fahrten, ohne auf den eigenen Rollstuhl zu verzichten. Mit seinem größeren Antriebsrad meistert es Hindernisse und unebene Strecken mühelos, während das Bremssystem für Sicherheit bei Gefälle sorgt. Mit einem Gewicht ab 7,3 kg, einer hochwertigen Nabenschaltung und einem kleinen Wenderadius ist es perfekt für enge Gassen, den Schul- oder Arbeitsweg und Stadttouren.



#### #KompaktWendigEinfach

Das SPIKE Adaptivbike besticht durch seine einfache Ausstattung und kompakten Maße. Perfekt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die ein leichtes Bike für Stadttouren, den Weg zur Arbeit oder Schule suchen.



#### #LeichtUndTransportabel

Mit einem Gewicht ab 7,3 kg und einem Packmaß von nur 98 x 43 x 50,8 cm ist das SPIKE besonders leicht zu transportieren und passt problemlos ins Auto.



#### #FlexibelAnpassbar

Dank der vielseitigen Verstellmöglichkeiten an der Tretlagerstütze und dem abnehmbaren Rahmenadapter wächst das SPIKE mit Deinen Anforderungen mit.



#### #EinfachesHandling

Der praktische Abstellständer erleichtert das An- und Abkoppeln und sorgt für ein sicheres Abstellen. Während der Fahrt lässt er sich platzsparend anklappen.



## PERFEKT ANGEPASST - FÜR JEDE FAHRT.

Das **SPIKE Adaptivbike** bietet Dir vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten für maximalen Komfort und Sicherheit. Mitwachsfunktion, verschiedene Gangschaltungen und effektive Bremsen sorgen für Dein perfektes Fahrerlebnis. Dank kompakter Bauweise und einfacher Handhabung ist es ideal für Alltag und Freizeit.

### WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Zuverlässige Adaption und leichtes Handling. Mit Zentral- oder Frontadapter ist das SPIKE schnell am Rollstuhl montiert. Der praktische Abstellständer erleichtert zudem das An- und Abkoppeln.



Perfekte Ergonomie für maximalen Komfort. Individuelle Griffweiten und Kurbellängen sowie eine verstellbare Tretlagerstütze machen das SPIKE zu Deinem idealen Begleiter.



Effektive Bremsen. Die integrierte Rücktrittbremse in der Nabenschaltung sorgt für einfache und intuitive Bedienung. Zusätzlich bietet eine hochwertige Felgenbremse zuverlässige Bremskraft.



Die zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und das umfangreiche Zubehör ermöglichen Dir eine individuelle Ausstattung – für pure Fahrfreude.

## TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antriebsart:                     | manuell mit Gangschaltung oder als Singlespeed                                              |
| Besonderheiten:                  | leicht   kompakt   einfach   genutzt als Kinder- & Jugendbike oder leichtes Erwachsenenbike |
| Gesamtgewicht ohne Adapter:      | ab 7,3 kg                                                                                   |
| Packmaß:                         | ab 98 x 43 x 50,8 cm                                                                        |
| Antriebsradgröße:                | 16"   20"                                                                                   |
| Max. Belastungsgewicht Standard: | bis 75 kg Anhängelast und 5 kg Zuladung                                                     |
| Schaltungen:                     | Kettenschaltung oder Nabenschaltung mit Bedienung am Handgriff   Tretlagerschaltung         |
| Bremse:                          | Scheibenbremse   Felgenbremse   Rücktrittbremse (bei Nabenschaltung)                        |

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

## FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



# PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11  
72359 Dotternhausen

info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 05/2025

Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.