



WHEEL-E

bis 150 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung,
ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Anzeige-Display für Fahrtgeschwindigkeit, Unterstützungsstufe und Ladestandanzeige
- Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, regelbar über Fahrtsignalgeber rechts
- mit hydraulischem Scheibenbremssystem und zusätzlicher mechanischer Scheibenbremse mit Feststellfunktion
- Abstellständer mit Rangierrollen
- Lenker, befestigt am winkelverstellbaren Vorbau
- Sigma LED Akku-Beleuchtungsset mit Front- u. Rücklicht
- Klingel
- Antriebsrad 20" (ETRTO 406), Felge schwarz
- Antriebseinheit schwarz

„Der kraftvolle, leistungsstarke
Antrieb für Anspruchsvolle“

Steigfähigkeit bis 15%

A9130100031-020

CHF 6.050,00

Standard Motor

55 Nm Drehmoment / Nennleistung 1000 W

☐ Im Grundpreis enthalten

Fahrkomfortsteuerung mit stärkerem HT Motor

70 Nm Drehmoment / Nennleistung 1000 W

☐ A9130100050 CHF 535,20

inkl. Bergabfahrtbremse in der Tempomatfunktion durch aktive Motorbremse. Einhandbedienung möglich. Gas geben und Bremsen mit dem Daumengas - Gashebel.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch

Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Bremssystem

Feststellscheibenbremse, Bedienhebel am Lenker-Halterohr montiert

☐ A9130300106 **CHF 159,00**

Als Zugspreizer ausgeführt.
Nicht in Verbindung mit Doppelten Scheiben-Bremssystem

Doppeltes Scheiben-Bremssystem „Magura“ Bremsscheibe Ø 203 mm

☐ A9130300105 **CHF 208,00**

Empfohlen ab 80 kg Anhängelast
und starkem Gefälle, Brems- Feststellfunktion
über Arretierbügel



Akkus und Zubehör

Akku 48V 10,5Ah 504Wh

☐ A9130900016
Reichweite: ca. 25-45 km
Montage des Akkus rechts, Ausgleichsgewicht
links montiert



Doppelakku 48V 10,5Ah 504Wh

☐ A9130900017 **CHF 1.547,00**

Reichweite: ca. 50-90 km
mit Wechselsteckverbindung über
Magnetstecker an der Lenksäule positioniert
inkl. 2. Ladegerät



4,3" LCD-Farb-Display mit USB Anschluss

☐ A9130200030 **CHF 243,00**

Montage rechts an der Lenkerklemme
(Ersetzt das 2,6" Standard Display)

Freisaltung max. Speed 15 km/h

☐ A9130900101 **CHF 144,00**

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des
Geltungsbereichs der StVZO

Freisaltung max. Speed 24 km/h

☐ A9130900106 **CHF 144,00**

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des
Geltungsbereichs der StVZO

Bereifung

20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

☐ A9117105101
(ETRTO 406-60)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 3,5



20x2,40" Schwalbe „Super Moto-X“

☐ A9130105132 **CHF 32,70**
(ETRTO 406-62)
Pannenschutzlevel 6



20x4,0" Bereifung BFT


☐ A9130105130 **CHF 49,40**
(ETRTO 406-100)
Profilreifen, Fat Tire



Lenker

Lenksäule

- ☐ A9130600001
Lenksäulenlänge 220 mm
- ☐ A9130600002
Lenksäulenlänge 280 mm
- ☐ A9130600003
Lenksäulenlänge 340 mm
verstellbar im Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke



Zubehör

SKS Schutzblech

- ☐ A9130500003
abnehmbar



Schutzblech MX Farbe: Orange

- ☐ A9130500002
fest montiert



Schutzblech MX Farbe: Schwarz

- ☐ A9130500004
fest montiert



Alu-Gepäckträger „cargo systems“

- ☐ A9110903290 **CHF 110,00**
Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der
Beladeplattform,
max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen
bei niedrigerer Belastungshöhe.



Flaschenhalter inkl. Trinkflasche

- ☐ A9130900001 **CHF 24,00**
an der Akkuhalteschiene links montiert
Nicht in Verbindung mit Doppelakku



LED Frontscheinwerfer

- ☐ A9130900004 **CHF 129,00**
Versorgung des LED Frontscheinwerfers über
den Akku des Antriebssystems. Rücklicht als
Stecklicht mit Batterie-Versorgung.
Beleuchtungsset entfällt.

Rückspiegel links

- ☐ A9130900002 **CHF 98,90**

Rückspiegel rechts

- ☐ A9130900003 **CHF 98,90**

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Drehgasgriff Triride

☐ A9130200019 **CHF 50,20**

Anstelle des Daumengas - Gashebels wird der Drehgasgriff verbaut. Montage rechts am Lenker.



Gashilfe für WHEEL-E

☐ A9130200017 **CHF 29,00**

Werkzeuglos klemmbar am Drehgasgriff des WHEEL-E



Gasbetätigung Tetra

☐ A9130400100 **CHF 414,60**

rechts



Bremsbetätigung Tetra

☐ A9130400101 **CHF 414,60**

Bremsbetätigungsseite links, mit Bremsbetätigung über Drehfunktion mit Handauflage



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

☐ Größe S (105 cm) A9000800016 **CHF 305,00**

☐ Größe M (125 cm) A9000800013 **CHF 305,00**

☐ Größe L (145 cm) A9000800014 **CHF 305,00**

☐ Größe XL (165 cm) A9000800017 **CHF 305,00**

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche. Farbe: Schwarz



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

☐ A9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung


Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

☐ A9110700005 **CHF 79,00**

Gerade Ausführung nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

☐ A9110700006 **CHF 79,00**

Gebogene Ausführung nur in Verbindung mit Frontadapter



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

☐ A9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort

☐ A9110900004 **CHF 63,20**

mit längerem Betätigungshebel

Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz

☐ A9110700141 **CHF 560,00**

Heavy Duty Ausführung

☐ A9110700143 **CHF 798,00**

bis zu einem max. Körpergewicht von 200 kg



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701300 **CHF 599,20**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701400 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“


☐ A9110701500 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199701510 **CHF 826,00**

Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht > 120 kg – 200 kg
Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

☐ A9110701525
Rohrdurchmesser 23-27 mm

☐ A9110701530
Rohrdurchmesser 28-32 mm

☐ A9110701535
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Anbausituation bei PA Produkten:

Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm

Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.

☐ Klemmhülse [70 mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

☐ Klemmhülse [110 mm] **CHF 52,30**
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

☐ Klemmhülse [170 mm] **CHF 63,30**
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

☐ A9199701507 **CHF 99,60**

rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion

Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- ☐ Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 **CHF 398,00**
- ☐ Für BUDDY
A9110100100-003 **CHF 398,00**
- ☐ Für TRAVELER
A9110100100-001 **CHF 398,00**
- 4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- ☐ Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you
A9110102001 **CHF 590,00**
- abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

- ☐ Für SPEEDY F2 / F4
A9015100005 **CHF 709,00**
- mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Vorsatzbremse

- ☐ A9125500120 **CHF 174,80**
- als Berganfahrhilfe mit Rückrollsicherung,
kompatibel zur Montage in Kombination mit der
Rollstuhl Kniehebelbremse.
- Zur Kombination mit Radstandsverlängerung ist
zusätzlich der Artikel „A9000700000 /
A9000700173 Halteleisten Verstellbereich
295 mm“ erforderlich.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000000 **CHF 357,00**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

- an einen PRO ACTIV Rollstuhl
☐ A9990000007 **CHF 610,00**

Prod.-Nr.: _____

- an ein Fremdprodukt
☐ A9990000009 **CHF 740,00**

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø _____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

- an einen PRO ACTIV Rollstuhl
☐ A9990000008

Prod.-Nr.: _____

- an ein Fremdprodukt
☐ A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø _____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

RECHTLICHER HINWEIS für das Zuggerät WHEEL-E

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h.

PRO ACTIV liefert das WHEEL-E mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des WHEEL-E in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h.

Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h bestellt werden. Diese Geschwindigkeitsstufe kann über einen „Schlüsselschalter“ am Steuerungsgehäuse mit einem separaten, abziehbaren Schlüssel freigeschaltet werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass für die Nutzung des wheel-e in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe die landesspezifischen Bestimmungen für die Teilnahme am Straßenverkehr beachtet werden müssen.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass ich für das wheel-e mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h die landesspezifischen Bestimmungen zu beachten habe. Sofern ich das wheel-e mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15 km/h oder 24 km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)