



PRO **ACTIV**[®]

DAS PEDELEC FÜR KLEINWÜCHSIGE PERSONEN

PED-E

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Das **PED-E** zeichnet sich durch individuelle Rahmengenometrie für die Anforderungen von Menschen mit Kleinwuchs aus.

Wir bieten neben 20" auch 18" & 16" Räder an und decken damit einen Bereich ab einer Körpergröße von ca. 90 cm bis ca. 145 cm ab.

Der weich einsetzende und kraftvolle Z15-Motor von neodrives leistet mit seiner rein elektrischen Schiebehilfe wertvolle Hilfe beim Anfahren.

Die Züge sind innenliegend im Rahmen geführt, was das geradlinige Design des Bikes unterstreicht.

Natürlich wurde an den praktischen Ausstattungs-
details nicht gespart: Schutzbleche, Gepäckträger,
Lichtanlage und Seitenständer lassen keine
Wünsche offen.



TECHNISCHE DATEN:

- » Tretunterstützung: bis 25 km/h
- » Motor: Nabenmotor Neodrives Z15
250W | 12/40Nm
- » Akku: Neodrives Z15
37 V | 16 Ah | 587 Wh
- » Laufradgrößen: 16" | 18" | 20"



PRO ACTIV REHA-TECHNIK GMBH

Im Hofstätt 11 | 72359 Dotternhausen
Tel. +49 (0) 74 27 94 80-0
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de



Scannen für weitere Informationen