



STARK IM EINSATZ,
FLEXIBEL IN DER HÖHE.

Der LIFT solid ist ein richtiges „Arbeitstier“. Dank der stufenlosen Sitzhöhenverstellung, wahlweise mechanisch oder elektrisch, eröffnet er Dir flexible Tätigkeiten in den unterschiedlichsten Berufen und die Nutzung von herkömmlichen Möbeln und Kücheneinrichtungen. Seine wahre Stärke zeigt der LIFT solid in anspruchsvollen Umgebungen: robust, widerstandsfähig und bereit für größere Herausforderungen.

LIFT solid



#Unabhängigkeit

Mit dem LIFT solid meisterst Du Deinen Alltag und Dein Berufsleben selbstbestimmt. Er gibt Dir die Freiheit, in nahezu jeder Situation unabhängig zu agieren.



#AufAugenhöhe

Mit der stufenlosen Sitzhöhenverstellung, liftet der Sitz bis zu 30 cm nach oben. In dieser Position bist Du mit einer stehenden Person von ca. 1,75 m Körpergröße auf Augenhöhe.



#Flexibilität

Dein LIFT solid passt sich Dir an: Der Kipppunkt lässt sich nachträglich verstellen, um auf Deine Bedürfnisse einzugehen.



#Selbstständigkeit

Dank der abfaltbaren Rückenlehne und der werkzeuglosen Abnahme von Baugruppen kannst Du Deinen LIFT solid einfach transportieren.





FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG GEMACHT.

Dein **LIFT solid** wird ganz individuell für Dich angefertigt, passend zu Deinen Bedürfnissen. Du hast eine große Auswahl an Ausstattungen – von Fußstützen und Bremsen über Schiebegriffe bis hin zu Rücken- und Sitzsystemen sowie Antriebs- und Lenkrädern. So wird Dein LIFT activ genau so, wie Du ihn brauchst.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:




Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.



Der Rahmenvorbau abnehmbar und abschwenkbar mit geteilter Fußstütze bietet viel Raum für Deinen Transfer.



Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze ist einfach im Handling und flexibel im Alltag.



Mit der Heavy Duty Ausstattung ist Dein LIFT solid für hohe Belastungen ausgelegt und für ein Nutzergewicht bis zu 140 kg geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	35 - 50 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	25 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	20 - 50 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	42, 45 cm
Sitzhöhe vorne:	44 - 54 cm (in 2 cm-Schritten)
Kippunkt:	6 - 10 cm (in 1 cm-Schritten, optionsabhängig)
Produktgesamtgewicht:	mechanisch ab 19 kg elektrisch ab 35 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 120 kg
Max. Belastungsgewicht Heavy Duty:	bis 140 kg entsprechende individuelle Maße auf Anfrage

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



PROACTIV[®]

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2024_01
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.