

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



FREAK Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Chassis Länge 102 cm, SB 35 cm
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzenterverschluss
- Antriebseinheit schwarz mit Antriebsrad 20"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel

A9113000013

CHF 4.310,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Rahmenfarbe - Einfarbdesigns

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023
 matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001
 matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003
 matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

Fire Red

- glanz A9000100170-018
 matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037
 matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky Blue

- glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036
 matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- glanz A9000100170-045
 matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

- glanz A9000100170-014
 matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon Green

- glanz A9000100170-005
 matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046
 matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047
 matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Antrieb Neodrives

E-assistent Ausführung mit Neodrives

- A9113200000 **CHF 2.540,00**

- Neodrives Z10 Motor
 - Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 W
 - Farbdisplay sMMi Z15 Connect
 - Schiebehilfe zur Fahrt ohne
 Tretunterstützung bis 6 km/h
 - Neodrives RR G2 Akku mit 14,25 Ah / 513 Wh
 - Reichweite ca. 40 - 70 km
 Nicht in Verbindung mit Nabenschaltungen!



Nabenschaltung

Nicht in Verbindung mit e-assistent Ausführung

Shimano „Nexus“ 8-Gang Nabenschaltung

- A9113000015
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit Rücktrittbremse
 Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano „Alfine“ 11-Gang Nabenschaltung

- A9113200026 **CHF 668,10**
 Schaltgriff „Rapid Fire“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
 MT2) Bremsgriff rechts
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links



Rohloff „Speedhub 500/14“ 14-Gang Nabenschaltung

- A9113000016 **CHF 1.881,30**
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 16 Zähne
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
 MT2) Bremsgriff rechts
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9113200034 **CHF 543,80**

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9113200035 **CHF 2.115,30**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 DI2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9113200033 **CHF 2.208,60**

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



Schaltungszubehör

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung

A9100200003 **CHF 690,00**

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung im Stand. Standardmäßig mit 38 Zähne Kettenblatt.
Nur in Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm!



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Bremsscheibe Ø 203 mm

A9110300105 **CHF 94,00**

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm
A9110500100-045

Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Griffweite 53 cm (226 mm)
A9110500100-053

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195




Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm **CHF 153,10**
A9100600105-155
- Länge 175 mm **CHF 153,10**
A9100600105-175
- Länge individuell
140 mm bis 195 mm **CHF 280,30**
A9100600100



Tretlagerstütze starr

- XS (X/Y 113/130 mm)
A9100501100-004
- S (X/Y 67/153 mm)
A9100501100-003



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge

- S (180 mm) **CHF 249,90**
A9100500001-002
- M (240 mm) **CHF 249,90**
A9100500001-003

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

- A9100100008
Adaption an der Gabel für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Fußanschlag für Beinstütze

- A9100100012 **CHF 96,70**



Oberschenkelfixierung

- A9100100013 **CHF 170,80**



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

A9100800002

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

A9100800010 **CHF 64,00**

mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Sitzbespannung

Sitzbespannung Offenes Gurtsystem

A9100801010



Sitzbespannung Body Contour

A9100801025
atmungsaktiv, federnde Wirkung



Sitzkissen

Sitzkissen „Standard“

A9113000190 **CHF 120,00**

Für Chassis 102 cm
SB: 35 cm
Höhe: 4 cm
Bezugsstoff: Schwarz; atmungsaktiv, offene Oberfläche



Bereifung

20x1,1" Schwalbe „Durano“

A9113105001
(ETRTO: 406-28)
Rennrad-Reifen



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

A9113105120 **CHF 78,40**
(ETRTO: 406-47)
unplattbar
mit Pannenschutzeinlagen Smart Guard



Zubehör

Steck-Schutzblech

A9100502100 **CHF 51,50**












Beinschutzblech

A9100100231 **CHF 193,30**
Schutz bei MTB-Bereifung
am Gabelholm verschraubt
Farbe: Schwarz matt

Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

A9100800100 **CHF 234,00**
mit Halterungsklemme 40 mm



<p>Nackenstütze</p> <p><input type="checkbox"/> A9100800150 CHF 281,00</p> <p>Höhenverstellbar winkelverstellbar</p> 	<p>Becken-Fixiergurt</p> <p><input type="checkbox"/> A9100800200 CHF 124,00</p> 	<p>SIGMA BC 9.16 ATS Bike-Computer</p> <p><input type="checkbox"/> A9110901000 CHF 73,20</p> <p>kabellos, mit Halterung Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung</p> 
<p>SIGMA BC 14.16. STS CAD Bike-Computer</p> <p><input type="checkbox"/> A9110900018 CHF 179,70</p> <p>mit Trittfrequenz-Set kabellos Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung</p> 	<p>Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)</p> <p><input type="checkbox"/> A9110903271 Stk. á CHF 25,20</p> <p>Farbe: Natur eloxiert _____ Stück</p> 	<p>Beleuchtungsset SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019 CHF 116,00</p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 
<p>Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer</p>		
<p>Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601101 CHF 191,50</p> 	<p>Tetra-Schalengriffe</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601100 CHF 187,00</p> 	<p>Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601102 CHF 218,00</p> <p>sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm mit Moosgummiüberzug</p> 
<p>Dienstleistungen</p>		
<p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 CHF 357,00</p>	<p>Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000007 CHF 610,00</p> <p>zzgl. Versandkosten</p>	

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.