



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

PRO ACTIV Kraftknotensysteme

Für die von PRO ACTIV geprüften und
freigegebenen Rollstühle

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____


Bestellung des Kraftknotensystems zu folgendem Produkt:

Rollstuhlneubestellung
(siehe separat beigelegtes Bestellblatt:
Kommission.: _____)


Nachrüstung an einen vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl

- Typ: _____
- Produktnummer: _____
- Baujahr: _____
- Sitzbreite SB: _____
- Sitztiefe ST: _____
- Rückenhöhe RH: _____

Abmessung Beckengurt



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Länge A | Länge B | Länge C |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|---------|---------|
| E8000900007 A9000900001 | Beckengurt 1350 mm mit Schloss | 660 - 1410 mm | 360 mm | 230 mm |
| E8000900009 A9000900007 | Beckengurt 1670 mm mit Schloss | 910 - 1730 mm | 480 mm | 360 mm |



| Variante | betreffende Modelle | Maß X |
|----------|---|-----------|
| 1 | SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic / 4all | Ca. 30 mm |
| 2 | TRAVELER 4all Ergo, SPEEDY 4all / 4all Ergo, SPEEDY 4teen | Ca. 50 mm |
| 3 | SPEEDY 4you / 4you Ergo und TRAVELER 4you Ergo in der Ausführung hoher Rahmen | Ca. 90 mm |

Kraftknoten für Rollstuhl-Neubestellung

Kraftknotenanzbindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse CHF 362,00

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

- SPEEDY A1 / A2 / TRAVELER A9000900030-K
- BUDDY classic A9040900001
- BUDDY 4all A9047900001



Kraftknotenanzbindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse Für Modelle: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo, 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo CHF 380,00

zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

- A9000900020



Zubehör für Kraftknoten-Neubestellung (für alle Grundartikel - siehe oben)


Lagerblockzwischenplatte

Bitte beachten: Die Lenkspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite.

mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors

- Farbe: Schwarz A9000900008-001 **CHF 181,00**
- Farbe: Silber A9000900008-002 **CHF 181,00**



| | | |
|--|---|---|
| <p>Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900001 CHF 170,00</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Gurtfarbe: Rot</p> | <p>Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900007 CHF 170,00</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet. Gurtfarbe: Rot</p> | <p>Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900002 CHF 140,80</p> <p>und Umlenkung, Länge 3200 mm</p> |
| <p>Retraktoren für Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900003 CHF 540,00</p> <p>Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschlaufe oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.</p> <p>Set bestehend aus: 2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad 2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad</p> | <p>Kopfstütze mit Segmentpolsterung</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900004 CHF 415,00</p> <p>3-teilig und Halterungsrohr ø 25 mm</p>  | <p>Kopfstützenhalterung</p> <p>Für SPEEDY, BUDDY</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900005-K001 CHF 282,00</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Abnehmbar für TRAVELER</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900005-K002 CHF 282,00</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Schiebegriffende. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Bitte beachten: Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden.</p> |

Kraftknoten für Rollstuhl-Nachrüstung

Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung

Für Modelle: SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic

Voraussetzung für Nachrüstung: Rollstuhllalter unter 3 Jahre

Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist eine Nachrüstung nicht möglich.

Am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse. Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes zur Aufnahme des hinteren Retraktors.

R8000900004 **CHF 903,40**



Für die Nachrüstung des Rahmenanschweißteiles ist es notwendig folgende Arbeitsschritte bei uns im Hause durchzuführen:

- Demontage des Rollstuhles
- Entschichten des Rollstuhlrahmens
- Anschweißen des Rahmenanschweißteils
- Neubeschichten des Rollstuhlrahmens
- Montage des Rollstuhles

Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung

Für Modelle: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4 you Ergo

Am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse.

E8000900005 **CHF 236,30**

Zur Aufnahme des Beckengurtes sowie des hinteren Retraktors.
Ohne Montage.



Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung
Für Modell: BUDDY 4all

mit Gurtöse.

E8047900001 **CHF 220,00**

zur Anbindung an den hinteren Retraktor und zur Verschraubung mit dem Beckengurt.



Zubehör für Kraftknoten-Nachrüstung

Lagerblockzwischenplatte

Bitte beachten: Die Lenkspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite.

mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors und Befestigungsschrauben

Farbe: Schwarz
E8000900046-001 **CHF 252,50**

Farbe: Silber
E8000900046-002 **CHF 252,50**



Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten

E8000900007 **CHF 226,20**

Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes.
Gurtfarbe: Rot

Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten

E8000900009 **CHF 226,20**

Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes.
Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet.
Gurtfarbe: Rot

Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf

E8000900003 **CHF 194,50**

und Umlenkung, Länge 3200 mm

Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschleife oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.

Set bestehend aus:
2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad
2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad

Kopfstütze mit Segmentpolsterung

E8000900004 **CHF 576,20**
3-teilig

Kopfstützenhalterung

Für SPEEDY, BUDDY

E8000900006-K001 **CHF 386,60**

zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.

Abnehmbar für TRAVELER

E8000900006-K002 **CHF 386,60**

zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Schiebegriffende. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.

Bitte beachten:

Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden.

Montage gewähltes Zubehör Kraftknoten-anbindung durch PRO ACTIV

R8000900003 **CHF 247,00**

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.