

Im Hofstätt 11 D-72359 Dotternhausen Tel +49 (0)7427 9480-0 Fax +49 (0)7427 9480-7025 e-mail info@proactiv-gmbh.de www.proactiv-gmbh.de

 ϵ





SPEEDY 4all Ergo Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9017100000 CHF 3.990,00

J		 Firmenadres eichend (siel	
KdNr.:			
Name:			
Straße:		 	
PLZ / Ort:			
Tel.: Fax:			
гах. E-Mail:			
ASP.:	-		


Grundmaße

Körpermaße:

	Körpergröße:	cm
	Gewicht:	kg
↑	Unterschenkellänge: (anatomisches Maß: Kn	cm iekehle bis Fußsohle)
	Indikation:	

Diese Angaben sind zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich!

Rollstuhlmaße:



Sitzbreite SB	□ 30 □ 31 □ 32 □ 33 □ 34 □ 35 □ 36 □ 37 □ 38 □ 39 □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 44 □ 45 □ 46 Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich: □ 47 □ 48 □ 49 □ 50 □ 51 □ 52
Sitztiefe ST	Kurzer Rahmen □ 36 □ 37 □ 38 □ 39 □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 44 □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 44 □ 45 □ 46 □ 47 □ 48
Rückenhöhe RH	□ 20 □ 21 □ 22 □ 23 □ 24 □ 25 □ 26 □ 27 □ 28 □ 29 □ 30 □ 31 □ 32 □ 33 □ 34 □ 35 □ 36 □ 37 □ 38 □ 39 □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 44 □ 45 □ 46 □ 47 □ 48
Unterschenkellänge USL	□ 37 □ 38 □ 39 □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 44 □ 45 □ 46 □ 47 □ 48 □ 49 □ 50
Sitzhöhe hinten SHh	☐ 38 ☐ 39 ☐ 40 ☐ 41 ☐ 42 ☐ 43 Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich: ☐ 44 ☐ 45 ☐ 46 ☐ 47
Sitzhöhe vorne SHv	□ 44 □ 45 □ 46 □ <u>47</u> □ 48 □ 49 □ 50 □ 51 □ 52
Kipppunkt KP (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	□3 □4 □5 □6 □7 □ <u>8</u> □9 □10 □11

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße und Radsturz geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen! Sondermaße auf Anfrage möglich.

Rahmenfarbe - Einfarbdesign				
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php				
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette				
Rahmenfarbe wird bei Bestellung				
angegeben A9000100170-000				
Pulverfarben Weiß RAL 9016	Brillant Silber	Anthropit DAI 7046		
glanz A9000100170-023	glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 glanz A9000100170-001		
= '	gianz A9000100170-011	= *		
matt A9000100170-123 CHF 46,00		matt A9000100170-101 CHF 46,00		
Schwarz RAL 9005	Rein Orange RAL 2004	Pink Magenta RAL 4010		
glanz A9000100170-003	glanz A9000100170-022	glanz A9000100170-037		
matt A9000100170-019 CHF 46,00	matt A9000100170-122 CHF 46,00	matt A9000100170-137 CHF 46,00		
Pastellblau RAL 5024	Lemon Green	Gelb RAL 1023		
glanz A9000100170-036	glanz A9000100170-005	glanz A9000100170-046		
matt A9000100170-136 CHF 46,00	matt A9000100170-105 CHF 46,00	matt A9000100170-146 CHF 46,00		
Rot RAL 3001				
glanz A9000100170-047				
matt A9000100170-147 CHF 46,00				
Pulverfarben "Dormant"				
Tiefschwarz Effekt Silber	Sky Blue	Marine Blau		
glanz A9000100170-007	glanz A9000100170-017	glanz A9000100170-045		
		matt A9000100170-145 CHF 46,00		
Apple Green	Violett	Fire Red		
glanz A9000100170-014	glanz A9000100170-044	glanz A9000100170-018		
matt A9000100170-114 CHF 46,00		matt A9000100170-118 CHF 46,00		
Rahmenfarbe – Einfarbdesign	Sonderfarben "Nasslack"			
CHF 348,00				
Storm (Eisblau)	Café	Prairie (Roségold)		
glanz A9000100170-500	glanz A9000100170-520	glanz A9000100170-504		
matt A9000100170-501	matt A9000100170-521	matt A9000100170-505		
Pearl (Perlmutt-Weiß)	Berry (Beere)	Blue Ocean		
glanz A9000100170-524	glanz A9000100170-526	glanz A9000100170-522		
matt A9000100170-525	matt A9000100170-527	matt A9000100170-523		
Omega (Blau)	Mint	Chili		
glanz A9000100170-512	glanz A9000100170-528	glanz A9000100170-516		
matt A9000100170-513	matt A9000100170-529	matt A9000100170-517		
Sunflower (Sonnengelb)	Emerald (Smaragdgrün)			
glanz A9000100170-518	glanz A9000100170-514			
matt A9000100170-519	matt A9000100170-515			

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign				
Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.				
Zweifarbdesign bestehend aus eine einer Designfarbe (am Rahmen vorn	CHF 283,00			
Farbe bitte nachstehend wählen:				
Grundfarbe (am Rahmen hinten)	Control littre removement has a bightet	Anthurnit DAL 7040		
Weiß RAL 9016 A9000100170-200	Gestrahlt transparent beschichtet A9000100170-201	Anthrazit RAL 7016 A9000100170-202		
Schwarz RAL 9005	Pastellblau RAL 5024	Lemon Green		
A9000100170-203	A9000100170-206	A9000100170-207		
Gelb RAL 1023 A9000100170-208				
Designfarbe (am Rahmen vorne)				
Gelb RAL 1023	Lemon Green	Chili		
glanz A9000100170-261	glanz A9000100170-250	glanz A9000100170-253		
matt A9000100170-262	matt A9000100170-251	matt A9000100170-254		
Rein Orange RAL 2004	Café	Schwarz RAL 9005		
glanz A9000100170-255	glanz A9000100170-278	glanz A9000100170-259		
matt A9000100170-256	matt A9000100170-279	matt A9000100170-260		
Omega (Blau)	Storm (Eisblau)	Prairie (Roségold)		
glanz A9000100170-252	glanz A9000100170-264	glanz A9000100170-266		
matt A9000100170-263	matt A9000100170-265	Matt A9000100170-267		
Pearl (Perlmutt-Weiß)	Berry (Beere)	Blue Ocean		
glanz A9000100170-282	glanz A9000100170-284	glanz A9000100170-280		
matt A9000100170-283	matt A9000100170-285	matt A9000100170-281		
Mint	Sunflower (Sonnengelb)	Emerald (Smaragdgrün)		
glanz A9000100170-286	glanz A9000100170-276	glanz A9000100170-274		
matt A9000100170-287	matt A9000100170-277	matt A9000100170-275		
Farbe - Anbauteile Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Le	nkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.			
Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und	Lenkradgabel und Lagerblock			
Speichen	Silber A9000100173-011			
Schwarz A9000100171-003	Schwarz A9000100173-003			
Farbdesign Anbauteile nach Kund				
Antriebsrad: Alu-Felge und Design- Inlett ¹	Lenkrad: 5" Alu-Felge ² (3-Speichen-Design) Rein Orange RAL 2004 CHE 52 11			
Rein Orange RAL 2004 CHE 227 06	A9000100174-022			
A9000100171-022	Weiß RAL 9016 A9000100174-023 CHF 52,11			
A9000100171-023 CHF 227,06	Rahmenfarbe A9000100174-999 CHF 81,65			
A9000100171-999 CHF 227,06	Auswahl aus			
Auswahl aus Einfarbdesign	Einfarbdesign (abweichend von der			
(abweichend von der	Rahmenfarbe) CHF 81.65			
Rahmenfarbe) CHF 314,10	A9000100174-998 Farbe:			
Farbe:	A9000100170-			
A9000100170-	7,0000 T00 T70-LL LL			
Spezielle Farbwünsche (Rahm	en oder Anbauteile)			
Rahmenfarbe Einzelbeschaffung	Glanzgrad Farbbezeichnung	RAL Nummer		
Auswahl aus RAL Farbpalette A9000100170-100 CHF 436,00	glanz			
7,000,001,011,0100	matt —			
Hinweis: Anbauteile nicht in Designfarben möglich ¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand) ² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design leichter Lauf A9000501200 oder gute Dämpfung A9000501210				

Rahmen		
Achtung: Fußauflagefläche bei V-Form x = SB - (Rahmenvorbau G-Form	(0,25 x USL + 6 cm) Rahmenvorbau V-Form	Sondermaß Sitzbreite 47 - 52 cm
A9017100012-K* Kniewinkel 95° Min. 4 cm Sitzgefälle und max. Lenkradgröße 5"	A9017100020-K* CHF 126,00 Kniewinkel 95° ab SB 33 cm	A9016100060-K CHF 252,00 mit Rahmenverstärkung ausgelegt bis Zuladung 120 kg
A9017100010-K* Kniewinkel 105°	A9017100023-K* CHF 126,00 Kniewinkel 105° ab SB 33 cm	
Schiebegriffe		
Rückenrohr mit integriertem Griffbogen	Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert	Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt
A9000401051-K CHF 132,00 gerade.	A9000401050 ab RH 23 cm	A9000401076 CHF 237,00 abschraubbar
Auch mit Lordosewölbung möglich: 1 cm 2 cm 3 cm		
Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar	Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45 cm	
A9000401060 CHF 223,00 Befestigung im Rückenrohr ab RH 30 cm bei Anpassrücken ab RH 43 cm bei Rückenschale ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose	A9000401075 CHF 377,60 stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert Bis SB 42 cm oder Körpergewicht 95 kg, nicht in Verbindung mit Armauflage abschwenkbar	
Rückenlehne		
Rückenlehne abfaltbar	Rückenrohr mit Lordosewölbung	Rückenlehne fest
A9000400021 7-fach winkelverstellbar, mit integrierten kunststoffummantelten Aluminium-Seitenteilen	☐ A9000400005-K CHF 120,10 ☐ 1 cm ☐ 2 cm ☐ 3 cm	A9000400020 Aluminium-Seitenteile fest verschraubt, Rückenwinkel 90° zum Boden, Rückenlehne nicht abfaltbar

Rückenausstattung		
Anpassrücken und Rückenpolster A9000802010-K Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche Ausstattung mit Rückenquerbügel	Rückenerhöhung + 3-5 cm A9000802100 CHF 157,00 zu Rückenhöhe Nennmaß Nur in Kombination mit höhenverstellbaren Schiebegriffen	Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem A9000802011 CHF - 65,00 Ausstattung mit Rückenquerbügel
Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonosiehe separates Bestellblatt: "PRO ACTIV	V Sitz- und Rückensysteme"	
Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme auf unserem separaten Bestellblatt "Kraf	tknotensysteme"	SH TESTED 7176-19
Sitzbespannung		
Body Contour	Offenes Gurtsystem	Ausstattung ohne Sitzbespannung
A9000801025-K zugelassen bis zu einem Körpergewicht von 120 kg	☐ A9000801010-K CHF 77,60	A9000801050
Sitzkissen		
58 SB	x - Durchharu Radius	
Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard	Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard	Sitzkissenhöhe:
A9000805180-K* CHF 120,60	☐ A9000800300-K* CHF 165,40	□ 3 cm □ 5 cm □ 4 cm □ 6 cm
Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus	Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus	Sitzkissenhöhe:
bis 30x30 cm A9000805204-K* CHF 262,10	bis 30x30 cm A9000800311-K* CHF 307,80	☐ 4 cm ☐ 6 cm
>30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K* CHF 446,20	>30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K* CHF 491,90	
Bezugsstoff: ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche ☐ Schwarz, geschlossene Oberfläche Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstof	f "Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche" ausg	geliefert.
Sitzkissen ist vorhanden		
Fabrikat / Typ		
Kissenhöhecm		
	em separaten Bestellblatt: "PRO ACTIV Sit	z- und Rückensysteme"

Kleiderschutz		
Kleiderschutz Aluminium über Rastfunkt Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar	ion abnehmbar	
in anthrazit matt	in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei	in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
A9000403215-K	Zweifarbdesign)	Zweifarbdesign möglich)
	A9000403216-K CHF 71,50	A9000403217-K CHF 114,40
Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar		
☐ A9000400013-K CHF 325,00		
Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar		
Armauflagen		
Armauflage höhenverstellbar im Kleiders inklusive Kleiderschutz Aluminium mit Armpolster 25 cm lang über Rastfunktion abnehmbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar	schutz integriert	
in anthrazit matt	in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei	in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im
☐ A9000400014-K CHF 357,00	Zweifarbdesign)	Zweifarbdesign möglich)
_	A9000400015-K CHF 428,50	A9000400016-K CHF 471,40
Armauflage höhenverstellbar im	Armauflagen	
Kleiderschutz integriert	abschwenkbar, abnehmbar	
A9000400017-K CHF 682,00 inklusive Kleiderschutz Carbon	A9000403141-K CHF 328,00	
mit Armpolster 25 cm lang über Rastfunktion abnehmbar Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar	mit Armpolster 25 cm lang Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 bis 31 cm über Sitzrohr, in 1,5 cm Schritten einstellbar Nicht in Kombination mit Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert ArtNr.: A9000401075 möglich	

Radplatten		
Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen /		
Radplatte Standard A9016201000 Sitzhöhe hinten ca. 38 - 43 cm (bei 24" Rad)	Radplatte lang A9016201020 CHF 243,20 Sitzhöhe hinten ca. 43 - 47 cm (bei 24" Rad)	Radstandsverlängerung abnehmbar Speedy 4all / 4you A9016102001 CHF 574,00 Radpositionsverlagerung ca.14 cm
		1°/4°/6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Radsturz *Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring		
1° Antriebsradsturz	4° Antriebsradsturz	6° Antriebsradsturz
A9016202010 Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*	A9016202030 Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*	A9016202040 Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*
E-Adaptionen		
Vorbereitung zum Anbau "e-motion"	Vorbereitung zum Anbau "e-fix"	
A9016201200-K CHF 304,00 Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" wählen.	A9016201210-K CHF 304,00 Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" wählen. Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.	Rollstuhllieferung erfolgt an: Alber GmbH (Bitte auch auf S. 1 unter "Versandadresse abweichend" eintragen) Fachhändler
Bremssystem		
Integralfeststellbremse	Kniehebelbremssystem	Kniehebelbremssystem
A9035705000 CHF 307,00 Bremshalter am oberen Rahmenrohr angeschraubt Nur in Verbindung mit max. 4° Antriebsradsturz möglich	Bremshebel Standard A9000701010-001	Bremshebel lang ☐ A9000701010-002
	R ACTIV	
Kniehebelbremssystem Bremshebel tief	Bremshebel 20° ausgestellt	Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar
A9000701010-003	A9000700002 Nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard, lang oder tief.	A9000706008 CHF 155,60 Länge: 9 cm
PR ACTIV		Re ACTIV

Trommelbremse A9000702010-K* CHF 492,50 Bedienung vom Schiebegriff Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl "Radsturz") + 3 cm In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz des Trommelbremsankers die lange Radplatte montiert. Bitte beachten: - nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen - nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion **Fußstütze** Fußbügel durchgehend Fußbügel einseitig hochklappbar Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus A9016601010-K* A9016601300-K* CHF 168,00 mit Rohr-Auflagebügel, CHF 320,00 A9016602005-K* mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm höhenverstellbar +/- 3 cm, mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel bei KW 95° ab USL 34 cm nach außen schwenkbar, bei KW 105° ab USL 37 cm bei KW 105° ab USL 39 cm nicht abnehmbar bei KW 95° ab USL 36 cm Bei Ausstattung der Fußstütze mit bei KW 95° ab USL 37 cm Bei Ausstattung der Fußstütze mit "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter bei KW 105° ab USL 42 cm "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter "Zubehör Fußstütze" wählen bei V-Form ab SB 40 cm "Zubehör Fußstütze" wählen Bei Ausstattung der Fußstütze mit "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter "Zubehör Fußstütze" wählen Fußbügel nach hinten hochfaltbar Fußstütze mittig geteilt Fußstütze "Swing Away" CHF 408,00 A9016602010-K* CHF 294,00 A9016603200-K CHF 346,00 A9016604100-K mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und mit gummierter Fußbrettauflage, mit gummierter Fußbrettauflage, höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar, mittig geteilt, seitlich abschwenkbar, 20 mm Betätigungshebel bei KW 95° ab USL 38 cm nach außen schwenkbar und seitlich abnehmbar, bei KW 105° ab USL 42 cm hochklappbar, höhenverstellbar, hochklappbar, bei G-Form ab SB 33 cm inkl. Rahmenverstärkung winkelverstellbar bei V-Form ab SB 38 cm bei KW 95° ab USL 37 cm inkl. Rahmenverstärkung Auflagebreite ab 20 cm bei KW 105° ab USL 42 cm ab USL 34 cm Bei Ausstattung der Fußstütze mit bei V-Form ab SB 40 cm "Fußbrettauflage gummiert", diese bitte unter "Zubehör Fußstütze" wählen

Zubehör Fußstütze		
Fußbrettauflage gummiert	Fußbrettseitenanschlag	
A9000610000-K CHF 148,00 verschraubt, winkelverstellbar Tiefe: 14 cm	A9000610100 CHF 57,80 einstellbar Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert	
HR.CACTIIV		
Adaptionen		
Kippstütze	Vorbereitung zur Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber (e-fix, e-motion) A9016300105 CHF 291,00	Transitrollen A9000301100 CHF 330,00 mit Universaladapter, abnehmbar nicht in Kombination mit Kippstütze
A9000300100-K002 mit Zugfeder und Universaladapter schwenkbar Für optimales Schwenkverhalten sollte das Sitzgefälle > 3 cm sein	Universaladapter ist vorbereitet für die Montage der Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Firma Alber. Lieferung ohne Kippstütze und Kippstützenaufnahme. Diese bitte kundenseitig bei der Fa. Alber bestellen	
Ankippbügel		
rechts A9000302100-001 CHF 138,80		
links A9000302100-002 mit Universaladapter und Quickpin nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw. links		
3" Lenkräder		
3" Skaterollen (80 mm)		
A9000501110 CHF 72,00 pannensicher		

4" Lenkräder		
4" Lenkrad "Standard" Vollgummi schwarz	4" Skaterollen (100 mm)	4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)
A9000501011-004 (82A), pannensicher	A9000501120 CHF 72,00 pannensicher	A9000501220 CHF 122,00 pannensicher
4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)		'
A9000501230 CHF 152,00 mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber		
5" Lenkräder		
5" Lenkrad "Standard" PU schwarz	5" Lenkrad "Standard" PU grau	5" Lenkrad "2-Komponenten"
A9000501036-005 (82A), pannensicher	A9000501031-005 (82A), pannensicher	A9000501030 CHF 56,00 pannensicher
5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)	5" Alu-Felge 3-Speichen-Design "leichter Lauf"	5" Alu-Felge 3-Speichen-Design "gute Dämpfung"
A9000501221 CHF 122,00 pannensicher	Silber eloxiert A9000501200 CHF 180,00	Silber eloxiert A9000501210 CHF 180,00
	Schwarz A9000501201 mit austauschbarem Gummilaufring 3 mm hart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)	Schwarz A9000501211 mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm mittelhart, pannensicher inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)
5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)		
A9000501232 CHF 152,00 mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm, pannensicher Farbe: Schwarz, Felge in Silber		

6" Lenkräder		
6" Lenkrad "Standard" PU grau	6" Lenkrad "luftbereift"	6" Lenkrad "Flexel-System"
A9000501010-006 (82A), pannensicher	☐ A9000501050 CHF 56,00	A9000501070 CHF 56,00 pannensicher
Distanzscheibe Haarabweiser		
A9000500502 CHF 24,30 5,3 mm für Frog Legs Lenkräder schwarz		
Lenkradgabel Farben der Lenkradgabel siehe "Farbe Anbauteil	۵"	
Lenkradgabel Standard	E Lenkradgabel Heavy Duty	Federgabel
A9000500100-K001	für hohe Belastungen oder bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe	inkl. 5" Alu-Felge "gute Dämpfung"
mit Schraubachse	A9000510111-K001 CHF 59,90	A9000500160-K001 CHF 436,00 mit Schraubachse
A9000500100-K002 CHF 173,00 mit Steckachse	mit Schraubachse	A9000500160-K002 CHF 596,00
The Gloskadise	A9000510111-K002 CHF 232,90	mit Steckachse
	mit Steckachse	
Lenkradgabel-Wechselsatz "Standard"	Lenkradgabel-Wechselsatz	Der Lenkradgabel-Wechselsatz ist ohne Lenkrad.
	"Heavy Duty" A9000500301-K CHF 353,00	Falls ein Lenkrad gewünscht wird, bitte unter der Rubrik "Lenkräder" eine zweite Auswahl
Lenkradgabel Standard mit Steckachse	Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse	ankreuzen.
Spurdistanz		
Lenkradspurverbreiterung		
A9000500400* CHF 57,80 10 mm pro Seite	A9000500401* CHF 57,80 15 mm pro Seite	A9000500410* CHF 57,80 20 mm pro Seite

Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

24" (ETRTO 540) A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Adaptivbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	1	1	~	~	~
51 - 60 Kg	~	~	~	~	
61 - 70 Kg	~	1			



Spinergy Laufrad "Spox Sport" mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- 24" (ETRTO 540)
 - **CHF 770,00** A9000203550
- 25" (ETRTO 559)
 - CHF 770,00 A9000201559
- 26" (ETRTO 590) A9000203555

CHF 770,00




Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540) A9000203000

Bis 120 kg Körpergewicht mit Liteline-Nabe (Bild links)

über 120 kg Körpergewicht mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts), radial verspeicht



- 24" (ETRTO 540)
 - CHF 167,00 A9000203100
- 25" (ETRTO 559) A9000203200

CHF 167,00

CHF 167,00

26" (ETRTO 590) A9000203300

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht

Einsatz bei hohen Belastungen und Körpergewicht >120 kg



Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

- 24" (ETRTO 540) A9000203554
- CHF 884,00





Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- 24" (ETRTO 540) A9000203552
- CHF 884,00





Greifringe			
x = Maß Greifringanbau!			
Greifringanbau: allgemein Curve Greifringe			
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring v	veit (19 mm / 18 mm) angebaut.		
Edelstahl Ø 20 mm	Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205019-004	Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign) ☐ = Oberfläche glanz ☐ = Oberfläche matt Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen. ☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 69,00 A9000205020-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad CHF 69,00	
		A9000205020-006	
Aluminium Ø 19 mm	Titan Ø 19 mm	Silikon-Greifringüberzug	
poliert und harteloxiert 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 162,00 A9000205030-004 26" Greifring für 26" Rad A9000205030-006 CHF 162,00	☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad A9000205040-004 ☐ 26" Greifring für 26" Rad A9000205040-006 ☐ CHF 285,00 CHF 285,00	für Greifring 24" A9000205100-004 für Greifring 26" A9000205100-006 Oberfläche ohne Struktur, kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder Ø 20 mm.	
	1000	ED .	
Ultra-Grip "sehr griffig"	Ergo-Grip	Curve schwarz eloxiert,	
24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 422,00 A9000205070-004 26" Greifring für 26" Rad CHF 422,00 A9000205070-006	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 422,00 A9000205080-004 26" Greifring für 26" Rad CHF 422,00 A9000205080-006 Anbau an Felge anliegend	ergonomisches Greifringprofil 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm A9000205130-004 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L CHF 422,00 CHF 422,00	
		A9000205140-004 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L A9000205140-006 CHF 422,00	

Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil	Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil	Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung,
☐ 24" Greifring für	= Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)	ergonomisches Greifringprofil
24" Rad und 25" Rad CHF 425,00	☐ = Schwarz (Oberfläche glanz)	24" Greifring für
H 31 mm, Größe L A9000205160-004	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm A9000205135-004	24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L A9000205150-004
	☐ 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L A9000205145-004	
	26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L A9000205145-006	
	Profilhöhe H: 24mm oder 31mm	
Quadro	Gekko schwarz eloxiert	Gekko silber eloxiert
mit Tetra-Grip-Beschichtung 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205170-004	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205175-004	24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter,
25" Greifring für 25" Rad CHF 498,00 A9000205170-005	25" Greifring für 25" Rad CHF 498,00 A9000205175-005	robuster und austauschbarer Silikonlippe
26" Greifring für 26" Rad CHF 498,00 A9000205170-006	26" Greifring für 26" Rad CHF 498,00 A9000205175-006 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe	
Gekko S schwarz eloxiert	Ausstattung ohne Greifring	
24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad CHF 498,00 A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm	A9000205990	

Speichenschutz		
Finger- und Speichenschutz "transparent"		
für 24" Rad A9000206300-004 CHF 215,00		
für 26" Rad A9000206300-006 CHF 215,00		
0		
Bereifung		
Schwalbe "RightRun" Hochdruckleichtlaufbereifung	Schwalbe "RightRun" Hochdruckleichtlaufbereifung	Schwalbe "DownTown" Profilbereifung
24x1" (540-25) A9000204001-004	24x1" (540-25) A9000204000-004	24x1" (540-25) A9000204010-004
Farbe: Schwarz 7,5 bar	25x1" (559-23) A9000204000-005	7,5 bar
	26x1" (590-25) A9000204000-006 Farbe: Grau, schwarz 7,5 bar	
	O by fad balls Great	© by Raffields Collett
Schwalbe "MarathonPlus Evolution" mit "smart guard" Pannenschutzprotektor	Schwalbe "MarathonPlus" mit "smart guard" Pannenschutzprotektor	Schwalbe "One" 24x1" (540-25)
24x1" (540-25) A9000204030-014 CHF 45,60	24x1" (540-25) A9000204030-004 CHF 45,60	Farbe: Schwarz 9 bar
25x1" (559-25) A9000204030-015 CHF 45,60	Farbe: Grau, schwarzwand 10 bar	
26x1" (590-25) A9000204030-016 CHF 45,60 Farbe: Schwarz 10 bar		
C by Nat Brains Course	C by Neal bales Great	
Pannensichere Bereifung "Vollgummireifen"		
24×1" (540-25)		
A9000204201-004 CHF 169,00 Farbe: Schwarz		
Nicht in Verbindung mit 18 Speichen- Antriebsrad und Spinergy		

Zubehör					
24" MTB Wechselradsatz					
mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring Mountainbike-Bereifung wahlweise:					
☐ A9000203410 CHF 696,00	☐ A9000203411 CHF 696,00	A9000203413 CHF 696,00			
24x1,75" Continental "RIDE Tour Trekking" Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad	24x1,75" Continental "Explorer" Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad	24x2,1" Schwalbe "SMART SAM Sport" Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad			
TELETISM TELETISM		Fold data described			
	elbremse erheben wir einen Aufpreis von CHF	,			
Steckachse mit Bedienungsunterstützung,	Arretierbarer Antriebsrad- Achsverschluss "Tetra Clip"	Handluftkompressor mit Manometer			
Druckknopf groß	A9000206400 CHF 165,00	A9000901100 CHF 113,00			
A9000200096 CHF 108,00 Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm Achsdurchmesser: 12 mm Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss "Tetra Clip" nicht in Verbindung mit Einhandantrieb	Nicht für Spinergy Antriebsräder	bis 14 bar			
Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss	Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss	Stockhalter mit Nylon-Becher			
☐ A9000902100 CHF 79,80	☐ A9000902110 CHF 64,90	A9000902310 CHF 144,00 flexibel			
Beleuchtungsset SIGMA	Transporttasche für Antriebsräder	Accessoire-Tasche			
A9000903270 CHF 106,00 bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar,	für 24" Rad A9000903530-004 CHF 88,00 Ø 76 cm x 2 cm	A9000903600 CHF 84,00			
inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset	für 26" Rad A9000903530-006 CHF 88,00 Ø 83 cm x 2 cm				

Weiteres Zubehör wie z. B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen					
Beratung und Ausmessi ACTIV	ung durch PRO	Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV			
A999000000	CHF 357,00	A999000006	CHF 357,00		
Anmerkungen und Notiz	zen:				
Ort Datum		Unterschrift End	lkunda / Eachhä	adlar	

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.