

Individuelle Kundenanfertigung - Modell „SPEEDY 4all“

A9016100001 € 4.010,00

Hinweis: Durch die Auswahl der hier aufgeführten Ausstattungsmerkmale wird die Hauptartikelnummer ersetzt. Die vorhandene Hilfsmittelnummer entfällt aufgrund der abweichenden Ausstattungsmerkmale zur vergebenen Hilfsmittelnummer des Grundmodells.



Rahmenausführung

Rahmenausführung Heavy Duty AF4-4 121 kg - 190 kg Körpergewicht

☐ A9016100091 € 766,30

- Rahmenrohr oben mit Innenrohr Ø 20 x 2 mm
 - Rahmeninnenrohr Ø 20 x 2 mm am unteren Rahmenrohr im Bereich des Lenkradlagerblocks
 - Rahmenverstärkung durch 2 zusätzliche diagonale Rahmenquerrohre und Verstärkungen
 - Antriebsradaufnahme verstärkte Ausführung
 - Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl
 - Rückenrohrverstärkungsinlett am Seitenblechanschraubgewinde
 - Schiebegriffe in Edelstahlausführung
 - Seitenblech Alu 3 mm
- Bitte beachten: Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar (A9000403210-K) zusätzlich erforderlich!
- Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehend, verstärkte Ausführung
 - Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl

Hinweis:

Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel „Heavy Duty“ auswählen!

Sitzbreite

Sitzbreite 28 cm - 29 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.2002

☐ A9016100040 € 213,30

☐ SB 28 cm ☐ SB 29 cm

Dienstleistungen

Beratung und Anpassung durch PRO ACTIV gemäß individueller Kundenanforderung

☐ A9990000017 € 612,00

Zusätzliche Anforderungen