



FREEWAY trekking Lenkvorsatz bis 120 kg Anhängelast

Das FREEWAY trekking ist ein Lenkvorsatz für die leichtere Bewältigung unebener Untergründe und größerer Touren, auch mit längeren Bergabfahrten. Mit der verstellbaren Lenksäule kann die Lenkerposition, bei sich gegebenenfalls ändernden Anforderungen im Winkel, eingestellt werden.

Grundausrüstung

- Andockplatte Quick-Snap zur Ankopplung an den Rahmenadapter
- Lenker winkelverstellbar mit Foamgriffen und Bremsgriff rechts
- 220 mm Lenksäulenlänge
- Verschiebbare Achsposition über klemmbare Gabelfaust für die einfache Höhenverstellung zur Anpassung an den (vorhandenen) Quick-Snap Adapter
- Hydraulische Scheibenbremse
- Bereifung Schwalbe Marathon 20"
- Bedienungsanleitung

A9122000030

€ 1.020,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch

Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Bitte beachten: Beim Kauf eines FREEWAY in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Gabelfarbe - Einfarbdesign Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php		
Gabelfarbe: Auswahl aus Farbpalette Gabelfarbe wird bei Bestellung angegeben ☐ A9000100170-000		
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☐ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 € 43,40	Brillant Silber ☐ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☐ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 € 43,40
Schwarz RAL 9005 ☐ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 € 43,40	Rein Orange RAL 2004 ☐ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 € 43,40	Pink Magenta RAL 4010 ☐ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 € 43,40
Pastellblau RAL 5024 ☐ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 € 43,40	Lemon Green ☐ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 € 43,40	Gelb RAL 1023 ☐ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 € 43,40
Rot RAL 3001 ☐ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 € 43,40	Lagoon Blue ☐ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 € 43,40	Athletic Grey RAL 7046 ☐ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 € 43,40
Muddy Grey RAL 7033 ☐ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 € 43,40	Peach RAL 3022 ☐ glanz A9000100170-038 ☐ matt A9000100170-138 € 43,40	
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☐ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☐ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☐ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 € 43,40
Electric Green ☐ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 € 43,40	Violett ☐ glanz A9000100170-044	Fire Red ☐ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 € 43,40
Gabelfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
€ 349,60		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527
Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523	Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Zubehör

Abstellständer FREEWAY abschwenkbar

☐ A9120900001 € 205,90

zur einfachen Adaption in Verbindung mit „Quick-Snap“-Adapter
Farbe: Schwarz



Feststellscheibenbremse

☐ A9122300000 € 168,00

Bedienhebel am Lenker-Halterohr montiert.
Als Zugspreizer ausgeführt.

Steck-Schutzblech

☐ A9122502100 € 109,40



Schutzblech Alu schwarz

☐ A9122500005 € 153,50



Alu-Gepäckträger "cargo systems"

☐ A9120900000 € 210,00

Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 € 70,10

kabellos, mit Halterung



Beleuchtungsset SIGMA

☐ A9120900019 € 123,90

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110700141 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz

Zusätzlich bitte entsprechend auswählen:

Zentrierzapfen für Ø 25 mm
für A1 und A2

☐ A9110700022

Zentrierzapfen für Ø 40 mm
für 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 und 4teen

☐ A9110700023



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701300 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701400 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701500 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:

Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm

Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm



Bitte nachfolgend Auswahl der Rahmenklemmung treffen:

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701525
Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701530
Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701535
Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 mm - 27 mm geliefert.

Bitte nachfolgend Auswahl der Klemmhülse treffen:

☐ Klemmhülse [80 mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

☐ Klemmhülse [110 mm] € 46,70
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

☐ Klemmhülse [170 mm] € 56,60
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 80 mm geliefert.

Kombinationsadapter PA-Triride, lenkbare Quick-Snap Ausführung

☐ A9199000083 € 659,70

mit Quick-Snap Adaption zur Adaption von
PRO ACTIV Handbikes und Zuggeräten sowie
Triride Produkten, welche mit dem PRO ACTIV
Adapteranbau-Paket (A9140700000)
ausgestattet sind.

Im Lieferumfang sind KEINE Rahmenklemmen
enthalten. Diese bitte entsprechend auswählen.



Auswahl der Rahmenklemme:

☐ Ø 25 mm € 205,20
E8140BS-C-106

☐ Ø 30 mm € 205,20
E8140BS-C-107

☐ Ø 32 mm € 205,20
E8140BS-C-108

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung


Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des
Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

☐ A9110700005 € 73,90

Gerade Ausführung
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

☐ A9110700006 € 73,90

Gebogene Ausführung
nur in Verbindung mit Frontadapter



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

☐ A9110700002 € 55,00

um das Einführen des Zentraladapters zu
erleichtern



Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort

☐ A9110900004 € 58,70

mit längerem Betätigungshebel



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

- ☐ Größe S (105 cm) € 241,80
A9000800016
- ☐ Größe M (125 cm) € 241,80
A9000800013
- ☐ Größe L (145 cm) € 241,80
A9000800014
- ☐ Größe XL (165 cm) € 241,80
A9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz

**Dienstleistungen****Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV**

- ☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000011 € 354,50

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel**an einen PRO ACTIV Rollstuhl**

- ☐ A9990000012 € 230,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- ☐ A9990000013 € 366,90

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel

inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

- ☒ A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- ☒ A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:**Ort, Datum**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 5 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis enthalten ☒ = Position erforderlich
Bestellblatt FREEWAY Rev. 23

Unterschrift Endkunde / Fachhändler