

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



NJ1 el. Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzugchassis mit integrierter Akkuhalterung
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzentrerschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem
- Shimano V-Brake (Felgenbremse) mit Feststellerretterung
- Sicherheitswimpel mit Halterung
- Beinschutzblech
- Antriebseinheit schwarz

Antrieb Neodrives

„Der kraftvolle Nabenantrieb für max. Leistung mit TFT-Display und 11-Gang Kettenschaltung“

Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

A9100100011-026 **CHF 8.783,00**

Kostenvoranschlag Datum: _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023
 matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001
 matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003
 matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

Fire Red

- glanz A9000100170-018
 matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037
 matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky Blue

- glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036
 matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- glanz A9000100170-045
 matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

- glanz A9000100170-014
 matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon Green

- glanz A9000100170-005
 matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- glanz A9000100170-044

Gestrahlt transparent beschichtet

- glanz A9000100170-029

Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046
 matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047
 matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Akku Neodrives

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku neodrives DT 36 V 16 Ah / 576 Wh

Reichweite ca. 75 km

- A9100900109



Doppelakku neodrives DT 2 Stück 36V 16 Ah / 576 Wh

Reichweite ca. 150 km

- A9100900110 **CHF 1.484,00**

Umsteckvorrichtung zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus über den Magnetstecker

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200032
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
 Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200034 **CHF 207,00**
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

- A9110200035 **CHF 1.615,00**
 elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
mit Kinnbedienung
11-Gang Kettenschaltung**

A9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Kettenblattauswahl:

32 Zähne

38 Zähne



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung für neodrives**

A9116200003 **CHF 690,00**

zur Erweiterung auf doppelte Ganganzahl
Planetengetriebe
Ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung
im Stand.
In Verbindung mit Griffweite 40, 45, 48 oder
53 cm



Bremssystem

**Leistungsstarkes Bremssystem
mit Brems Scheibe Ø 203 mm**

A9110300105 **CHF 94,00**

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht.
Nicht erforderlich bei Auswahl Hydraulische
Rücktritt-Scheibenbremse



**Doppeltes Scheiben-Bremssystem
„Magura“ Brems Scheibe Ø 203 mm**

A9100300100 **CHF 253,00**

V-Brake Felgenbremse entfällt
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken
Bremssystem.
Empfohlen ab 100 kg Körpergewicht

**Hydraulische Rücktritt-
Scheibenbremse mit
Kurbelfreischalffunktion zur
Rückwärtsfahrt**

A9110300003 **CHF 865,00**

Kompatibel mit Kettenschaltung und
Freilaufschaltnabe
In Verbindung mit:
- Tretlagerwelle Griffweite 45 bis 55 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht
Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1
Berguntersetzung!



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm
A9110500100-045
- Griffweite 50 cm
A9110500100-050

Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Griffweite 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- Griffweite 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195




Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm **CHF 153,10**
A9100600105-155
- Länge 175 mm **CHF 153,10**
A9100600105-175
- Länge individuell
195 mm bis 140 mm **CHF 280,30**
A9100600100



Tretlagerstütze starr

- S (X/Y 67/153)
A9100501100-003
- M (X/Y 90/250)
A9100501100-001



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

- S (180 mm) **CHF 249,90**
A9100500001-002
- M (240 mm) **CHF 249,90**
A9100500001-003

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

A9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Beinstütze umlaufend

A9100100009
Adaption an der Gabel



Fußanschlag für Beinstütze

A9100100012 **CHF 96,70**



Oberschenkelfixierung

A9100100013 **CHF 170,80**



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

A9100800002
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

A9100800010 **CHF 64,00**
mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche




Chassis

Chassis-Geometrie

Länge 116 cm
SB ca. 39 cm
A9100100000-005

Länge 116 cm
SB ca. 43 cm
A9100100000-006 **CHF 221,00**

Heavy Duty Ausführung
bis 120 kg Körper-
gewicht
A9100800013 **CHF 436,00**
empfohlen bei Offroad-
Nutzung



Sitzbespannung

Sitzbespannung Offenes Gurtsystem













Chassis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm


A9100801010-002

Chassis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100801010-003



Sitzbespannung Body Contour Chassis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100801025-002		Chassis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100801025-003	
Sitzkissen			
Sitzkissen Standard Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche Sitzkissenhöhe: 4 cm Chassis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100000190-002 CHF 120,00		Chassis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100000190-003 CHF 120,00	
Sitzkissen mit Oberschenkelführung Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche Sitzkissenhöhe: 4 cm Nur in Verbindung mit Oberschenkelfixierung Chassis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100800103-002 CHF 260,90		Chassis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100800103-003 CHF 260,90	
Bereifung			
26x1,5" Schwalbe „Marathon“ <input type="checkbox"/> A9100105100 (ETRTO 559-40) Tourenreifen 	26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“ <input type="checkbox"/> A9100105140 CHF 83,90 (ETRTO 559-50) Tourenreifen 	26x2,1" Schwalbe „Smart Sam“ <input type="checkbox"/> A9100105150 CHF 83,90 (ETRTO 559-54) 	
Zubehör Bike			
Steck-Schutzblech <input type="checkbox"/> A9100502100 CHF 51,50 	Schnell-Ladegerät Neodrives <input type="checkbox"/> A9116900006 CHF 97,70 Ersetzt das Standard Ladegerät 	Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt <input type="checkbox"/> A9100800100 CHF 234,00 	
Nackenstütze <input type="checkbox"/> A9100800150 CHF 281,00 höhenverstellbar winkelverstellbar 	Becken-Fixiergurt <input type="checkbox"/> A9100800200 CHF 124,00 	Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.) <input type="checkbox"/> A9110903271 Stk. á CHF 25,20 Farbe: Natur eloxiert _____ Stück 	

<p>Beleuchtungsset SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019 CHF 116,00</p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 	
---	--

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

<p>Handballenauflage am Handgriff</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601200 CHF 165,70</p> <p>gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar. Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.</p> 	<p>Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601101 CHF 191,50</p> 	<p>Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601102 CHF 218,00</p> <p>sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm mit Moosgummiüberzug</p> 
---	--	---

<p>Tetra-Schalengriffe</p> <p><input type="checkbox"/> A9110601100 CHF 187,00</p> 	<p>Bediensatellit am Handgriff montiert</p> <p>mit vorhandener Stützleitung (an einer Bremsleitung entlang gelegt)</p> <p><input type="checkbox"/> A9116200000 € 74,10</p> <p>ohne vorhandener Stützleitung (es wird eine zusätzliche Blindleitung benötigt)</p> <p><input type="checkbox"/> A9116200001 € 105,00</p>	
---	--	--

Dienstleistungen

<p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000000 CHF 357,00</p>	<p>Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> A9990000007 CHF 610,00</p> <p>zzgl. Versandkosten</p>	
--	---	--

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.