

Individuelle Kundenanfertigung - Modell „SPEEDY A2“

A9020100001 € 4.010,00

Hinweis: Durch die Auswahl der hier aufgeführten Ausstattungsmerkmale wird die Hauptartikelnummer ersetzt. Die vorhandene Hilfsmittelnummer entfällt aufgrund der abweichenden Ausstattungsmerkmale zur vergebenen Hilfsmittelnummer des Grundmodells.



Rahmenausführung

Rahmenausführung Heavy Duty A1-4 bis 150 kg Körpergewicht

A9010100091 € 455,30

bzw. SB ab 51 cm bis 58 cm:

- Sitzrohr mit zus. Verstärkungsinnenrohr
- zusätzliches unteres Rahmen Querversteifungsrohr
- zusätzliche

Rahmendiagonalaussteifungsrohre

zum unteren hinteren Querrohr

- Rückenrohrverstärkungsinlett

- Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl

- Seitenblechstärke 3mm Alu

- Verstärkte Antriebsradplatte 2-Schlitz,

12 mm dick

Hinweis:

Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel "Heavy Duty" auswählen!

Rahmenausführung Heavy Duty A1-4 ab 151 kg Körpergewicht

A9010100092 € 898,50

nach individueller Angabe,

SB ____ cm

- Sitzrohr mit zusätzlichem

Verstärkungsinnenrohr

- zusätzliche Rahmen Querversteifungsrohre

- zusätzliche Rahmendiagonalaussteifungs-

rohre zum unteren hinteren Querrohr und zum Sitzrohr

- Verstärkte Antriebsradplatte 2-Schlitz, 12 mm dick

- Rückenrohrverstärkungsinlett

- Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl

- Schiebegriffe in Edelstahlausführung

- Seitenblechstärke 3mm Alu

- Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehende, verstärkte Ausführung

- Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl

Hinweis:

Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel "Heavy Duty" auswählen!

Rahmen

Individuelle Rahmengeometrie abduzierte Form

A9010100305 € 1.220,00

Rahmenvorbau pro Seite um Angabe abduziert

2,5 cm 3,5 cm

Individuelle Kundenanfertigung Rahmenlänge

(muss individuell geprüft werden)

A9010100070 € 396,20

Rahmenlänge bis Rahmenbogen ____ cm

(für ST ____ cm)

Individuelle Kundenanfertigung Rahmenhöhe

(muss individuell geprüft werden)

A9010100110 € 364,40

Rahmenhöhe: ____ cm

Kniewinkel

Kundenanfertigung Kniewinkel

A9000100050-003 € 509,00

90° 100° 110° 115°

Radplatte

Kippunktfixierung Radplatte

A9000200006 € 156,00

bestehend aus

Nutenstein Kippunktfixierung

Halteplatte Kippunktfixierung

inklusive Befestigungsmaterial

Zusätzliche Anforderungen