



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

HUSK-E Adaptivbike

Kraftvolle Shimano EP8 Ausführung bis 120 kg Anhängelast

- Für Fahrer mit geringer Muskelkraft und stärkerer Einschränkung sowie für alle, die einen kräftigen Antrieb für eine jederzeit abrufbare starke Kraftunterstützung benötigen
- HS-Ausführung für bestmögliches Ansprechverhalten
- Für unebenes Gelände, Hügel, Anstiege und anspruchsvolle Strecken geeignet
- Ketten- und Nabenschaltungen möglich
- Scheibenbremse mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich

Grundausrüstung

- Shimano Mittelmotor EP800 | 250W | 85Nm
- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Abstellständer
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad
- Display EP8

A9117100030-020

CHF 7.870,00

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Oberkörperhöhe: _____ cm
Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Display

Großes Display E6100

A9117200100 **CHF 69,00**

Ersetzt das kleinere Farbdisplay EM800, welches standardmäßig verbaut wird.

Features:

- Ein- und Ausschalttaste, Systemstart vom Display
- Lichttaste (ein/aus am Display)
- Modustaste
- gut ablesbare Anzeige, große scharfe Schrift
- viele Anzeigeeinhalte im selben Bild



Unterstützungsstufenschalter am Handgriff

Mit vorhandener Stützleitung (an einer Bremsleitung entlang gelegt)

A9117200040 **CHF 91,50**

Ohne vorhandene Stützleitung (es wird eine zusätzliche Blindleitung benötigt)

A9117200041 105,00 €

A9117200041 **CHF 129,60**

Übersetzung

Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

A9117200050
Für eine höhere Endgeschwindigkeit

Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

A9117200051
Für ein sehr leichtes Ansprechverhalten

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200026
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 381% mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



DEORE

Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200021 **CHF 251,00**
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff.
11-Fach Kassette 11-46 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 418% mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



DEORE XT

Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200022 **CHF 1.022,00**
elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff über einen Taster.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 418% mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



DEORE XT

Di2

Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200023 **CHF 1.378,00**
elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 418% mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



DEORE XT

Di2

Nabenschaltung

Nexus 5-Gang Nabenschaltung DI2 mit Tasterbedienung

A9117200032 **CHF 648,00**

Elektronische Nabenschaltung mit Automatikschaltfunktion und manueller Schaltfunktion über Bedientaster Taster am Handgriff rechts montiert mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 180 mm



Nexus 5-Gang Nabenschaltung DI2 mit Kinnbedienung

A9117200033 **CHF 1.034,00**

Elektronische Nabenschaltung mit Automatikschaltfunktion und manueller Schaltfunktion über Kinnbedienung Taster am Tretlager mittig montiert mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 180 mm



Bremssystem

Doppeltes hydraulisches Scheiben-Bremssystem „Magura“


A9117300100 **CHF 379,00**

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel Feststellbremse über Arretierbügel am Handgriff

Rücktrittscheibenbremse mechanisch mit Kurbelfreischaltfunktion

A9117300110 **CHF 776,00**

Kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschalt-nabe
In Verbindung mit:
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm bis 120 kg Körpergewicht



Akkus und Zubehör

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Shimano 36V 14Ah 504Wh

Reichweite: ca. 45-75 km

A9117900100
Montage links an der Gabel

Akku Shimano 36V 17,5Ah 630Wh

Reichweite: ca. 55-85 km

A9117900105 **CHF 196,00**
Montage links an der Gabel



Doppelakku Shimano 14Ah 504Wh

Reichweite ca. 90-150 km

A9117900120 **CHF 1.542,60**

Montage beidseitig an der Gabel, Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus. Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme des Akkus. Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit Rechtsbedienung.

Doppelakku Shimano 17,5Ah 630Wh

Reichweite ca. 110-170 km

A9117900125 **CHF 1.966,00**

Montage beidseitig an der Gabel, Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus. Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme des Akkus. Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit Rechtsbedienung.



Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Anthrazit RAL 7016 matt

A9117500004

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Rein Orange RAL 2004 glanz

A9117500006



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Lemon Green glanz

A9117500007



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung
Individuelle Farbauswahl

A9117500010 **CHF 172,00**

aus Farbpalette Einfarbdesign
 Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170-____

Farbe:_____

Bereifung

20x2,1" Schwalbe „Jumpin´Jack“
 (Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Schwalbe „Smart Sam“)

A9117105100
 (ETRTO 406-54)
 Pannenschutzlevel 3,5



20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101
 (ETRTO 406-60)
 Profilreifen
 Pannenschutzlevel 3,5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

A9117105102 **CHF 32,70**
 (ETRTO 406-55)
 Profilreifen
 Pannenschutzlevel 6



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

- Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max.
 Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm **CHF 153,10**
A9100600105-155
- Länge 175 mm **CHF 153,10**
A9100600105-175
- Länge individuell
140 mm bis 195 mm **CHF 280,30**
A9100600100



Handgriffe

Handballenauflage am Handgriff

A9110601200 **CHF 165,70**
 gepolstert, verschraubt, winkleinstellbar



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 **CHF 191,50**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601102 **CHF 218,00**
 sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm
 mit Moosgummiüberzug



Tetra-Ergogriff freistehend

A9100600001 **CHF 169,00**

Kurbelgriffe vertikal angeordnet
verbreitert die Griffweite um 8,6 cm
kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar



Tetra-Schalengriffe

A9110601100 **CHF 187,00**



Zubehör Bike

Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 **CHF 132,20**

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer
montiert



Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort

A9110900004 **CHF 143,00**

mit längerem Betätigungshebel
und reduzierter Federkraft



LED Beleuchtungsset für STEPS System

A9117900200 **CHF 146,00**

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über
den Akku des Antriebssystems
Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung
Beleuchtungsset aus der Grundausstattung
entfällt



Gepäckträger abnehmbar

A9117900210 **CHF 338,00**

Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der
Schnellspannklammer zu erleichtern.
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

A9110700006 **CHF 79,00**

erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des
Quick Snap Adapters
Ausführung Tetra, gebogen



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu
erleichtern



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

- Größe S (105 cm) **CHF 305,00**
A9000800016
- Größe M (125 cm) **CHF 305,00**
A9000800013
- Größe L (145 cm) **CHF 305,00**
A9000800014
- Größe XL (165 cm) **CHF 305,00**
A9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.
Farbe: Schwarz



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110700142 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701302 **CHF 599,20**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701401 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter Rechtsbedienung mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701502 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrähmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

- A9110701525
Rohrdurchmesser 23-27 mm

- A9110701530
Rohrdurchmesser 28-32 mm

- A9110701535
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Anbausituation bei PA Produkten:
Rähmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rähmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert!

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

- A9199701507 **CHF 99,60**


rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 **CHF 398,00**
- Für BUDDY
A9110100100-003 **CHF 398,00**
- Für TRAVELER
A9110100100-001 **CHF 398,00**
4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you
A9110102001 **CHF 590,00**
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

- Für SPEEDY F2 / F4
A9015100005 **CHF 709,00**
mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

- A9990000000 **CHF 357,00**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

- an einen PRO ACTIV Rollstuhl
 A9990000007 **CHF 610,00**
Prod.-Nr.: _____

- an ein Fremdprodukt
 A9990000009 **CHF 740,00**
Hersteller: _____
Modell: _____
Rahmenrohr ø _____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

- an einen PRO ACTIV Rollstuhl
 A9990000008
Prod.-Nr.: _____

- an ein Fremdprodukt
 A9990000005
Hersteller: _____
Modell: _____
Rahmenrohr ø _____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.