



Triride SPECIAL COMPACT HT

Medizinprodukteregister: 1560515

CODE	BESCHREIBUNG
TR-COMPACT-HT A9140100100-012 A9140100101-012 (Allroad)	bis 160 kg Anhängelast Ausstattung: Radgröße 12", programmierbare und anpassbare Elektronik (Software von Triride), 5 Geschwindigkeitsstufen, standardmäßig Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, Scheibenbremse, unterstütztes Ankoppeln, Basis-Tempomat, Display LCD Special mit USB und Akku 36V 324 Wh im Standard, Energierückgewinnung beim Bremsen Motorleistung: bei 36V-System 1000W bei 48V-System 1400W

☐ Angebot: _____

☐ Bestellung: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Anfrage-Nr.: _____

Bestell-Nr.: _____

SANITÄTSHAUS / FIRMENADRESSE:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Adresse: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

RECHNUNGSADRESSE ABWEICHEND:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Adresse: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

VERSANDADRESSE ABWEICHEND:

Name: _____
Adresse: _____

NUTZERDATEN / KOMMISSION:


Name, Vorname: _____
Adresse: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-datum: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Bitte beachten: Beim Kauf eines Triride in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

ROLLSTUHLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition

Marke _____
Modell _____
Durchmesser Vorderrohre _____ mm
Sitzbreite _____ cm
Sitztiefe (E) _____ cm
Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (A)* _____ cm
Boden bis Kniehöhe (D) _____ cm
Länge d. gestreckten Arme von der Schulter (C) _____ cm
Neigung der Vorderrohre _____ Grad
Rahmenlänge (B) _____ cm
Breite Vorderrohre (F) _____ cm
Nutzergewicht _____ kg

*Für Rollstühle mit abnehmbarer Fußstütze

Fußstütze: ☐ Fix ☐ Intern
☐ Abnehmbar ☐ Extern


Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten.

Modellauswahl

COMPACT HT

☐ A9140100100-012 € 5.240,00



Auswahl Bereifung

12" City long life

☐ BS-R-353 Standard

12" Cross long life

☐ BS-R-297 € 20,00

COMPACT HT ALLROAD

☐ A9140100101-012 € 5.340,00

mit 3.00 - 8 ALL ROAD Reifen



Adapter

Triride Standard-Adapter

☐ Standard



Triride Zentraladapter

☐ BS-C-113 € 250,00

inkl. Triride Abstellständer BS-O-083
ersetzt Triride Standard-Adapter



Kein Triride Adapter

☐ PRO ACTIV Adapter gewünscht
Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV
Adapter & Abstellständer"

MTW Kombination

☐ MTW - Trekking Power
wird mitbestellt
Bitte separates Bestellblatt ausfüllen und
beifügen

☐ Vorbereitung für MTW gewünscht
MTW wird nachträglich bestellt

Elektronik

Performance KIT für Autonomie und Sicherheit

☐ BS-O-096 € 190,00

Paket enthält:

- IBS BS-O-101
- ICC BS-O-097
- Bremstaster BS-R-366
- ECODRIVE BS-O-086

Position Elektronischer Bremstaster für IBS:

Links ☐ Rechts ☐

IBS Intelligentes Bremssystem (Intelligent Braking System)

☐ BS-O-101 € 75,00

Intelligentes Bremssystem mit Einsatz der elektronischen Bremse und Schonung der Scheibenbremsen. Automatische Einstellung des Bremsverhaltens entsprechend eingestelltem Modus und der Geschwindigkeit. Rekuperation. Bedienung über Bremshebel. Bei Tetra-Ausstattung inklusive.

Elektronischer Bremstaster für IBS

☐ BS-R-366 € 48,00

Zusätzliche Bedienmöglichkeit des IBS über Taster.

Bedienung: Links ☐ Rechts ☐

ICC Adaptiver Tempomat (Intelligent Cruise Control) ☐ BS-O-097 € 75,00 Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit automatisch auch bei Bergab-Fahrten mit bergab. Rekuperation. Bedienung über Taster. Bei Tetra-Ausstattung inklusive.	MDC Fahrkomfortsystem (Motion Direct Control) ☐ BS-O-113 € 145,00 Innovatives Fahrkomfortsystem - mit nur einer Bedieneinheit das Triride beschleunigen und abbremesen. Beim Loslassen des Gashebels bremst die elektronische Bremse sofort ab. Bergbrems- und Berganfahrassistent.	Daumenbremse ☐ BS-O-076 € 105,00 Zusätzliche Bremsauslösung über einen Daumenschalter für das einfache, regulierbare Bremsen. Nicht mit MDC kompatibel. 
Bremsautomatik beim Loslassen des Gashebels ☐ BS-O-077 € 45,00 Bei Tetra-Ausstattung inklusive. 		
Spezielle Tetra-Bedieneinheiten - Einzelkomponenten		
Mono-Command Hebel für Tetraplegiker ☐ BS-O-175 € 355,00 "Push&Pull" für Gas & <u>Einzel</u> bremse Bedienung: Links ☐ Rechts ☐	Mono-Command Hebel für Tetraplegiker ☐ BS-O-176 € 405,00 "Push&Pull" für Gas & <u>Doppel</u> bremse Bedienung: Links ☐ Rechts ☐	Feste vertikale Handstütze ☐ BS-O-307 € 17,00
Winkelverstellbare Verlängerungen für Tetra-Lenker ☐ BS-O-308 € 152,00 kompatibel mit allen Lenkern bei einigen Tetra Konfigurationspaketen inbegriffen.		
Spezielle Tetra-Bedieneinheiten & Elektronik-Pakete		
Tetra Konfigurationspakete finden Sie im extra Bestellblatt "Tetra Konfigurationen". Bitte füllen Sie die entsprechende Konfigurationsseite dieses extra Bestellblatts aus (bitte diesem Bestellblatt beifügen) und tragen Sie zusätzlich die gewünschte Konfigurationsnummer hier ein: ☐ Konfiguration Nr. _____ (Preise s. extra Bestellblatt)		
Akku		
36 V 7 Ah 252 Wh ☐ BS-R-369-S Standard Reichweite bis zu 30 km 	36 V 10 Ah 324 Wh ☐ BS-R-326-S Standard Reichweite bis zu ca. 36 km 	48 V 6,2 Ah 297 Wh ☐ BS-R-368-S € 170,00 Reichweite bis zu 30 km 
48 V 10,5 Ah 504 Wh ☐ BS-R-395-S € 250,00 Reichweite bis zu 50 km 		

Display LCD

Display LCD Special mit USB

☐ BS-C-077 **Standard**

2,6" LCD-Display mit USB-Anschluss



Display LCD Colour mit USB

☐ BS-C-078 **€ 58,00**

4,3" LCD-Farb-Display mit USB-Anschluss



Lenker

Gerader Lenker

☐ BS-O-246 **Standard**

Lenkerbreite: ☐ 46 cm ☐ 50 cm


Ergonomischer Tetra-Lenker "Zoom"

☐ BS-O-208 **Standard**

Standard bei Tetrakonfigurationspaketen



Ergonomischer Lenker

☐ BS-O-107 **Standard**


Lenkerverbindung

Einstellbare Lenkerverbindung 110 mm

☐ BS-O-222 **Standard**


Einstellbare Lenkerverbindung 130 mm

☐ BS-O-220 **Standard**


Einstellbare Lenkerverbindung 160 mm

☐ BS-O-185 **€ 90,00**


Sonderrahmen

Verlängerte Gabel für nähere Lenkerposition

☐ BS-O-189 **€ 90,00**

Gashebel

Daumengas

☐ BS-R-299 **Standard**

Bedienung: Links ☐ Rechts ☐


Ergonomischer Gashebel

☐ Links BS-R-349 **€ 22,00**
☐ Rechts BS-R-348 **€ 22,00**


Gasdrehgriff

☐ Links BS-R-333 **€ 42,00**
☐ Rechts BS-R-335 **€ 42,00**


Bremsen

Einzelne mechanische Scheibenbremse

☐ Links BS-R-319 **Standard**
☐ Rechts BS-R-318 **Standard**

Hinweis: Nur links **oder** rechts möglich. Sofern die beidseitige Auslösung gewünscht wird, muss BS-O-218 gewählt werden.

Mechanische Scheibenbremse - doppelter Bremssattel

☐ BS-O-218 **€ 165,00**

Bedienung über einen rechten und einen linken Bremshebel

Einzelne hydraulische Scheibenbremse

☐ Links BS-R-362 **€ 135,00**
☐ Rechts BS-R-361 **€ 135,00**

Hydraulische Scheibenbremse - doppelter Bremssattel ☐ BS-O-181 € 248,00 Bedienung über einen rechten und einen linken Bremshebel	Einzelne, mechanische Feststellbremse ☐ Links BS-O-203 € 15,00 ☐ Rechts BS-O-273 € 15,00 
---	--

Rahmenfarbe

Neutral (Titanstahlfarbe)

☐ BS-O-078 **Standard**

Schwarz RAL 9005

☐ BS-O-217-N **€ 150,00**

Weiß RAL 9003

☐ BS-O-217-W **€ 150,00**

Orange RAL 2004

☐ BS-O-217-A **€ 150,00**

Schutzblechfarbe

Schwarz

☐ BS-O-245 **Standard**
 nicht möglich bei COMPACT HT ALLROAD

Orange

☐ BS-O-169 **Standard**
 nicht möglich bei COMPACT HT ALLROAD

Composite Carbon

☐ BS-O-215 **€ 106,00**
 bei COMPACT HT ALLROAD im Standard |
 bei COMPACT HT als Aufpreis-Position

Griffschrauben

Dreieckige Griffschrauben - Schwarz

☐ BS-O-301 **Standard**

Dreieckige Griffschrauben - Orange

☐ BS-O-127 **Standard**

Hebelgriffschrauben für Tetraplegiker

☐ BS-O-139 **€ 6,00**


Zusätzlicher Triride-Adapter für einen zweiten Rollstuhl

ROLLSTUHFLEIGENSCHAFTEN für Adapterdefinition

Marke: _____

Modell: _____

Durchmesser Vorderrohr: _____

Sitzbreite: _____ mm

Sitztiefe (E): _____ cm

Abstand von Zehen zum vorderen Rohr (A)*: _____ cm

Boden bis Kniehöhe (D): _____ cm

Länge d. gestreckten Arme von der Schulter (C): _____ cm

Neigung der Vorderrohre: _____ Grad

Rahmenlänge (B): _____ cm

Breite Vorderrohre (F): _____ cm


Nutzergewicht: _____ kg

*Für Rollstühle mit abnehmbarer Fußstütze

 Fußstütze: ☐ Fix

☐ Intern

☐ Abnehmbar

☐ Extern


Triride Standard-Adapter ☐ Der Preis setzt sich aus den Adapterrahmen, -armen und -klemmen für den jeweiligen Rollstuhl zusammen. Preismitteilung erfolgt über ein Angebot für den angegebenen Rollstuhl 	Triride Zentraladapter ☐ BS-C-113 € 380,00 inkl. Triride Abstellständer BS-O-083 ersetzt Triride Standard-Adapter 	Kein Triride Adapter ☐ PRO ACTIV Adapter gewünscht Auswahl unter der Kategorie "PRO ACTIV Adapter & Abstellständer"
Zubehör		
Zweiter Akku 36 V 7 Ah 252 Wh (ohne Halterung) ☐ BS-R-369-R € 590,00 	Zweiter Akku 36 V 10 Ah 360 Wh (ohne Halterung) ☐ BS-R-326-R € 640,00 	Zweiter Akku 48 V 6,2 Ah 297 Wh (ohne Halterung) ☐ BS-R-368-R € 740,00 
Zweiter Akku 48 V 10,5 Ah 504 Wh (ohne Halterung) ☐ BS-R-395-R € 828,00 	Doppelakku-Halterung mit Umschaltfunktion ☐ BS-R-294 € 260,00 	Triride Abstellständer mit Rangierrollen - zentral, gebogen ☐ BS-O-083 € 165,00 In Kombination mit Triride Adapter nutzbar. Menge: _____ 
Triride Abstellständer mit Rangierrollen - seitlich, gerade ☐ BS-O-278 € 130,00 In Kombination mit Triride Adapter nutzbar. Menge: _____ 	Rückspiegel ☐ BS-O-229 € 32,00 Anbau: Links ☐ Rechts ☐ 	Anhänger für Starrrahmenrollstühle ☐ BS-O-251 € 310,00 Durchmesser der Hinterachse _____ mm 
Nylon Einkaufskorb ☐ BS-O-011 € 160,00 Nicht möglich mit Doppelakkuhalterung 	Triride-Transporttasche ☐ BS-O-213 € 170,00 	Klemmanschlag für Adaption ☐ BS-O-114 € 28,00 ____ Paar 

Frontlicht mit Displayaktivierung ☐ BS-O-081 Standard 	Frontlicht USB ☐ BS-O-198 € 32,00 	Rücklicht USB ☐ BS-O-180 € 36,00 
---	--	---

Anmerkungen, Notizen & Hinweise

PRO ACTIV Adapter & Abstellständer

PRO ACTIV Adapteranbau-Paket für Triride Zuggeräte

☐ A9140700000 € 281,20

Adapterbaugruppe mit Andockplatte zur Nutzung der „Quick-Snap-Adaption“. Inkl. Lenkungsfeststeller für PRO ACTIV Adapter (Art.Nr. A9140700001). Dieses Paket muss bestellt werden, wenn Sie einen PRO ACTIV Adapter für Ihr Triride nutzen möchten.



Lenkungsfeststeller für PRO ACTIV Adapter

☐ A9140700001 € 75,80

zur Blockierung der Lenkbewegung bei PRO ACTIV Handbike Adaptern. Baugruppe zur Adaption eines Triride Zuggerätes mit einem PRO ACTIV Quick-Snap Adapter. Die Lenkkopf-Feststellung ist ohne Werkzeug montierbar und abnehmbar.



INFO:

Sollten Sie bereits einen PRO ACTIV Adapter besitzen, können Sie Ihren bestehenden PRO ACTIV Adapter nutzen. Der Lenkungs-feststeller muss in diesem Fall bestellt und an Ihrem bestehenden Adapter montiert werden.

Wenn Sie bisher noch keinen PRO ACTIV Adapter besitzen, müssen Sie das Adapteranbau-Paket und einen der nachfolgend aufgeführten Adapter auswählen.

Kombinationsadapter: Starre Ausführung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199000082 € 587,20

zur Adaption von Triride-Produkten, welche mit dem PRO ACTIV Adapteranbau-Paket ausgestattet sind.

Im Lieferumfang sind die Rahmenbefestigungsklammern für das Rahmenrohr (Ø 25 mm) enthalten. Der Lenkungsfeststeller wird für die "starre Ausführung" nicht benötigt. Adapter werkzeuglos abnehmbar für den einfachen Transport und ein kleines Packmaß.



Kombinationsadapter: Lenkbare Ausführung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199000083 € 659,70

zur Adaption von PRO ACTIV Handbikes und Zuggeräte sowie Triride-Produkte, welche mit dem PRO ACTIV Adapteranbau-Paket ausgestattet sind.

Die Rahmenbefestigungsklammern für das Rahmenrohr (Ø 25 mm) und der Lenkungsfeststeller sind im Lieferumfang enthalten. Adapter werkzeuglos abnehmbar für den einfachen Transport und ein kleines Packmaß.



SPEEDY Starrrahmenadapter Linksbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110700141 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701300 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701400 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701500 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199701510 € 871,60

Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht > 120 kg – 200 kg Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

☐ A9110701525 **Standard**

Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

☐ A9110701530 **Standard**

Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

☐ A9110701535 **Standard**

Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

Anbausituation bei PA Produkten:

Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm

Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 mm - 27 mm geliefert.

Adapteroptionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

☐ A9110700005 € 73,90

Gerade Ausführung
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

☐ A9110700006 € 73,90

Gebogene Ausführung
nur in Verbindung mit Frontadapter

Adaptionshilfe Zentrierzapfen

☐ A9110700002 € 55,00

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.

Weitere Optionen

PRO ACTIV Abstellständer mit gefederten Rangierrollen

☐ A9140900000 € 242,70

Nur in Kombination mit PRO ACTIV Adapteranbau-Paket und PRO ACTIV Adapter nutzbar.



Freischaltung max. Speed 15 km/h

☐ A9130900101 € 145,00

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO!
Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremssattel" (Art.Nr. BS-O-181)
Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.

Freischaltung max. Speed 20 km/h

☐ A9140900104 € 145,00

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO!
Empfehlung: Nutzung "Hydraulische Bremse - doppelter Bremssattel" (Art.Nr. BS-O-194)
Nur mit der Unterschrift beim rechtlichen Hinweis auslieferbar.

Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000012 € 230,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000013 € 366,90

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000008 Standard

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000005 Standard

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

RECHTLICHER HINWEIS für die Zuggeräte von Triride

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h:

PRO ACTIV liefert das Triride mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des Triride in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h bzw. bis max. 20 km/h:

Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20 km/h bestellt werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des Triride in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des Triride mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das Triride mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder bis max. 20km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das Triride mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15km/h oder bis max. 20km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)