

Mobilität wird einfach!

Im Hofstät 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum:

Bestellung Datum:

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: wie Firmenadresse
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____



Montagegeständer

für falt- und starrrahmen-rollstühle
Komfortable Reparatur verschiedenster Rollstuhlmodelle durch ergonomische Höheneinstellung und Drehbarkeit der Rollstuhlaufnahme. Die Halterungsklemme kann durch die stufenlose Verstellung mittels einer Stellschraube schnell auf unterschiedlichste Rohrdurchmesser (Ø25 - 40mm) eingestellt werden.

8000902000

CHF 529,00

_____ Stück brilliant silber

Rechnungsadresse: wie Firmenadresse

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Einstellwinkel

für Lenkrad-Lagerblock
Präzise senkrechte Justage des Lenkrad-Lagerblocks. Der Winkel ist durch seine solide Bodenplatte und sein höhenverstellbares Prüflinial universell einsetzbar.

_____ Stück

8000901000

CHF 145,70



Werkzeuge

- Innensechskantschlüssel CHF 49,00**
Querform Wera Hex-Plus
mit Halter
(Satz 5-teilig SW 2,5;3;4;5;6)

_____ Stück

8000909100

- Winkelschlüssel CHF 49,00**
Innensechskant Wera
Hex-Plus mit
Kunststoffclip
(Satz 9-teilig SW 1,5-10)

_____ Stück

8000909110

- Drehmomentschlüssel CHF 248,00**
Wera 7000 B
Abtrieb 3/8"
(einstellbar 8-60 Nm)

_____ Stück

8000909130

- Drehmomentschlüssel CHF 259,00**
Wera 7003 C
Abtrieb 1/2"
(einstellbar 40-200 Nm)

_____ Stück

8000909131

Alle Werkzeuge und Pflegemittel berechnen wir ohne Fachhandlerrabatt.

Pflegemittel

- Neoval Spray MTO 300 CHF 8,85**
100ml

_____ Stück

8000909000

(UVP € 7,90 inkl. MwSt.)

- Neoval Spray MTO 300 CHF 29,10**
400ml

_____ Stück

8000909001

(UVP € 25,99 inkl. MwSt.)

- Bike Kettenöl Flasche CHF 11,10**
100ml

_____ Stück

8000909003

(UVP € 9,95 inkl. MwSt.)



Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)