



Kostenvorschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____
Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH
Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____
Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Bestellung des Sitz- und/oder Rückensystems zu folgendem Produkt:


- Rollstuhlneubestellung**
(siehe separat beigefügtes Bestellblatt:
Kommission.: _____)
- Nachrüstung für einen PRO ACTIV Rollstuhl¹**
- Typ: _____
 - Produktnummer: _____
 - Baujahr: _____
 - Sitzbreite SB: _____
 - Sitztiefe ST: _____
 - Rückenhöhe RH: _____
- Nachrüstung für Fremdprodukt¹**
- Sitzbreite SB: _____
 - Sitztiefe ST: _____
 - Rückenhöhe RH: _____

Bitte unbedingt die Zeichnungen beachten, es erfolgt seitens PRO ACTIV keine Kompatibilitätsprüfung

¹ Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Aufpreise bei einer Rollstuhlneubestellung. Sofern die Artikel zur Nachrüstung bestellt werden, können die Preise einzelner Artikel abweichen. Bitte fordern Sie einen Kostenvorschlag an.

Rückenausstattung mit Rückenschale

Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!



| Maße | Maßangaben | Hinweise | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--------------------------------|
| A Sitzbreite | s. RS-BB | SB 20 – 48 cm | Ab SB 49 cm auf Anfrage möglich | | |
| B obere Rückenbreite | | SB 18 – 21: 13 cm | SB 22 – 26: 14 cm | SB 27 – 36: 17 cm | SB 37 – 50: 19,5 cm |
| C Durchhang | _____ cm | SB 18 – 22: 5 cm | SB 23 – 30: 6 cm | SB 31 – 38: 6,8 cm | SB 39 – 50: 7,5 cm |
| F Höhe Lordoseunterstützung | _____ cm | unter SB 24 cm ohne Lordosegurte | SB 27 – 36 cm 18,5 – 20,5 cm | SB 37 – 43 cm 20,5 – 22,5 cm | SB 44–50: 22,5–24 cm |
| | <input type="checkbox"/> ohne Lordoseschlitz | | | | |
| G Rückenhöhe | s. RS-BB | min. 24 cm | | | |
| H | | < RH 25 cm: 4,5 cm | RH 25 – 48: 5,5 cm | RH 49 – 52: 7,5 cm | |

Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

- für SPEEDY A1, A2, F1, F2, F3, 4all, 4you, 4teen, BUDDY und LIFT
A9000802210-K
mit Lordoseunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe) **CHF 471,60**



Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 34 cm und SB 33 cm

- für TRAVELER A9030802210-K **CHF 662,20**
mit Lordoseunterstützung,
Befestigung am Rückenquerbügel,
über Rastklinke abnehmbar
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

- A9000802220-K **CHF 233,10**
Polsterdicke 2 cm
Bezugsstoff:
 Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.




ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

- für SPEEDY A1, A2, F1, F2, F3, 4all, 4you, 4teen, BUDDY und LIFT
A9000802019-K
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenschale separat auswählen,
nicht in Verbindung mit Schiebegriffen
bzw. BUDDY nur kompatibel mit Schiebegriff
Art.-Nr.: A9041401082 **CHF 259,10**



Rückenausstattung mit ERGO Back Rückenlehnenbügel



| Maße | Maßangaben | Hinweis |
|--|------------|---|
| A Sitzbreite | s. RS-BB | |
| B Rückenhöhe | s. RS-BB | |
| C | _____ cm | min. 10,5 cm, Standard 12 cm |
| F Höhe Lordosewölbung Auswahl nur bei Artikelnummer A9000802016-K | _____ cm | Die Höhe der Lordosewölbung ist abhängig von den körperlichen Gegebenheiten sowie dem Sitzsystem. Erfolgt keine Angabe wird Höhe 23 cm geliefert. |
| G Lordosetiefe | _____ cm | Empfehlung: 1 - 3 cm Ohne Angabe: Standard 2 cm |
| H Ausstellung nach außen | _____ cm | max. 1 cm bei Rückenlehne abfaltbar max. 2 cm bei Rückenlehne fest |
| I Ausstellwinkel | _____ ° | Standard: 120° (min. 95° - max. 135°) |

ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 cm und SB 30 cm

- für SPEEDY A1, A2, **CHF 311,00**
F1, F2, F3, 4all, 4you,
4teen, BUDDY und
LIFT
A9000802018-K

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen
bzw. BUDDY nur kompatibel mit Schiebegriff
Art.-Nr.: A9041401082



ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 cm und SB 30 cm

- für SPEEDY A1, A2, **CHF 339,50**
F1, F2, F3, 4all, 4you,
4teen, BUDDY und
LIFT
A9000802016-K

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen
bzw. BUDDY nur kompatibel mit Schiebegriff
Art.-Nr.: A9041401082




Einhängehaken Rucksack für ERGO Back Rückenlehnenbügel

- A9000400055 **CHF 57,90**




Sitzsystem

„Sitzkissen bzw. Sitzplatte ohne Radiuskontur“



„Sitzkissen bzw. Sitzplatte mit Radiuskontur“




Sitzplatte

Sitzplatte Aluminium mit Radiuskontur auf geschweißten Sitzplattenhaltern montiert

- für SPEEDY A1, A2, F1, F2, F3, 4all, 4you, 4teen, BUDDY und LIFT A9000801210-K

Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Sitzkissen in Rechteckkontur

**Sitzkissen in Rechteckkontur
Inlett: Standard**

- Höhe: 3 cm A9000805180-K003 **CHF 123,10**
- Höhe: 4 cm A9000805180-K004 **CHF 123,10**
- Höhe: 5 cm A9000805180-K005 **CHF 123,10**
- Höhe: 6 cm A9000805180-K006 **CHF 123,10**



**Sitzkissen in Rechteckkontur
Inlett: Anti-Dekubitus**

- Höhe: 4 cm
- bis 30x30 cm A9000805204-K004 **CHF 319,00**
- >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K004 **CHF 464,20**
- Höhe: 6 cm
- bis 30x30 cm A9000805204-K006 **CHF 319,00**
- >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K006 **CHF 464,20**



Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Sitzkissen mit Radiuskontur

**Sitzkissen mit Radiuskontur
Inlett: Standard**

- Höhe: 3 cm A9000800300-K003 **CHF 170,90**
- Höhe: 4 cm A9000800300-K004 **CHF 170,90**
- Höhe: 5 cm A9000800300-K005 **CHF 170,90**
- Höhe: 6 cm A9000800300-K006 **CHF 170,90**



**Sitzkissen mit Radiuskontur
Inlett: Anti-Dekubitus**

- Höhe 4 cm:
- bis 30x30 cm A9000800311-K004 **CHF 377,10**
- >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K004 **CHF 512,50**
- Höhe 6 cm:
- bis 30x30 cm A9000800311-K006 **CHF 377,10**
- >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K006 **CHF 512,50**



Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Farbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe „Anthrazit matt“ geliefert.

Anthrazit RAL 7016 glanz

- A9000100179-995
- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe

- A9000100179-999 **CHF 98,60**
- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign

Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll

- A9000100179-999 **CHF 98,60**
- Rückenschale
- Grundfarbe
- Designfarbe
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Grundfarbe
- Designfarbe
- Sitzplatte Aluminium
- Grundfarbe
- Designfarbe

Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese entsprechend aus der Farbpalette Rollstuhl auswählen:

in Farbe aus Einfarbdesign:

- A9000100179-998 **CHF 159,50**

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe (Einfarbdesign) eintragen:

A9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Farbe aus Zweifarbdesign:

- A9000100179-997 **CHF 258,30**

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe (Zweifarbdesign) eintragen:

A9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler