



## HUSK-E Adaptivbike mechanisch

bis 120 kg Anhängelast

### Grundausrüstung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Scheibenbremse Ø 180 mm mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich
- Mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Abstellständer mit längerem Bedienhebel
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad

A9117100050-020

€ 4.230,00

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch**  
**Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

**Kd.-Nr.:** \*

**Name:** \*

**Straße:** \*

**PLZ / Ort:** \*

**Tel.:** \*

**Fax:**

**E-Mail:** \*

**ASP:**

**Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:**

**Name:**

**Straße:**

**PLZ / Ort:**

**Versandadresse abweichend (siehe unten)**

**Kd.-Nr.:**

**Name:**

**Straße:**

**PLZ / Ort:**

### Kundenname / Kommission:

**Name:** \*

**Straße:** \*

**PLZ / Ort:** \*

**Tel.:** \*

**E-Mail:**

**Geb.-Dat.:**

**Kostenträger:**

**Indikation:**

Bitte beachten: Beim Kauf eines HUSK-E in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

### Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Oberkörperhöhe: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

## Heavy Duty Ausführung

### Sonderfreigabe Nutzergewicht

A9117100100 € 482,90

Für Nutzergewichte von 120 kg bis 150 kg

## Übersetzung

### Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

A9117200050  
Für eine höhere Endgeschwindigkeit

### Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

A9117200051  
Für ein sehr leichtes Ansprechverhalten

## Kettenschaltung

### Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200029  
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung  
am Handgriff.  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %



### Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200019 € 216,80  
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung  
am Handgriff.  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %



### Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200028 € 1442,80  
elektronische Kettenschaltung mit Bedienung  
am Handgriff über einen Taster.  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %



### Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200027 € 1583,60  
elektronische Kettenschaltung mit  
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).  
11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
und einer Übersetzungsbandbreite von 418 %



## Bremssystem

### Doppeltes hydraulisches Scheiben- Bremssystem „Magura“

A9117300100 € 163,20

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel  
Feststellbremse über Arretierbügel am  
Handgriff  
Mechanische Feststell-Scheibenbremse  
entfällt.

### Rücktrittscheibenbremse mechanisch mit Kurbelfreischaltfunktion

A9117300110 € 716,90

Kompatibel mit Kettenschaltung und  
Freilaufschalt-nabe.  
Inkl. zweiter mechanischer Scheibenbremse als  
Festbremse ausgeführt.  
Die hydraulische Scheibenbremse entfällt.  
In Verbindung mit:  
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm  
- Tretkurbel Kurbellänge 155 mm oder 175 mm  
bis 120 kg Körpergewicht



### Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse

A9117300120 € 112,70

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem  
Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit  
kann die mechanische Scheibenbremse als  
Fahrbremse und Feststellbremse genutzt  
werden.

## Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

### Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Anthrazit RAL 7016 matt

A911750004

### Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Rein Orange RAL 2004 glanz

A911750006



### Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Lemon Green glanz

A911750007



### Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Individuelle Farbauswahl

A911750010 € 149,00

aus Farbpalette Einfarbdesign  
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170-\_\_\_\_ \_

Farbe: \_\_\_\_\_

## Bereifung

### 20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101

(ETRTO 406-60)  
Profilreifen  
Pannenschutzlevel 3,5



### 20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

A9117105102 € 27,90

(ETRTO 406-55)  
Profilreifen  
Pannenschutzlevel 6



## Abmessungen

### Kurbelart und Griffweite

#### Standard Tretkurbel

Griffweite 40 cm  
A9117500100-040

Griffweite 45 cm  
A9117500100-045

Griffweite 50 cm  
A9117500100-050

#### Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max.  
Oberkörperfreiraum

Griffweite 48 cm  
A9117500100-048

Griffweite 53 cm  
A9117500100-053

Griffweite 58 cm  
A9117500100-058

#### Tretlagerstütze

maximale Länge vom Drehpunkt in der  
Gabel bis zur Tretlagerwelle

Länge 520 mm (kurz)  
mittels gekürzten  
Halteröhren € 150,80  
A9117500001

Empfehlung: bis ca. 165 cm Körpergröße

Länge 570 mm (Standard)  
A9117500008  
Empfehlung: von ca. 165 cm bis 185 cm  
Körpergröße

Länge 620 mm (lang)  
mittels längerer  
Tretlagerdistanz € 198,50  
A9117500003  
Empfehlung: ab ca. 185 cm Körpergröße

<p><b>Standard Tretkurbel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Länge 155 mm A9110600100-155</li> <li><input type="checkbox"/> Länge 175 mm A9110600100-175</li> <li><input type="checkbox"/> Länge 195 mm A9110600100-195</li> </ul> 	<p><b>Tetra Tretkurbel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Länge 155 mm A9100600105-155      € 132,10</li> <li><input type="checkbox"/> Länge 175 mm A9100600105-175      € 132,10</li> <li><input type="checkbox"/> Länge individuell 140 mm bis 195 mm A9100600100      € 251,20</li> </ul> 	
--	---	--

**Handgriffe**

<p><b>Handballenauflage am Handgriff</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A9110601200      € 99,80 gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar</li> </ul> 	<p><b>Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A9110601101      € 164,50</li> </ul> 	<p><b>Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A9110601102      € 186,00 sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug</li> </ul> 
--	--	--

<p><b>Tetra-Ergogriff freistehend</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A9100600001      € 159,80 Kurbelgriffe vertikal angeordnet verbreitert die Griffweite um 8,6 cm kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar</li> </ul> 	<p><b>Tetra-Schalengriffe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A9110601100      € 167,40</li> </ul> 	
--	--	--

**Zubehör Bike**

<p><b>Rangierrollen für Abstellständer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A9110900017      € 118,50 Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert</li> </ul> 	<p><b>Gepäcktaschen inkl. Halterung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A9117900220      € 306,20 Halterungen an den Gabelholmen montiert Max. Belastungsgewicht je 5 kg</li> </ul> 	<p><b>SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A9110900018      € 166,50 mit Trittfrequenz-Set, kabellos</li> </ul> 
---	---	---

<p><b>SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A9110901000      € 68,10 kabellos, mit Halterung</li> </ul> 	
---	--

## Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

### Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 € 100,90

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern.  
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter



### Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

A9110700006 € 71,70

erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters  
Ausführung Tetra, gebogen



### Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 € 53,40

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



### Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) € 231,80  
A9000800016

Größe M (125 cm) € 231,80  
A9000800013

Größe L (145 cm) € 231,80  
A9000800014

Größe XL (165 cm) € 231,80  
A9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



## Rahmenadapter

### SPEEDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110700142 € 502,40

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme  
Farbe: Schwarz



### TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701302 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus  
Farbe: Schwarz



### BUDDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701401 € 502,40

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen  
Farbe: Schwarz



**Rollstuhl-Frontadapter  
Rechtsbedienung mit  
Universalklemmung  
und „Quick-Snap-Adaption“**

A9110701502 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau  
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:  
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm  
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm



**Bitte nachfolgend Auswahl der Rahmenklemmung treffen:**

Klemmbereich 95 mm  
A9110701525  
Rohrdurchmesser 23-27 mm

Klemmbereich 95 mm  
A9110701530  
Rohrdurchmesser 28-32 mm

Klemmbereich 95 mm  
A9110701535  
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmbereich 70 mm € 72,90  
A9110900072  
Rohrdurchmesser 23-27 mm

Klemmbereich 70 mm € 72,90  
A9110900078  
Rohrdurchmesser 28-32 mm

Klemmbereich 70 mm € 72,90  
A9110900079  
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmbereich 75 mm € 255,30  
A9199000080  
Rahmenklemmung Kuschall 2.0

**BITTE BEACHTEN:**

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 - 27 mm und Klemmbereich 95 mm geliefert.

**Bitte nachfolgend Auswahl der Klemmhülse treffen:**

Klemmhülse [80 mm]  
Im Standard enthalten  
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und  
Antriebsrad

Klemmhülse [110 mm] € 44,50  
A9199000117  
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und  
Antriebsrad

Klemmhülse [170 mm] € 53,90  
A9199000154  
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und  
Antriebsrad

**BITTE BEACHTEN:**

Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 80 mm geliefert.

**Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für  
Betätigung der Rahmenklemmung**

A9199701507 € 103,00

rechts und links montiert zur einfachen  
Klemmenbedienung bei eingeschränkter  
Handfunktion.  
Nur in Verbindung mit Frontadapter



**Rollstuhlabhängiges Zubehör**

**Verlängerte Bike-Platte**

Für SPEEDY A1 / A2 € 359,20  
A9110100100-002

Für BUDDY € 359,20  
A9110100100-003

Für TRAVELER € 359,20  
A9110100100-001  
4° Sturz integriert  
Spur unabhängig einstellbar



**Radstandsverlängerung über  
„Rastmechanismus mit  
Zugbedienung“**

Für SPEEDY 4all /  
4teen / 4you /  
TRAVELER 4you € 548,30  
A9110102001  
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr  
4° / 6° Sturz integriert  
Spur unabhängig einstellbar



**Radstandsverlängerung  
winkelvestellbar und abnehmbar**

Für SPEEDY F2 / F3 € 711,20  
A9015100005  
mit durchgehendem Achsrohr,  
Höheneinstellung über Verzahngelenk  
in 6° Winkelschritten einstellbar  
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm  
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar  
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV  
geprüft werden.  
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte  
möglich.  
Bis 120 kg Anhängelast.



## Dienstleistungen

### Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

### Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

A9990000011 € 344,20

### Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV

#### an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000012 € 223,30

Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_

#### an ein Fremdprodukt

A9990000013 € 356,20

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

Rahmenrohr Ø \_\_\_\_ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.