

Mobilität wird einfach!

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____



NJ1 Kompaktbike RS

**mit Kettenschaltung oder Freilaufnabe
und Scheibenbremse**

Zugelassen bis 100kg Zuladung

- Unterzugchassis mit Versteifungsstreben
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem "Magura"
- Shimano V-Brake (Felgenbremse) inkl. Feststellarretierung
- Sicherheitswimpel

9100100000 CHF 4.790,00

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
 matt 9000100170-123 **CHF 46,00**

Brilliant Silber

- glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
 matt 9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
 matt 9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

Fire Red

- glanz 9000100170-018
 matt 9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
 matt 9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky Blue

- glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
 matt 9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- glanz 9000100170-045
 matt 9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple green

- glanz 9000100170-014
 matt 9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon green

- glanz 9000100170-005
 matt 9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- glanz 9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
 matt 9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
 matt 9000100170-147 **CHF 46,00**

Transparent gestrahlt

- glanz 9000100170-029

Farbe Antriebseinheit

Silber, Antriebseinheit eloxiert

- 9110100170-000

Black Shadow, Antriebseinheit tiefschwarz RAL 9005, glatt glanz

- 9110100170-001 **CHF 142,00**

- Gabelholm R und L,
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Kettenschaltung

Shimano Deore 3x9 Rapide Fire 27-Gang-Kettenschaltung

- 9100200018

Übersetzung:
Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32
Zähne

Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200034 **CHF 207,00**

mechanische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!

Shimano Deore XT 1x11 D12 Taster Bedienung 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200035 **CHF 1.615,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!

Shimano Deore XT 1x11 D12 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200032 **CHF 1.565,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!

Shimano Deore XT 1x11 D12 Kinnbedienung 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



Nabenschaltung

Shimano "Alfine"

11-Gang Nabenschaltung

9100200026 **CHF 121,00**

Schaltgriff "Rapid Fire"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
(bei Tetlagerstütze Gr.L 19 Zähne)



Rohloff "Speedhub 500/14"

14-Gang Nabenschaltung

9100200027 **CHF 1.417,00**

Drehgriffschalter "Grip Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 16 Zähne



Schaltungszubehör

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit Nabenschaltung

9100200003 **CHF 690,00**

Planetengeräte zur Verdoppelung der
Gänge.
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die
Berguntersetzung) können im Stand
geschaltet werden!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit Kettenschaltung

9100200006 **CHF 510,00**

Planetengeräte
Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und
ermöglicht das Schalten der
Berguntersetzung im Stand!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Schaltungszubehör für Kettenschaltung

Drehgriffschaltung "Grip-Shift" 3-fach, Anbau links

9110200017 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 3-fach Umwerfer
In Verbindung mit Shimano Deore oder
XT Kettenschaltung!



Drehgriffschaltung "Grip-Shift" 9-fach, Anbau rechts

9110200016 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 9-fach Schaltwerk
In Verbindung mit Shimano Deore
Kettenschaltung!



Handhebel zur Direktschaltung des 3-fach Umwerfers

9100200020 **CHF 76,20**

direkte Handbedienung des Umwerfers am
3-fach Zahnkranz



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Bremsscheibe Ø 203mm

9110300105 **CHF 94,00**

Empfohlen ab 80kg Körpergewicht



Doppeltes Scheiben-Bremssystem "Magura" Bremsscheibe Ø 203mm

9100300100 **CHF 253,00**

V-Brake Felgenbremse entfällt
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken
Bremssystem!

Chassis


Chassis-Geometrie

Länge 104cm
SB ca. 39cm
9100100000-001

Länge 116cm
SB ca. 39cm
9100100000-002

Länge 116cm
SB ca. 43cm
9100100000-003

Heavy Duty
Ausführung
bis 120kg
Körpergewicht
9100800013 **CHF 436,00**




Abmessungen

Tretlagerwelle

Griffweite 40cm
9100500100-040

Griffweite 45cm
9100500100-045

Griffweite 50cm
9100500100-050




Tretlagerstütze starr

XS (X/Y 113/130)
9100501100-004

S (X/Y 67/153)
9100501100-003

M (X/Y 90/250)
9100501100-001



Tretlagerstütze verstellbar

9100500001 **CHF 249,90**

verstellbar im Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der
Länge.



Bitte geben Sie für die Voreinstellung die
Tretlagerstützengröße an, die Ihrer
gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare
Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Tretkurbel

Länge 155mm
9100600100-155

Länge 175mm
9100600100-175

Länge 195mm
9100600100-195



Kundenanfertigung
Tretkurbellänge nach Maß _____ mm
(Mindestlänge 125mm)

910060010 CHF 217,80

Beinstütze

Beinstütze geteilt

910010008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!




Beinstütze umlaufend

910010009
Adaption an der Gabel



Beinstütze an Chassis adaptiert

9100100010 CHF 550,00
Beine nicht durch Lenkbewegung
beeinflusst.
Erhöht die Fahrzeugbreite!
Nicht in Verbindung mit Beinschutzblech.



Fußanschlag für Beinstütze

9100100012 CHF 96,70



Oberschenkelfixierung

9100100013 CHF 170,80



Rückenausstattung

**Rückenlehne mit Füllblech und
Foampolsterung 1,5cm**

9100800000



Rückenbespannung body contour

9100800010 CHF 169,00
mit Rückenpolster 3cm
Bezug: schwarz/atmungsaktiv



Sitzbespannung

Sitzbespannung offenes Gurtsystem

9100801010



Sitzbespannung body contour

9100801025



Sitzkissen

Form	Sitzkissen "Standard" 9100000190	Sitzkissen mit Ober- schenkel- führung 9100800103
Maße in cm		
Chassis: 104 SB: 39 ST: 30	-001 <input type="checkbox"/>	-001 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 39 ST: 40	-002 <input type="checkbox"/>	-002 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 43 ST: 40	-003 <input type="checkbox"/>	-003 <input type="checkbox"/>
Preis	CHF 120,00	CHF 260,90

Bezugsstoff: schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4cm

Sitzkissen mit Oberschenkelführung nur in Verbindung mit
Oberschenkelfixierung.

Räder

Laufräder mit Doppelwandfelge

26" (559)
9100104260

Bereifung

Schwalbe Durano

26x1,1" (559-28)
9100105000
Racing-Slic



Schwalbe Marathon Plus Tour

26x2,0" (559-50) CHF 83,90
9100105140



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

9100502100 CHF 51,50



Beinschutzblech

9100100231 CHF 193,30
Schutz bei MTB-Bereifung
am Gabelholm verschraubt
Farbe: schwarz matt

**Auffahrschutz am
Achsrohr geklemmt**

9100800100 CHF 234,00



Nackenstütze

9100800150 CHF 281,00
höhenverstellbar
winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

9100800200 CHF 124,00



SIGMA BC 1200 Bike-Computer

9110901000 CHF 73,20
kabellos



SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

9110900018 CHF 179,70
mit Trittfrequenz-Set
kabellos



Halierung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

9110903271 Stk. á CHF 25,20
Farbe: natur eloxiert



_____ Stück

Beleuchtungsset SIGMA

9120900019 CHF 116,00
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Sicherheitswimpel mit Halterung

9100903294

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 CHF 191,50



Tetra-Schalengriffe

9110601100 CHF 187,00



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 CHF 218,00

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø
20mm mit Moosgummiüberzug



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

9990000000 CHF 357,00

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV

9990000007 CHF 610,00

zzgl. Versandkosten

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)