



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____



WHEEL-E

bis 150 kg Anhängelast und 10 kg Zuladung,
ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Anzeige-Display für Fahrtgeschwindigkeit, Unterstützungsstufe und Ladestandanzeige
- Fahrgeschwindigkeit bis 6 km/h mit Rückwärtsgang, regelbar über Fahrtsignalgeber rechts
- mit hydraulischem Scheibenbremssystem und zusätzlicher mechanischer Scheibenbremse mit Feststellfunktion
- Abstellständer mit Rangierrollen
- Lenker, befestigt am winkelverstellbaren Vorbau
- Sigma LED Akku-Beleuchtungsset mit Front- u. Rücklicht
- Klingel
- Antriebsrad 20" (ETRTO 406), Felge schwarz
- Antriebseinheit schwarz

„Der kraftvolle, leistungsstarke Antrieb für Anspruchsvolle“

Steigfähigkeit bis 15%

A9130100031-020 **€ 6.400,00**

Standard Motor

55 Nm Drehmoment / Nennleistung 1000 W

Im Grundpreis enthalten

Fahrkomfortsteuerung mit stärkerem HT Motor

70 Nm Drehmoment / Nennleistung 1000 W

A9130100050 **€ 486,60**

inkl. Bergabfahrtbremse in der Tempomatfunktion durch aktive Motorbremse. Einhandbedienung möglich. Gas geben und Bremsen mit dem Daumengas - Gashebel.

Bitte beachten: Beim Kauf eines WHEEL-E in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Bremssystem

Feststellscheibenbremse, Bedienhebel am Lenker-Halterrohr montiert

A9130300106 € 153,40

Als Zugspreizer ausgeführt.
Nicht in Verbindung mit Doppelten Scheiben-Bremssystem

Doppeltes Scheiben-Bremssystem „Magura“ Bremsscheibe Ø 203 mm

A9130300105 € 193,20

Empfohlen ab 80 kg Anhängelast und starkem Gefälle, Brems- Feststellfunktion über Arretierbügel



Akkus und Zubehör

Akku 48V 10,5Ah 504Wh

A9130900016

Reichweite: ca. 25-45 km
Montage des Akkus rechts, Ausgleichsgewicht links montiert



Doppelakku 48V 10,5Ah 504Wh

A9130900017 € 1.483,50

Reichweite: ca. 50-90 km mit Wechselsteckverbindung über Magnetstecker an der Lenksäule positioniert inkl. 2. Ladegerät



4,3" LCD-Farb-Display mit USB Anschluss

A9130200030 € 221,25

Montage rechts an der Lenkerklemme (Ersetzt das 2,6" Standard Display)

Freischaltung max. Speed 15 km/h

A9130900101 € 138,00

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO

Freischaltung max. Speed 24 km/h

A9130900106 € 138,00

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO

Technische Fahrzeug-Abnahme nach StVZO, Einzelbetriebserlaubnis

A9125900003 € 375,00

für el. Krankenfahrstuhl mit 15 km/h zul. Höchstgeschwindigkeit, nach StVZO, beinhaltet:

- Abnahmegebühr TÜV
- Anmeldegebühr RP Tübingen
- Erstellen der Fahrzeugpapiere

Ausstattungspaket für StVZO Art.Nr. A9130900000 erforderlich.

Fahrzeug-Abnahme im Werk bei PRO ACTIV nur in Verbindung mit einem PRO ACTIV Rollstuhl möglich.

Bitte den RECHTLICHEN HINWEIS auf Seite 8 beachten.



Technisches Ausstattungspaket zur Erlangung der Einzelbetriebserlaubnis

A9130900000 € 569,30

für el. Krankenfahrstuhl mit 15 km/h zul. Höchstgeschwindigkeit, nach StVZO, beinhaltet:

- LED Frontscheinwerfer vom Akku versorgt (A9130900004)
- Rückspiegel links (A9130900002)
- Freischaltung max. Speed 15 km/h
- Hupe
- Beleuchtungsträger für Rollstuhl zur Befestigung am Rückenbügel mit Kennzeichenhalter, Heckmarkierungstafel nach ECE-R69 und 2 Rückleuchten inkl. Rückstrahler mit Versorgung über Akku. Bequemes anstecken der Rückleuchten über Magnetstecker an der Antriebseinheit

Bitte den RECHTLICHEN HINWEIS auf der letzten Seite beachten.



Bereifung

20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101
(ETRTO 406-60)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 3,5



20x2,40" Schwalbe „Super Moto-X“

A9130105132 € 27,40
(ETRTO 406-62)
Pannenschutzlevel 6



20x4,0" Bereifung BFT


A9130105130 € 41,90
(ETRTO 406-100)
Profilreifen, Fat Tire



Lenker

Lenksäule

- A9130600001
Lenksäulenlänge 220 mm
- A9130600002
Lenksäulenlänge 280 mm
- A9130600003
Lenksäulenlänge 340 mm
verstellbar im Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke



Zubehör

SKS Schutzblech

A9130500003
abnehmbar




Schutzblech MX Farbe: Orange

A9130500002
fest montiert



Schutzblech MX Farbe: Schwarz

A9130500004
fest montiert



Alu-Gepäckträger „cargo systems“

A9110903290 € 179,70

Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg auf der
Beladepattform,
max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen
bei niedrigerer Belastungshöhe.



Flaschenhalter inkl. Trinkflasche

A9130900001 € 22,70

an der Akkuhalteschiene links montiert
Nicht in Verbindung mit Doppelakku



LED Frontscheinwerfer

A9130900004 € 116,00

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über
den Akku des Antriebssystems. Rücklicht als
Stecklicht mit Batterie-Versorgung.
Beleuchtungsset entfällt.

Rückspiegel links

A9130900002 € 88,80

Rückspiegel rechts

A9130900003 € 88,80

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Drehgasgriff Triride

A9130200019 € 44,40

Anstelle des Daumengas - Gashebels wird der Drehgasgriff verbaut. Montage rechts am Lenker.



Gashilfe für WHEEL-E

A9130200017 € 26,70

Werkzeuglos klemmbar am Drehgasgriff des WHEEL-E



Gasbetätigung Tetra

A9130400100 € 327,80

rechts



Bremsbetätigung Tetra

A9130400101 € 357,70

Bremsbetätigungsseite links, mit Bremsbetätigung über Drehfunktion mit Handauflage



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) A9000800016 € 220,80

Größe M (125 cm) A9000800013 € 220,80

Größe L (145 cm) A9000800014 € 220,80

Größe XL (165 cm) A9000800017 € 220,80

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche. Farbe: Schwarz



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 € 98,90

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung


Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

A9110700005 € 70,30

Gerade Ausführung nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

A9110700006 € 70,30

Gebogene Ausführung nur in Verbindung mit Frontadapter



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 € 52,40

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Abstellständer mit Bedienhebel für hohen Bedienungskomfort

A9110900004 € 55,90

mit längerem Betätigungshebel

Rahmenadapter

SPEEDY Starrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz

A9110700141 € 492,50

Heavy Duty Ausführung

A9110700143 € 623,90

bis zu einem max. Körpergewicht von 200 kg



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701300 € 526,70

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

A9110701400 € 492,50

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 € 561,10

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Rollstuhl-Frontadapter Heavy Duty > 120 kg - 200 kg mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9199701510 € 813,80

Adapter mit verstärkter Doppelrohr-Lenkkopfbindung für Adaptionen mit Rollstühlen für Nutzergewicht > 120 kg – 200 kg
Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525
Rohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530
Rohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535
Rohrdurchmesser 33-37 mm

Anbausituation bei PA Produkten:

Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm

Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.

Klemmhülse [70mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Klemmhülse [110mm] € 43,60
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Klemmhülse [170mm] € 52,80
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 € 101,00


rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 352,20
- Für BUDDY
A9110100100-003 € 352,20
- Für TRAVELER
A9110100100-001 € 352,20
- 4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you
A9110102001 € 537,50
- abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

- Für SPEEDY F2 / F4
A9015100005 € 677,30
- mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.
Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Vorsatzbremse

- A9125500120 € 145,20
- als Berganfahrhilfe mit Rückrollsicherung,
kompatibel zur Montage in Kombination mit der
Rollstuhl Kniehebelbremse.
Notwendig für WHEEL-E mit 15 km/h
Einzelbetriebslaubnis.

Zur Kombination mit Radstandsverlängerung ist
zusätzlich der Artikel A9000700000 /
A9000700173 Halteleisten Verstellbereich
295 mm erforderlich



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

- A9990000000 € 327,80

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

- an einen PRO ACTIV Rollstuhl
 A9990000007 € 540,50

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- A9990000009 € 667,00

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

- an einen PRO ACTIV Rollstuhl
 A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

- A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

RECHTLICHER HINWEIS für das Zuggerät WHEEL-E

Ausstattung mit einer programmierten Maximalgeschwindigkeit von 6km/h.

PRO ACTIV liefert das WHEEL-E mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des WHEEL-E in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h mit erteilter Einzelbetriebserlaubnis

PRO ACTIV liefert das WHEEL-E mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des WHEEL-E in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einer zusätzlichen, freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h. Optional kann eine zweite Geschwindigkeitsstufe mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15km/h oder 24km/h bestellt werden. Diese Geschwindigkeitsstufe kann über einen „Schlüsselschalter“ am Steuerungsgehäuse mit einem separaten, abziehbaren Schlüssel freigeschaltet werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des WHEEL-E in dieser zusätzlichen Geschwindigkeitsstufe nur in Verbindung mit einer Einzelbetriebserlaubnis (15 km/h) bzw. mit 24 km/h in bestimmten Ländern im Straßenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist. Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des WHEEL-E mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des WHEEL-E mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das WHEEL-E mit einer freischaltbaren Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das WHEEL-E mit der Ausstattung einer zweiten freischaltbaren Geschwindigkeitsstufe von 15 km/h oder 24 km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)