

Individuelle Kundenanfertigung - Modell „TRAVELER“

A9030100001 € 4.290,00

Hinweis: Durch die Auswahl der hier aufgeführten Ausstattungsmerkmale wird die Hauptartikelnummer ersetzt. Die vorhandene Hilfsmittelnummer entfällt aufgrund der abweichenden Ausstattungsmerkmale zur vergebenen Hilfsmittelnummer des Grundmodells.



Rahmenausführung

Rahmenausführung Heavy Duty T1-4 bis 150 kg Körpergewicht

☐ A9030100300-K € 634,30

- Verstärkte Antriebsradplatte 2-Schlitz, 12 mm dick
- Rückenrohrverstärkungsinlett am Seitenblechanschraubgewinde
- Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl
- Schiebegriffe in Edelstahlausführung
- Seitenblech Aluminium 3 mm
- Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehende, verstärkte Ausführung
- Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl

Hinweis:

Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel „Heavy Duty“ auswählen

Heavy Duty Verstärkungsmaßnahmen an Rahmen und Anbaukomponenten für Zuladung 150 kg - 180 kg

☐ A9030100301-K € 170,50

Rahmeninnenrohr im Sitzrohr
Rahmenknotenbleche im Bereich der Faltarmbefestigung

Wird zusätzlich zu A9030100300-K benötigt.

Rahmen

Rahmenvorbau abduziert

☐ A9030100071 € 1.869,00

Rahmenvorbau nach Kundenvorgaben
Rahmenvorbau abduziert, Sonderrahmenlänge
Abduktion: 2,5 cm / Seite
Rahmenlänge bis Rahmenbogen: ____ cm

Die Abfaltfunktion der Rückenlehne ist ggf. eingeschränkt.

Individuelle Kundenanfertigung Rahmenlänge


☐ A9030100070 € 503,10

Rahmenlänge bis Rahmenbogen ____ cm
(für ST ____ cm)

Individuelle Kundenanfertigung Rahmenhöhe

☐ A9030100072 € 3.255,00

Rahmengeometrie in hoher Ausführung:
Rahmenhöhe + 6 cm (nicht variabel)



Individuelle Sitzbreite

Sitzbreite 54 cm

☐ A9030100061-054 € 2.282,20

Sitzbreite 56 cm

☐ A9030100061-056 € 2.282,20

Kniewinkel

Kundenanfertigung Kniewinkel

☐ A9000100050-003 € 534,50

☐ 90° ☐ 100° ☐ 110° ☐ 115°

Dienstleistungen

Beratung und Anpassung durch PRO ACTIV gemäß individueller Kundenanforderung

☐ A9990000017 € 612,00

Zusätzliche Anforderungen