



## BUDDY

### Aktiv-Leichtlauf-Rollstuhl

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

HMV Pos.Nr.: 18.50.03.6013

A9041130000 € 4.080,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch**

**Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

☐ **Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

#### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:** ☐ **wie Firmenadresse**

☐ **abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:** ☐ **wie Firmenadresse**


☐ **abweichend** (siehe unten)

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

#### Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_

#### Körpermaße:



Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm


Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Unterschenkelänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

# Grundmaße



Sitzbreite **SB**

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 22 | <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 24 | <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 27 | <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 29 |
| <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 31 | <input type="checkbox"/> 32 | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 34 | <input type="checkbox"/> 35 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 37 | <input type="checkbox"/> 38 |                             |

Größe M (Rahmenlänge 36 cm (bis Bogen) und Abduktionsbeginn bei ST 27 cm)

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 22 | <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 24 | <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 27 | <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 29 | <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 31 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Sitztiefe **ST**

Größe L (Rahmenlänge 39 cm (bis Bogen) und Abduktionsbeginn bei ST 30 cm)

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 27 | <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 29 | <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 31 | <input type="checkbox"/> 32 | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 34 | <input type="checkbox"/> 35 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Größe XL (Rahmenlänge 43 cm (bis Bogen) und Abduktionsbeginn bei ST 34 cm)

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 31 | <input type="checkbox"/> 32 | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 34 | <input type="checkbox"/> 35 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 37 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 39 | <input type="checkbox"/> 40 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Rückenhöhe **RH**

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 22 | <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 24 | <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 27 | <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 29 |
| <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 31 | <input type="checkbox"/> 32 | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 34 | <input type="checkbox"/> 35 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 37 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 39 |
| <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 44 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 46 | <input type="checkbox"/> 47 | <input type="checkbox"/> 48 |                             |

Unterschenkellänge **USL**

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 20 | <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 22 | <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 24 | <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 26 | <input type="checkbox"/> 27 | <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 29 |
| <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 31 | <input type="checkbox"/> 32 | <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 34 | <input type="checkbox"/> 35 | <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 37 | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 39 |
| <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 44 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 46 | <input type="checkbox"/> 47 |                             |                             |

Sitzhöhe hinten **SHh**

|                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Bei 20" Antriebsrad           |                               |                               |                               |                               |                               |                               |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 31   | <input type="checkbox"/> 32   | <input type="checkbox"/> 33   | <input type="checkbox"/> 34   | <input type="checkbox"/> 35   | <input type="checkbox"/> 36   | <input type="checkbox"/> 37   |  |  |  |
| Bei 22" Antriebsrad           |                               |                               |                               |                               |                               |                               |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 33,5 | <input type="checkbox"/> 34,5 | <input type="checkbox"/> 35,5 | <input type="checkbox"/> 36,5 | <input type="checkbox"/> 37,5 | <input type="checkbox"/> 38,5 | <input type="checkbox"/> 39,5 |  |  |  |
| Bei 24" Antriebsrad           |                               |                               |                               |                               |                               |                               |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> 36   | <input type="checkbox"/> 37   | <input type="checkbox"/> 38   | <input type="checkbox"/> 39   | <input type="checkbox"/> 40   | <input type="checkbox"/> 41   | <input type="checkbox"/> 42   |  |  |  |

Sitzhöhe vorne **SHv**  
(bei 5" Lenkrad)

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 41 | <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 43 | <input type="checkbox"/> 44 | <input type="checkbox"/> 45 | <input type="checkbox"/> 46 | <input type="checkbox"/> 47 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

Kipppunkt **KP**  
(Vorderseite Rückenrohr  
Bis Achsmittle Antriebsrad)

|                                   |                            |                            |                            |                            |                             |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> <u>5</u> | <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 7 | <input type="checkbox"/> 8 | <input type="checkbox"/> 9 | <input type="checkbox"/> 10 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).  
Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Sofern keine Angabe erfolgt, wird mit dem Standardwert ausgeliefert.  
Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz geringfügig  
von den vorgegebenen Werten abweichen!

Wir empfehlen ein Sitzgefälle (Differenz zwischen SHv und SHh) zwischen 5 cm - 12 cm.

| Rahmenfarbe - Einfarbdesign                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: <a href="http://www.proactiv-gmbh.de/farben/">www.proactiv-gmbh.de/farben/</a>   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben</b><br><input checked="" type="checkbox"/> A9000100170-000                                           | <b>Roh, gestrahlt, nicht beschichtet</b><br><input checked="" type="checkbox"/> A9000100170-020<br>Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann. |                                                                                                                                                     |
| Pulverfarben                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Weiß RAL 9016</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-023<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-123 € 43,40        | <b>Brillant Silber</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-011                                                                                                                                                             | <b>Anthrazit RAL 7016</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-001<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-101 € 43,40     |
| <b>Schwarz RAL 9005</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-003<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-019 € 43,40     | <b>Rein Orange RAL 2004</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-022<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-122 € 43,40                                                                                               | <b>Pink Magenta RAL 4010</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-037<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-137 € 43,40  |
| <b>Pastellblau RAL 5024</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-036<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-136 € 43,40 | <b>Lemon Green</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-005<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-105 € 43,40                                                                                                        | <b>Gelb RAL 1023</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-046<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-146 € 43,40          |
| <b>Rot RAL 3001</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-047<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-147 € 43,40         | <b>Lagoon Blue</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-052<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-152 € 43,40                                                                                                        | <b>Athletic Grey RAL 7046</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-050<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-150 € 43,40 |
| <b>Muddy Grey RAL 7033</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-051<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-151 € 43,40  | <b>Peach RAL 3022</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-038<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-138 € 43,40                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| Pulverfarben „Dormant“                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Tiefschwarz Effekt Silber</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-007                                                     | <b>Sky Blue</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-017                                                                                                                                                                    | <b>Marine Blau</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-045<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-145 € 43,40            |
| <b>Electric Green</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-015<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-115 € 43,40       | <b>Violett</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-044                                                                                                                                                                     | <b>Fire Red</b><br><input checked="" type="checkbox"/> glanz A9000100170-018<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-118 € 43,40               |
| Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| € 349,60                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| <b>Storm (Eisblau)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-500<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-501                         | <b>Prairie (Roségold)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-504<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-505                                                                                                                    | <b>Berry (Beere)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-526<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-527                             |
| <b>Blue Ocean</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-522<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-523                              | <b>Emerald (Smaragdgrün)</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-514<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-515                                                                                                                 | <b>Chili</b><br><input type="checkbox"/> glanz A9000100170-516<br><input type="checkbox"/> matt A9000100170-517                                     |

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ **Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 268,50

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

#### Brillant Silber

☐ A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

#### Lemon Green

☐ A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

#### Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

#### Athletic Grey RAL 7046

☐ A9000100170-210

#### Muddy Grey RAL 7033

☐ A9000100170-211

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

#### Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

#### Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

#### Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

#### Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

#### Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup> gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999 € 249,60

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 288,90

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170- ☐ ☐ ☐

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (6-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999 € 75,20

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 87,10

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170- ☐ ☐ ☐

## Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100 € 414,40

### Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

### Farbbezeichnung

### RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121\*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160\*

## Rahmen

### Rahmenvorbau abduzierte Form

☒ A9041130030-K\*  
Kniewinkel 105°  
Lagerblock fest verschweißt



## Schiebegriffe

### Ausstattung ohne Schiebegriffe

☐ A9000401000



### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

☐ Länge: 45 cm  
A9041401075-001  
max. Höhe = SHh + ca. 53 cm

☐ Länge: 55 cm  
A9041401075-002  
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm  
stufenlos höhenverstellbar  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel  
montiert



### Schiebegriffe Aluminium rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm


☐ A9041401080-K\* € 89,50

stufenlos höhenverstellbar  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel  
montiert  
Länge: 55 cm  
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg




### Zentralschiebegriff Aluminium Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401086-K € 102,60  
höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich über Verzahnungsgelenk.  
Halterung mittig am Rückenquerbügel verschweißt.  
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg.  
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung.  
Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel fassen.




### Zentralschiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar

☐ A9041401070-K € 141,90  
geschlossen, stufenlos höhenverstellbar, mit Griffüberzug Moosgummi.  
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg.  
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung.  
Nur in Verbindung mit Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson oder Trommelbremse.



### Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

☐ A9041401069-K € 389,90  
stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter rückverlagert  
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



## Rückenlehne

### Rückenlehne fest

☐ A9041420020  
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt  
Rückenwinkel 90° zum Boden  
Rückenlehne nicht abfaltbar  
Seitenblech in Rahmenfarbe



### Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

☐ A9000400023 € 306,30  
mit integrierten kunststoffummantelten Aluminium-Seitenteilen  
7-fach winkelverstellbar



## Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

### Anpassrücken und Rückenpolster

☐ A9041802010-K001  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Polsterstärke: 16 mm  
Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Anpassrücken und Rückenpolster „light“

☐ A9000802320-K001  
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Polsterstärke: 9 mm  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

☐ A9000802320-K002  
Bezugsstoff: Schwarz atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Polsterstärke: 9 mm  
Ausstattung ohne Rückenquerbügel



### Anpassrücken und Rückenpolster „Comfort“

☐ A9000815101-K **€ 131,40**  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Polsterung vorne: 20 mm  
Polsterung hinten: 5 mm  
Ausstattung mit Rückenquerbügel


### Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

☐ A9000802210-K **€ 441,60**  
mit Lordoseunterstützung  
Farbe: Anthrazit matt  
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen.



### Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

☐ A9000802220-K **€ 221,30**  
Polsterdicke: 2 cm  
Bezugsstoff:  
☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.



### ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

☐ A9000802019-K **€ 242,60**  
mit ausgespartem Griffbereich  
Farbe: Anthrazit matt  
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
nur kompatibel mit Zentralschiebegriff Art.-Nr. A9041401082  
Rückenschale und Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen.



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

☐ A9000802011 **€ - 53,00**  
Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Rückenquerbügel ausgestellt

☐ um 20 mm A9000400835-020 **€ 109,30**  
☐ um 30 mm A9000400835-030 **€ 109,30**  
☐ um 50 mm A9000400835-050 **€ 140,80**  
☐ um 80 mm A9000400835-080 **€ 155,30**

Nur in Verbindung mit rückverlagerten Schiebegriffen




## Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.

### Body Contour

☐ A9000801025-K



### Sitzplatte Aluminium

☐ A9000801212-K € 292,70

auf den Rahmenrohren verschraubt  
Farbe: Anthrazit matt  
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



### Ausstattung ohne Sitzbespannung

☐ A9000801050

## Farben Rückenausstattung und Sitzplatte

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe Anthrazit matt geliefert.

### Anthrazit RAL 7016 glanz

- ☐ A9000100179-995  
☐ Rückenschale  
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel  
☐ Sitzplatte Aluminium

### in Rahmenfarbe

- ☐ A9000100179-999 € 92,30  
☐ Rückenschale  
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel  
☐ Sitzplatte Aluminium

### Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign


Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll

- ☐ A9000100179-999 € 92,30  
☐ Rückenschale  
☐ Grundfarbe  
☐ Designfarbe  
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel  
☐ Grundfarbe  
☐ Designfarbe  
☐ Sitzplatte Aluminium  
☐ Grundfarbe  
☐ Designfarbe

### Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese aus der Farbpalette Rollstuhl entsprechend auswählen:


- ☐ A9000100179-998 € 149,40  
 Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe eintragen:  
 A9000100170-     
☐ Rückenschale  
☐ ERGO Back Rückenlehnenbügel  
☐ Sitzplatte Aluminium

## Sitzkissen



### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

☐ A9000805180-K\* € 118,30



### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

☐ A9000800300-K\* € 163,10

### Sitzkissenhöhe:

- ☐ 3 cm ☐ 5 cm  
☐ 4 cm ☐ 6 cm

### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ bis 30x30 cm  
A9000805204-K\* € 301,70  
☐ >30x30 bis 50x50 cm  
A9000805200-K\* € 437,70

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

- ☐ bis 30x30 cm  
A9000800311-K\* € 356,10  
☐ >30x30 bis 50x50 cm  
A9000800310-K\* € 482,90

### Sitzkissenhöhe:

- ☐ 4 cm ☐ 6 cm

### Bezugsstoff:

- ☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

## Kleiderschutz

### Kleiderschutz Aluminium

fest montiert am Seitenblech  
nur in Verbindung mit Rückenlehne fest



in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei  
Zweifarbdesign)

☐ A9000420101-K € 311,10

Auswahl aus Farbpalette „Einfarbdesign“

☐ A9000420103-K € 454,40

Farbe: \_\_\_\_\_

Glanzgrad: ☐ glanz ☐ matt

### Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar  
nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000420215-K € 243,20

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei  
Zweifarbdesign)

☐ A9000420216-K € 311,10

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im  
Zweifarbdesign möglich)

☐ A9000420217-K € 345,10

### Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

☐ A9000420013-K € 547,30

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert siehe „Bremssysteme“.

## Armauflagen

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

inklusive Kleiderschutz Aluminium  
mit Armpolster 25 cm lang  
über Rastfunktion abnehmbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

☐ A9000420014-K € 569,60

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei  
Zweifarbdesign)

☐ A9000420015-K € 621,90

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im  
Zweifarbdesign)

☐ A9000420016-K € 648,10

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

☐ A9000420017-K € 862,00

inklusive Kleiderschutz Carbon  
mit Armpolster 25 cm lang  
Über Rastfunktion abnehmbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

## Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.

### Antriebsradplatte

☒ A9000220000  
Steckachse Ø 12 mm



### Verlängerte Bike-Platte

☐ A9000220030 € 315,20  
Spur einstellbar



## Radsturz

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

### 1° Antriebsradsturz

☐ A9030202010  
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm\*

### 2,5° Antriebsradsturz

☐ A9030202020  
Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm\*

### 4° Antriebsradsturz

☐ A9030202030  
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm\*

### 6° Antriebsradsturz

☐ A9030202040  
Gesamtbreite = ca. SB + 31 cm\*

### 8° Antriebsradsturz

☐ A9041202080 € 77,00  
Gesamtbreite = ca. SB + 35 cm\*

### 10° Antriebsradsturz

☐ A9041202100 € 136,90  
Gesamtbreite = ca. SB + 39 cm\*

## E-Adaptionen

### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

☐ A9000220200 € 502,90

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.

### Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

☐ A9000220210 € 502,90

Ausstattung: Drehmomentstütze e-fix, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen, sowie Aufnahme BUDDY.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

☐ Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)  
☐ Fachhändler

## Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

**Empfehlung:** Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

### Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

☐ A9000701010-001



### Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

☐ A9000701010-002



### Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

☐ Bremshebel Standard  
A9000700002

☐ Bremshebel lang  
A9000701010-004



### Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

☐ A9000706001 € 170,50

nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard oder lang



### Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar HMF Pos.Nr. 18.99.99.0504

☐ A9000706008 € 158,60

Länge: 9 cm



### Kniehebelbremse mit Einhandbedienung

☐ Bedienung rechts  
A9000707020-001 € 392,30

☐ Bedienung links  
A9000707020-002 € 392,30  
über Bowdenzug



### Kniehebelbremssystem, Bremshebel im Kleiderschutz integriert

Bremshebel am unteren Rahmenrohr befestigt  
Betätigung über Seilzug  
Kleiderschutz nicht abnehmbar  
Nicht möglich bei Rahmengröße M und KP > 7 cm

in schwarz glanz bei Rückenlehne fest  
in anthrazit matt bei Rückenlehne abfaltbar

☐ A9041720015-K € 643,00

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

☐ A9041720016-K\* € 710,30



in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

☐ A9041720017-K\* € 744,30

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kniehebelbremse mit Arretierung</b><br><input type="checkbox"/> Bremshebel Standard A9000700214 € 158,60<br><input type="checkbox"/> Bremshebel lang A9000700215 € 158,60<br>Arretierblock für Bremshebel verhindert das Bremsen während des Schiebens durch Begleitpersonen<br>Nicht in Verbindung mit Kniehebelbremse mit Einhandbedienung, Bremshebel 20° ausgestellt sowie Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson.  | <b>Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson</b><br><input type="checkbox"/> A9000701020 € 464,10<br>Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge<br>Nicht in Verbindung mit 1° Radsturz                                               | <b>Trommelbremse</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502<br><input type="checkbox"/> A9000720011-K* € 474,00<br>Bedienung vom Schiebegriff<br>Gesamtbreite + 3 cm (siehe Radsturz)<br>Bitte beachten:<br>- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen<br>- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion<br>- nicht in Verbindung mit 1° Radsturz                      |
| <b>Fußstütze</b><br>Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fußbügel durchgehend</b><br><input type="checkbox"/> A9041601010-K*<br>mit Rohr-Auflagebügel höhenverstellbar von USL 26 cm bis USL 47 cm möglich<br>Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.                                                                                                                                                            | <b>Fußbügel hochdistanziert</b><br><input type="checkbox"/> A9041606010-K<br>höhenverstellbar von USL 20 cm bis USL 25 cm möglich, Gummierte Fußbrettauflage erforderlich, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.              | <b>Fußauflage variabel positionierbar</b><br><input type="checkbox"/> A9047600001-K € 281,10<br>einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt bis USL 37 cm                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399<br><input type="checkbox"/> A9047602005-K* € 347,20<br>mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel ab USL 32 cm inklusive Lenkradspurverbreiterung 20 mm pro Seite<br>Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.                                                       | <b>Fußauflage variabel positionierbar und nach hinten hochklappbar</b><br><input type="checkbox"/> A9047600002-K € 373,20<br>einstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel inkl. Fußbrettauflage mit Antirutschfolie beklebt bis USL 37 cm  | <b>Fußbügel einseitig hochklappbar</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302<br><input type="checkbox"/> A9041601300-K* € 173,90<br>ab USL 25 cm: mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel höhenverstellbar +/- 3 cm nicht abnehmbar<br>ab USL 29 cm: zusätzlich nach außen schwenkbar<br>Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.  |
| <b>Fußstütze mittig geteilt</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399<br><input type="checkbox"/> A9041603200-K € 336,80<br>mit gummierten Fußbrettauflagen höhenverstellbar nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar nicht abnehmbar ab USL 29 cm und SB 26 cm möglich                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Zubehör Fußstütze

### Fußbrettauflage gummiert 14 cm tief

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610000-K € 125,90

verschraubt, winkelverstellbar



### Fußbrettauflage gummiert 18 cm tief

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303

☐ A9000610005-K € 140,10

verschraubt, winkelverstellbar



### Fußbrettseitenanschlag

☐ A9000610100 € 59,70

einstellbar

Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert



### Abweiserollen am Fußbrett montiert

☐ A9000600006 € 117,40



## Adaptionen

### Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

☐ rechts A9041301160-K001 € 199,00

☐ links A9041301160-K002 € 199,00

mit Zugfeder  
hochklappbar  
abnehmbar durch Quickpin



### Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

☐ A9041900100 € 845,70

Ausstattung mit Geradeauslaufrückmeldung  
über Schnellspannklammer vom Rollstuhl  
abnehmbar  
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4"  
Lenkrad  
über Steckachse vom Halterohr abnehmbar  
für maximalen Bodendruck am  
Vorsatzgerät von 30 kg



## 3" Lenkräder

### 3" Skaterrollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501110 € 70,80

pannensicher



## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☒ A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterrollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501120 € 70,80

pannensicher



### 4" Sicherheitsleuchtröhre (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

☐ A9000501220 € 94,80

pannensicher



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4" CorMORun Lenkrad (100 mm)</b><br><input type="checkbox"/> A9000501042      € 173,00<br>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,<br>pannensicher<br>Farbe der Felge: schwarz<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) <div data-bbox="92 297 493 456"> </div>                                                                                                                   | <b>4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)</b><br><input type="checkbox"/> A9000501230      € 206,30<br>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,<br>pannensicher<br>Farbe: Schwarz, Felge in silber<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) <div data-bbox="571 297 981 456"> </div>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5" Lenkräder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> A9000501036-005<br>(82A), pannensicher <div data-bbox="92 680 247 840"> </div>                                                                                                                                                                                                          | <b>5" Lenkrad „Standard“ PU grau</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> A9000501031-005<br>(82A), pannensicher <div data-bbox="571 680 726 840"> </div>                                                                                                      | <b>5" Sicherheitsleuchttrolle (125 mm)</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> A9000501221      € 94,80<br>pannensicher <div data-bbox="1050 680 1204 840"> </div>                                                                                             |
| <b>5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> Silber eloxiert      € 179,80<br>A9000501210<br><input type="checkbox"/> Schwarz      € 179,80<br>A9000501211<br>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm<br>mittelhart, pannensicher<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm) <div data-bbox="92 1167 271 1326"> </div> | <b>5" CorMORun Lenkrad (125 mm)</b><br><input type="checkbox"/> A9000501041      € 181,30<br>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,<br>schwarz, pannensicher<br>Farbe der Felge: schwarz<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) <div data-bbox="571 1167 949 1326"> </div> | <b>5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)</b><br><input type="checkbox"/> A9000501232      € 206,30<br>mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,<br>pannensicher<br>Farbe: Schwarz, Felge in silber<br>inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm) <div data-bbox="1050 1167 1476 1326"> </div> |
| <b>6" Lenkräder</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>6" Lenkrad „Standard“ PU grau</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401<br><input type="checkbox"/> A9000501010-006<br>(82A), pannensicher <div data-bbox="92 1541 311 1682"> </div>                                                                                                                                                                                                           | <b>6" Lenkrad „luftbereift“</b><br><input type="checkbox"/> A9000501050      € 57,20<br>Sitzhöhe vorne min. 42 cm <div data-bbox="571 1541 790 1682"> </div>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

### Lenkradgabel Standard

☒ A9000500100-K001  
mit Schraubachse

☐ A9000500100-K002      **€ 167,40**  
mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



### Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder  
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

☐ A9000510111-K001      **€ 54,00**  
mit Schraubachse

☐ A9000510111-K002      **€ 218,90**  
mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



### Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500160-K002      **€ 616,90**  
mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz Standard

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500300-K      **€ 296,70**  
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

☐ A9000500301-K      **€ 337,90**  
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne  
Lenkräder geliefert.  
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter  
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl  
ankreuzen.

## Spurdistanz

### Lenkspurverbreiterung



☐ A9000500400\*      **€ 59,10**  
10 mm pro Seite

☐ A9000500401\*      **€ 59,10**  
15 mm pro Seite

☐ A9000500410\*      **€ 59,10**  
20 mm pro Seite  
Bei Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit  
Federrastmechanismus A9047602005-K\*  
inklusive

## Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

### Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

- ☐ 20" (ETRTO 451-19)  
A9000203052
- ☐ 22" (ETRTO 489-19)  
A9000203062
- ☐ 24" (ETRTO 540-19)  
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

| Sturz \ Gewicht | 1° | 4° | 6° | 8° | 10° |
|-----------------|----|----|----|----|-----|
| bis 50 Kg       | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   |
| 51 - 60 Kg      | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |     |
| 61 - 70 Kg      | ✓  | ✓  |    |    |     |



### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

- ☐ 22" (ETRTO 489-19)  
A9000203060-010
- ☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-010  
mit Liteline-Nabe (Bild links),  
radial verspeicht

- ☐ 20" (ETRTO 451-19)  
A9000203050

- ☐ 22" (ETRTO 451-19)  
A9000203060-020

- ☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203000-020  
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),  
radial verspeicht  
in Verbindung mit Einhandantrieb



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203100 **€ 157,80**  
mit Alu-Hochflanschnabe  
radial verspeicht  
Einsatz bei hohen Belastungen



### Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203550 **€ 784,10**




### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

- ☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203554 **€ 957,20**

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B. Handbike-/Zuggeräte-Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499


- ☐ 24" (ETRTO 540)  
A9000203552 **€ 957,20**

Empfehlung: Bei starker Belastung (z.B. Handbike-/Zuggeräte-Nutzung) empfehlen wir das Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen



## Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
allgemein:

- ☐ x = 11 mm  
☐ x = 19 mm

Greifringanbau  
Curve + Gekko Greifringe:

- ☐ x = 10 mm  
☐ x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

### Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 20" Greifring für  
20" Rad  
A9000205010-001
- ☐ 22" Greifring für  
22" Rad  
A9000205010-002
- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad  
A9000205010-004



### Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 22" Greifring für  
22" Rad  
A9000205019-002
- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad  
A9000205019-004



### Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz  
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund  
des geringen Grip nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für  
20" Rad  
A9000205021-001 € 68,30

- ☐ 22" Greifring für  
22" Rad  
A9000205021-002 € 68,30



### Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- ☐ = Oberfläche glanz  
☐ = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund  
des geringen Grip nicht empfohlen.

- ☐ 20" Greifring für  
20" Rad  
A9000205020-001 € 68,30

- ☐ 22" Greifring für  
22" Rad  
A9000205020-002 € 68,30

- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad  
A9000205020-004 € 68,30



### Aluminium Ø 16 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 20" Greifring für  
20" Rad  
A9000205031-001 € 164,90

- ☐ 22" Greifring für  
22" Rad  
A9000205031-002 € 164,90



### Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 20" Greifring für  
20" Rad  
A9000205030-001 € 164,90

- ☐ 22" Greifring für  
22" Rad  
A9000205030-002 € 164,90

- ☐ 24" Greifring für  
24" Rad  
A9000205030-004 € 164,90



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titan Ø 19 mm</b><br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205040-004 <b>€ 335,60</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Silikon-Greifringüberzug</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901<br><input type="checkbox"/> für Greifring 20" A9000205100-001 <b>€ 232,80</b><br><input type="checkbox"/> für Greifring 22" A9000205100-002 <b>€ 232,80</b><br><input type="checkbox"/> für Greifring 24" A9000205100-004 <b>€ 232,80</b><br>Oberfläche ohne Struktur<br>kompatibel zu Greifring Ø 19 mm und Ø 20 mm<br>                                                        | <b>Ultra-Grip „sehr griffig“</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904<br><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000205070-001 <b>€ 402,40</b><br><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205070-002 <b>€ 402,40</b><br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205070-004 <b>€ 402,40</b><br> |
| <b>Ergo-Grip</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904<br><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000205080-001 <b>€ 402,40</b><br><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000205080-002 <b>€ 402,40</b><br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205080-004 <b>€ 402,40</b><br>Anbau an Felge anliegend<br>Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm möglich.<br> | <b>Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich</b><br><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad A9000200788 <b>€ 402,40</b><br><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad A9000200789 <b>€ 402,40</b><br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000200787 <b>€ 402,40</b><br>                                                                                                              | <b>Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil</b><br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205130-004 <b>€ 402,40</b><br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205140-004 <b>€ 402,40</b><br>                                            |
| <b>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</b><br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205160-004 <b>€ 402,40</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904<br><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz)<br><input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)<br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205135-004 <b>€ 467,60</b><br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 31 mm Größe L A9000205145-004 <b>€ 467,60</b><br> | <b>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904<br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad Profilhöhe 24 mm A9000205155-004 <b>€ 520,70</b><br>                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904<br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad € 520,70<br>A9000205170-004<br>                                                                                                                                                                                      | <b>Gekko schwarz eloxiert</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904<br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad € 520,70<br>A9000205175-004<br>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe<br>Profilhöhe 31 mm<br> | <b>Gekko silber eloxiert</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904<br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad € 520,70<br>A9000205185-004<br>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe<br>Profilhöhe 31 mm<br> |
| <b>Gekko S schwarz eloxiert</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904<br><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad € 520,70<br>A9000205195-002<br><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad € 520,70<br>A9000205195-004<br>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe<br>Profilhöhe 24 mm<br> | <b>Ausstattung ohne Greifring</b><br><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsrad



- |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> für 20" Rad<br>A9000206300-001 € 207,10 | <input type="checkbox"/> für 22" Rad<br>A9000206300-002 € 207,10 | <input type="checkbox"/> für 24" Rad<br>A9000206300-004 € 207,10 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☒ 22x1" (489-25)  
A9000204001-002
- ☒ 24x1" (540-25)  
A9000204001-004

Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☒ 20x1" (451-25)  
A9000204000-001
- ☒ 22x1" (489-25)  
A9000204000-002
- ☒ 24x1" (540-25)  
A9000204000-004

Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- ☒ 24x1" (540-25)  
A9000204010-004  
7,5 bar



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“<br/>Pannenschutzprotektor und Reflektorstreifen</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407<br><input type="checkbox"/> 22x1" (489-25) € 49,20<br>A9000204030-002<br><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) € 49,20<br>A9000204031-004<br>Farbe: Schwarz<br>10 bar | <b>Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“<br/>Pannenschutzprotektor</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407<br><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) € 49,20<br>A9000204030-014<br>Farbe: Schwarz<br>10 bar                                                                                                                              | <b>Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“<br/>Pannenschutzprotektor</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407<br><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) € 49,20<br>A9000204030-004<br>Farbe: Grau, schwarzwand<br>10 bar |
| <b>Schwalbe „One“</b><br><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) € 93,00<br>A9000204123-004<br>Farbe: Schwarz<br>9 bar                                                                                                                                                                                          | <b>Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402<br><input type="checkbox"/> 22x1" (489-25) € 122,70<br>A9000204200-002<br>Farbe: Grau<br><input type="checkbox"/> 24x1" (540-25) € 122,70<br>A9000204201-004<br>Farbe: Schwarz<br>nicht in Verbindung mit 18 Speichen<br>Antriebsrad, Spinergy und Einhandantrieb. |                                                                                                                                                                                                                     |

## Zubehör

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>24" MTB Wechselradsatz</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499<br>mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring<br>Mountainbike-Bereifung wahlweise:<br><input type="checkbox"/> A9000203410 € 703,40<br>24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“<br>Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad | <input type="checkbox"/> A9000203413 € 703,40<br>24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“<br>Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad                                                                                                          | HINWEIS: Für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis<br><input type="checkbox"/> A9000200004 € 232,20           |
| <b>Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß</b><br><input type="checkbox"/> A9000200096 € 105,80<br>Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm<br>Achsdurchmesser: 12 mm<br>Nicht in Verbindung mit Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“ oder Einhandantrieb                                                | <b>Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluss „Tetra Clip“</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999<br><input type="checkbox"/> A9000206400* € 166,40<br>Nicht in Verbindung mit Spinergy Antriebsräder, Einhandantrieb, Trommelbremse oder Liteline-Nabe | <b>Handluftkompressor mit Manometer</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999<br><input type="checkbox"/> A9000901100 € 106,30<br>bis 14 bar |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909<br><input type="checkbox"/> A9065900000* € 137,40<br>                                                                                                                               | <b>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloss</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905<br><input type="checkbox"/> A9000902100 € 80,60<br>              | <b>Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905<br><input type="checkbox"/> A9000902110* € 64,50<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beleuchtungsset SIGMA</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911<br><input type="checkbox"/> A9000903270 € 107,90<br>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel.<br>StVZO zugelassenes Beleuchtungsset<br> | <b>Transporttasche für Antriebsräder</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999<br><input type="checkbox"/> für 24" Rad<br>Ø 76 cm x 2 cm<br>A9000903530-004 € 77,80<br> | <b>Therapie-Tisch</b><br>HMV Pos.Nr. 18.99.99.0801<br><input type="checkbox"/> Breite 350 mm (bis SB 37 cm) € 480,20<br>A9000902800-001<br><input type="checkbox"/> Breite 400 mm (SB 38 - 41 cm) € 480,20<br>A9000902800-002<br><input type="checkbox"/> Breite 420 mm (ab SB 42 cm) € 480,20<br>A9000902800-003<br>abnehmbare Tischplatte aus Lexan, transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück. Positionsanschlüsse Ø 25 mm (für Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm)<br> |
| <b>Separate Bestellblätter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie „Reha-Technik Zubehör“</b><br>z.B. Sitz- & Rückensysteme, Einhandantrieb oder Kraftknotensystem finden Sie unter:<br><a href="https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/">https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/</a>                                                                                                                | <b>Ergänzende Produkte</b><br>wie z. B. Handbikes oder Zug- & Vorsatzgeräte finden Sie unter:<br><a href="https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/">https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/</a>                                                   | <b>Zusatzblätter</b><br>wie z. B. Abduktionsbeginn kurz usw. finden Sie unter:<br><a href="https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/">https://www.proactiv-gmbh.de/downloads/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</b><br><input type="checkbox"/> A9990000000 € 354,50                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV</b><br><input type="checkbox"/> A9990000006 € 354,50                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Anmerkungen und Notizen:

#### Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

#### Unterschrift Endkunde / Fachhändler