



FOXX Offroad Kompaktbike

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

Grundausrüstung

- Laufräder vorne 24" (507-30) tubeless ready
- Laufrad hinten 27,5" (587-35) tubeless ready
- vollgefedert mit 100 mm Federweg vorne und 140 mm Federweg hinten
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem vorne und hinten
- Rückenlehne im Winkel und Abstand einstellbar
- Tretlagerposition einstellbar
- Schutzblech für das hintere Rad
- Unterfahrschutz
- Akku Beleuchtungsset

A9105100000

CHF 17.824,00

Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Indikation: _____

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Antriebssystem Bafang

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Bafang M560 Motor

Maximale Power für alle Offroad-Abenteurer

A9105100010
500W, 130Nm Drehmoment,
Unterstützung bis 25 km/h,
Anfahrhilfe bis 15 km/h



Akku Bafang 48V 696Wh

Reichweite: ca. 50 km - 75 km

A9105900100
Akku montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.



Doppelakku Bafang 48V 696Wh

Reichweite: ca. 100 km - 150 km

A9105900105 **CHF 898,00**
Akkus montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.
Wechselsteckverbindung an der Sitzplatte
montiert zum einfachen Wechsel zwischen den
Akkus.



Antriebssystem Shimano

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Shimano EP6 Cargo Motor

Antriebssystem für Gelände und Straße

A9105100020 **CHF 341,20**
250W, 85Nm Drehmoment,
Unterstützung bis 25 km/h,
Anfahrhilfe bis 6 km/h
Pedelec System mit Straßenzulassung



Akku Shimano 36V 630Wh

Reichweite: ca. 45 km - 70 km

A9105900110 **CHF 640,90**
Akku montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.



Doppelakku Shimano 36V 630Wh

Reichweite: ca. 90 km - 140 km

A9105900115 **CHF 1.475,60**
Akkus montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.
Wechselsteckverbindung an der Sitzplatte
montiert zum einfachen Wechsel zwischen den
Akkus.



Farbe Anbauteile

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe in UDS schwarz geliefert.

Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe UDS schwarz

A9105100170-001

Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe Rein Orange RAL 2004 glanz

A9105100170-002

Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe Individuelle Farbauswahl

A9105100170-003 **CHF 230,10**

aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170- _____

Farbe: _____

Beinstütze

Beinstütze Größe M

für Körpergröße 175 cm bis 200 cm

In Grundausstattung enthalten



Beinstütze Größe S

bis zu einer Körpergröße von 175 cm

A9105100180



Kettenschaltung

Shimano Cues U8000 11-Gang Kettenschaltung

A9105200010
mit Linkslide Technologie
Kassette 11-50 Z



Sram GX-Eagle AXS 12-Gang Kettenschaltung

A9105200011 **CHF 805,90**
elektrische Funkschaltung
Kassette 11-50 Z



Nabenschaltung

Rohloff 14-Gang Nabenschaltung mit elektrischer Bedienung

A9105200020 **CHF 2.086,90**
wird über das Bafang System versorgt.



Fahrwerk

Standard Fahrwerk

A9105400010
Fox Float DPS Performance vorne und Manitou
Mara Inline hinten mit je drei Modi
(Open, Medium, Firm)
Zug- und Druckstufe einstellbar

Hochwertiges Offroad Fahrwerk

A9105400020 **CHF 882,00**
Fox Float DPS Factory vorne und Manitou
Mara Pro hinten mit je drei Modi
(Open, Medium, Firm)
Zug- und Druckstufe einstellbar
High- und Lowspeed Druckstufe einstellbar

Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

- Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max.
Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm **CHF 145,30**
A9100600105-155
- Länge 175 mm **CHF 145,30**
A9100600105-175
- Länge individuell
140 mm bis 195 mm **CHF 276,30**
A9100600100



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

S (180 mm)
A9105500010-01

M (240 mm)
A9105500010-02

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Handgriff Optionen

Handballenauflage am Handgriff

A9110601200 **CHF 109,80**

gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 **CHF 181,00**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601102 **CHF 204,60**

sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug



Oberkörperfixierung

Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) **CHF 255,00**
A9000800016

Größe M (125 cm) **CHF 255,00**
A9000800013

Größe L (145 cm) **CHF 255,00**
A9000800014

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Pelvi.Loc Beckenfixierung

A9105800000 **CHF 346,50**

3-dimensional geformt zur optimalen Fixierung des Beckens

Größe wählen: _____

Info:

Größe L für Rollstuhl SB 36 cm - 46 cm


Größe XL für Rollstuhl SB 44 cm - 52 cm



Bereifung


Offroad Bereifung

A9105105110
Vorne: Smart Sam 24 x 2,1"
Hinten: Magic Marry 27,5 x 2,6" Soft




Offroad Bereifung 2







A9105105111 **CHF 62,20**
Vorne: Hans Dampf 24 x 2,35"
Hinten: Magic Marry 27,5 x 2,6" Soft



Trekking Bereifung

A9105105100 **CHF 49,20**
Vorne: Land Cruiser Plus 24 x 2,0"
Hinten: Johnny Watts 27,5 x 2,6"



Pannenschutzeinlageband <input type="checkbox"/> A9000206100-K CHF 59,60		
Zubehör		
Beleuchtung für vorne und hinten <input type="checkbox"/> A9105900000 CHF 230,00 inkl. Reflektoren für StVZO 	Fidlock TWIST Trinkflasche <input type="checkbox"/> A9105900003 CHF 53,80 am Steuerrohr montiert Flasche mit 590 ml Füllvolumen 	Distanzstücke für Oberschenkelfixierung <input type="checkbox"/> A9105900010 CHF 41,60 mit je 20 mm Höhe (max. 60 mm Höhe / 3 Paar) ____ Paar 
Schutzbleche für die Vorderräder <input type="checkbox"/> A9105900001 CHF 217,40 UDS Schwarz beschichtet 	Dämpferpumpe <input type="checkbox"/> A9105900015 CHF 41,80 bis 20 bar 	Taschen und Werkzeug Set <input type="checkbox"/> A9105900004 CHF 150,00 Set aus einer Tasche am Rahmen neben dem Dämpfer platziert (1,1 Liter Volumen) die zum Beispiel Platz für Handy, Geldbeutel und Schläuche bietet sowie einer weiteren Tasche zwischen den Röhren der Steuerrohrhalterung platziert (0,6 Liter Volumen) die sich ideal zur Aufbewahrung von Werkzeug eignet. 
Dienstleistungen		
Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV <input type="checkbox"/> A9990000000 CHF 378,60	Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV <input type="checkbox"/> A9990000011 CHF 344,20	

Anmerkungen und Notizen:
Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler