

Individuelle Kundenanfertigung - Modell „SPEEDY 4all Ergo“

A9017100001 € 4.120,00

Hinweis: Durch die Auswahl der hier aufgeführten Ausstattungsmerkmale wird die Hauptartikelnummer ersetzt. Die vorhandene Hilfsmittelnummer entfällt aufgrund der abweichenden Ausstattungsmerkmale zur vergebenen Hilfsmittelnummer des Grundmodells.



Rahmenausführung

Rahmenausführung Heavy Duty AF5 bis 150 kg Körpergewicht

☐ A9017100011 € 730,60

von 121 kg bis 150 kg Zuladung bzw.
SB 47 cm bis 52 cm

- Rahmenverstärkung durch 2 zusätzliche diagonale Rahmenquerrohre und Verstärkungen
 - Antriebsradaufnahme verstärkter Anbau
 - Rückenlehnenrastbolzen Edelstahl
 - Rückenrohrverstärkungsinlett am Seitenblechanschraubgewinde
 - Schiebegriff fest montiert, Stahl Ø 20 x 1,5 mm
 - Schiebegriffe in Edelstahlausführung
 - Seitenblech Alu 3 mm
- Bitte beachten: Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar (A9000403210-K) zusätzlich erforderlich!

- Fußauflage bzw. Fußbügel durchgehende, verstärkte Ausführung

- Bremsbolzen Kniehebelbremse Edelstahl

Hinweis:

Bitte unter Lenkradgabel die Lenkradgabel „Heavy Duty“ auswählen!

Dienstleistungen

Beratung und Anpassung durch PRO ACTIV gemäß individueller Kundenanforderung

☐ A9990000017 € 612,00

Zusätzliche Anforderungen