



SPEEDY F1

Starrrahmen-Sportrollstuhl
mit individueller Rahmengeometrie und
Zurüstung nach Maß,
fest verschweißtes Fahrwerk
Zugelassen bis 120 kg Zuladung

A9011100000 CHF 4.320,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend (siehe unten)**

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

☐ SPEEDY F1 basket



☐ SPEEDY F1 tennis



☐ SPEEDY F1 badminton



☐ SPEEDY F1 4dance



Grundmaße


Körpermaße:

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg


Unterschenkel­länge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: _____



Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

Rollstuhlmaße:



- A: SB** Sitzbreite _____ cm

B: ST Sitztiefe _____ cm

C: RH Rücken­höhe _____ cm

D: USL Unterschenkel­länge _____ cm

E: SHh Sitz­höhe hinten _____ cm

F: SHv Sitz­höhe vorne _____ cm

G: KP Kipp­punkt
(Innen­kante Rücken­rohr bis
Achsm­itte Antriebs­rad) _____ cm

H: Beginn Rahmenein­zug
(I - min. 6 cm) _____ cm
- I:** Rahmen­länge bis zum
vorderen Rahmen­bogen _____ cm

J: KW Knie­winkel
oder _____ °

J1: Winkel des vorderen
Rahmen­rohrs zur Vertikalen _____ °

M: Unterschenkel­weite oben _____ cm

N: Unterschenkel­weite unten _____ cm

O: Position des
Kipp­stützen­lager­blocks
(beim Basketball bildet gemäß
Reglement das Antriebs­rad den
hintersten Punkt) _____ cm

P: Position des
Lenk­rad­lager­blocks
(Innen­kante Rücken­lehne bis Mitte
Lager­block) _____ cm

Q: Abstand zwischen den
Lenk­rad­lager­blöcken _____ cm

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920 (Maße in mm)

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Rahmenfarbe - Einfarbdesign		
Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/		
Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette		
Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben ☒ A9000100170-000	Roh, gestrahlt, nicht beschichtet ☒ A9000100170-020 Hinweis: In Verbindung mit Feuchtigkeit z.B. Handschweiß kann es zu dunklen Alu-Abfärbungen kommen.	
Pulverfarben		
Weiß RAL 9016 ☒ glanz A9000100170-023 ☐ matt A9000100170-123 CHF 46,00	Brillant Silber ☒ glanz A9000100170-011	Anthrazit RAL 7016 ☒ glanz A9000100170-001 ☐ matt A9000100170-101 CHF 46,00
Schwarz RAL 9005 ☒ glanz A9000100170-003 ☐ matt A9000100170-019 CHF 46,00	Rein Orange RAL 2004 ☒ glanz A9000100170-022 ☐ matt A9000100170-122 CHF 46,00	Pink Magenta RAL 4010 ☒ glanz A9000100170-037 ☐ matt A9000100170-137 CHF 46,00
Pastellblau RAL 5024 ☒ glanz A9000100170-036 ☐ matt A9000100170-136 CHF 46,00	Lemon Green ☒ glanz A9000100170-005 ☐ matt A9000100170-105 CHF 46,00	Gelb RAL 1023 ☒ glanz A9000100170-046 ☐ matt A9000100170-146 CHF 46,00
Rot RAL 3001 ☒ glanz A9000100170-047 ☐ matt A9000100170-147 CHF 46,00	Lagoon Blue ☒ glanz A9000100170-052 ☐ matt A9000100170-152 CHF 46,00	Athletic Grey ☒ glanz A9000100170-050 ☐ matt A9000100170-150 CHF 46,00
Muddy Grey ☒ glanz A9000100170-051 ☐ matt A9000100170-151 CHF 46,00		
Pulverfarben „Dormant“		
Tiefschwarz Effekt Silber ☒ glanz A9000100170-007	Sky Blue ☒ glanz A9000100170-017	Marine Blau ☒ glanz A9000100170-045 ☐ matt A9000100170-145 CHF 46,00
Electric Green ☒ glanz A9000100170-015 ☐ matt A9000100170-115 CHF 46,00	Violett ☒ glanz A9000100170-044	Fire Red ☒ glanz A9000100170-018 ☐ matt A9000100170-118 CHF 46,00
Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“		
CHF 348,00		
Storm (Eisblau) ☐ glanz A9000100170-500 ☐ matt A9000100170-501	Café ☐ glanz A9000100170-520 ☐ matt A9000100170-521	Prairie (Roségold) ☐ glanz A9000100170-504 ☐ matt A9000100170-505
Pearl (Perlmutter-Weiß) ☐ glanz A9000100170-524 ☐ matt A9000100170-525	Berry (Beere) ☐ glanz A9000100170-526 ☐ matt A9000100170-527	Blue Ocean ☐ glanz A9000100170-522 ☐ matt A9000100170-523
Emerald (Smaragdgrün) ☐ glanz A9000100170-514 ☐ matt A9000100170-515	Mint ☐ glanz A9000100170-528 ☐ matt A9000100170-529	Chili ☐ glanz A9000100170-516 ☐ matt A9000100170-517

Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

☐ Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)

CHF 283,00

Farbe bitte nachstehend wählen:

Grundfarbe (am Rahmen hinten)

Weiß RAL 9016

☐ A9000100170-200

Schwarz RAL 9005

☐ A9000100170-203

Gelb RAL 1023

☐ A9000100170-208

Muddy Grey

☐ A9000100170-211

Brillant Silber

☐ A9000100170-201

Pastellblau RAL 5024

☐ A9000100170-206

Lagoon Blue

☐ A9000100170-212

Anthrazit RAL 7016

☐ A9000100170-202

Lemon Green

☐ A9000100170-207

Athletic Grey

☐ A9000100170-210

Designfarbe (am Rahmen vorne)

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-259

☐ matt A9000100170-260

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-255

☐ matt A9000100170-256

Emerald (Smaragdgrün)

☐ glanz A9000100170-274

☐ matt A9000100170-275

Pearl (Perlmutter-Weiß)

☐ glanz A9000100170-282

☐ matt A9000100170-283

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-250

☐ matt A9000100170-251

Café

☐ glanz A9000100170-278

☐ matt A9000100170-279

Storm (Eisblau)

☐ glanz A9000100170-264

☐ matt A9000100170-265

Berry (Beere)

☐ glanz A9000100170-284

☐ matt A9000100170-285

Chili

☐ glanz A9000100170-253

☐ matt A9000100170-254

Mint

☐ glanz A9000100170-286

☐ matt A9000100170-287

Prairie (Roségold)

☐ glanz A9000100170-266

☐ matt A9000100170-267

Blue Ocean

☐ glanz A9000100170-280

☐ matt A9000100170-281

Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

☐ Schwarz A9000100171-003

Lenkradgabel und Lagerblock

☐ Silber A9000100173-011

☐ Schwarz A9000100173-003

Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett¹

☐ Rahmenfarbe A9000100171-999

CHF 227,06

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998

CHF 314,10

Farbe:

A9000100170-

Lenkrad: 5" Alu-Felge² (3-Speichen-Design)

☐ Rahmenfarbe A9000100174-999

CHF 81,65

☐ Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998

CHF 81,65

Farbe:

A9000100170-

Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

Auswahl aus RAL Farbpalette

☐ A9000100170-100

CHF 436,00

Glanzgrad

☐ glanz

☐ matt

Farbbezeichnung

RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile nicht in Designfarben möglich

¹ Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

² Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160*

- 4 - 2024-07-25 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten

☐ = im Grundpreis

☒ = Position gewählt

Bestellblatt Farben Rev. 10 CH

Rückenlehne

Seitenblech Aluminium, Kontur dem Radlauf folgend

☒ A9015402470-002

Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar,
Rückenwinkel 90° zum Boden
Anpassung an die Oberkante des Reifens
in Rahmenfarbe




Seitenblech Aluminium, Kontur nach Maß

☐ A9015402470-001 **CHF 96,50**

Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar
Anpassung Maß:

A = _____ cm / B = _____ cm
in Rahmenfarbe



Seitenteil mit geschweißtem Rohrbügel, Kontur dem Radlauf folgend

☐ A9011400400-002 **CHF 379,00**

mit Füllblech,
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar
Anpassung an die Oberkante des Reifens
in Rahmenfarbe
(Angabe 3 cm oberhalb des Reifens)
Nicht in Verbindung mit Body Contour
In Rahmenfarbe




Seitenteil mit geschweißtem Rohrbügel, Kontur nach Maß

☐ A9011400400-001 **CHF 434,00**

mit Füllblech,
Rückenlehne verschraubt, nicht abfaltbar
Anpassung an die Oberkante des Reifens,
in Rahmenfarbe
Anpassung Maß:

A = _____ cm / B = _____ cm
Nicht in Verbindung mit Body Contour



Rückenlehne abfaltbar

☐ A9011400010 **CHF 390,00**

7-fach winkelverstellbar,
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

Anpassrücken und Rückenpolster

☒ A9000802010-K

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene
Oberfläche
Ausstattung mit Rückenbügel 120 mm
ausgestellt



Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale, siehe
separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“




Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.


Body Contour

☐ A9000801025-K
Bis zu einem Körpergewicht von 120 kg
zugelassen.
Nicht in Verbindung mit Seitenteil mit
geschweißtem Rohrbügel, Artikelnr.
A9011400400-001 und A9011400400-002




Offenes Gurtsystem

☐ A9000801010-K **CHF 77,60**




Sitzkissen



**Sitzkissen für individuelle
Rahmengeometrie
Inlett: Standard**

☐ A9000805190-K **CHF 166,70**



**Sitzkissen für individuelle
Rahmengeometrie mit Radiuskontur
Inlett: Standard**

☐ A9000805320-K **CHF 213,00**

Sitzkissenhöhe:

☐ 3 cm ☐ 5 cm
☐ 4 cm ☐ 6 cm

**Sitzkissen für individuelle
Rahmengeometrie
Inlett: Anti-Dekubitus**

☐ A9000805210-K **CHF 496,00**

**Sitzkissen für individuelle
Rahmengeometrie mit Radiuskontur
Inlett: Anti-Dekubitus**

☐ A9000805310-K **CHF 543,50**

Sitzkissenhöhe:

☐ 4 cm
☐ 6 cm

Bezugsstoff:

☐ Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
☐ Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

☐ Sitzkissen ist vorhanden

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

Radsturz

12° Antriebsradsturz

☐ A9011202000-012

15° Antriebsradsturz

☐ A9011202000-015

18° Antriebsradsturz

☐ A9011202000-018

20° Antriebsradsturz

☐ A9011202000-020

Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

Fußbügel durchgehend

☐ A9016601010-K001
mit Rohr-Auflagebügel
höhenverstellbar +/- 3 cm



Fußbügel durchgehend mit gummierter Fußbrettauflage

☐ A9011610000-K **CHF 120,00**
höhenverstellbar +/- 3 cm
Auflage: Vorne gekantet, verschraubt
Tiefe: 27 cm



Fußbügel durchgehend mit Fußbrettauflage „Box-Form“


☐ A9011610020 **CHF 206,00**
gummiert, höhenverstellbar +/- 3 cm,
Auflage:
Breite: 20 cm,
Länge: 31,5 cm + 1,5 cm einstellbar



Rammbügel


Offence Bügel mit Radiusbogen

☐ A9011100500 **CHF 265,00**



Offence Bügel mit Trapezform

☐ A9011100501 **CHF 265,00**



Defence Bügel, abnehmbar

☐ A9011100502 **CHF 265,00**



Hinterer Rammbügel

☐ A9011100600 **CHF 163,70**
mit gebogenem Rohr ausgeführt



Adaptionen

Mittelkippstütze oversized fest verschweißt

☐ Kippstützengabel
fest verschraubt **CHF 345,00**
A9011300378

☐ Kippstützengabel
über Steckachse
abnehmbar **CHF 406,00**
A9011300374



2 Kippstützen mit Oversized-Rohr


☐ Kippstützengabel
fest verschraubt **CHF 450,00**
A9011300170

☐ Kippstützengabel
über Steckachse
abnehmbar **CHF 578,00**
A9011300270



Mittelkippstütze mit Oversized-Rohr längenverstellbar (tennis)

☐ A9011300370 **CHF 372,00**
mit fest montierter Kipprad-Drehgabel



Mittelkipfstütze abnehmbar 4dance

☐ A9000300010 **CHF 565,70**

über Schnellspannklammer abnehmbar
mit drehbarer Lenkradgabel und Skaterrolle
Ø 80 mm
in Bodenfreiheit und Winkel einstellbar
Farbe: Schwarz



3" Lenkräder

3" Skaterollen (80 mm)

☐ A9000501110 **CHF 72,00**

pannensicher



Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de
Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-010
mit Liteline-Nabe (Bild links),
radial verspeicht
bis 120 kg Körpergewicht

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203000-020
mit Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),
radial verspeicht
über 120 kg Körpergewicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen


☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203100 **CHF 167,00**

☐ 25" (ETRTO 559)
A9000203200 **CHF 167,00**

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203300 **CHF 167,00**

☐ 28" (ETRTO 622)
A9000203310 **CHF 167,00**

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und
Körpergewicht >120 kg



Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen Felge, Nabe und Speichen in schwarz

☐ 24" (ETRTO 540)
A9000203550 **CHF 770,00**


☐ 25" (ETRTO 559)
A9000201559 **CHF 770,00**

☐ 26" (ETRTO 590)
A9000203555 **CHF 770,00**



Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau
allgemein:

- ☐ x = 11 mm
☐ x = 19 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm) angebaut.

Edelstahl Ø 20 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205010-004
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205010-006
- ☐ 28" Greifring für
28" Rad
A9000205010-008




Aluminium Ø 19 mm silber eloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205019-004



Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205030-004 **CHF 162,00**
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205030-006 **CHF 162,00**




Titan Ø 19 mm

- ☐ 24" Greifring für
24" und 25" Rad
A9000205040-004 **CHF 285,00**
- ☐ 26" Greifring für
26" Rad
A9000205040-006 **CHF 285,00**



Silikon-Greifringüberzug

- ☐ für Greifring 24"
A9000205100-004 **CHF 247,00**
- ☐ für Greifring 26"
A9000205100-006 **CHF 247,00**
- Oberfläche ohne Struktur
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder
Ø 20 mm.



Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz „transparent“

- ☐ für 24" Rad
A9000206300-004 **CHF 215,00**
- ☐ für 26" Rad
A9000206300-006 **CHF 215,00**

Nicht in Verbindung mit Spinergy
Antriebsrädern



Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204001-004

Farbe: Schwarz
7,5 bar



Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- ☐ 24x1" (540-25)
A9000204000-004

- ☐ 25x1" (559-23)
A9000204000-005

- ☐ 26x1" (590-25)
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar



28x1" Hochdruckleichtlauf

- ☐ A9000204000-008
(ETRTO 622)
Farbe: Grau, schwarzwand
7,5 bar

Zubehör

Handluftkompressor mit Manometer

- ☐ A9000901100 **CHF 113,00**
bis 14 bar



Transporttasche für Antriebsräder

- ☐ für 24" Rad
A9000903530-004 **CHF 88,00**
Ø 76 cm x 2 cm
- ☐ für 26" Rad
A9000903530-006 **CHF 88,00**
Ø 83 cm x 2 cm



Weiteres Zubehör siehe separates Bestellblatt oder www.proactiv-gmbh.de

Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000000 **CHF 357,00**

Übergabe und Einweisung des Rollstuhls durch PRO ACTIV

- ☐ A9990000006 **CHF 357,00**

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.