



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

Bestellung Datum: _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

FREAK Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Chassis Länge 102 cm, SB 35 cm
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzenterverschluss
- Antriebseinheit schwarz mit Antriebsrad 20"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel
- Sitzbespannung Body Contour

A9113000013 € 4.640,00

Antriebsrad am Freak mit 26"

A9113000014 € 253,60

V-Brake Bremse wird ersetzt durch mechanische Scheibenbremse.

Nicht in Kombination mit der Nexus 8-Gang Nabe.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023
 matt A9000100170-123 € 43,40

Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001
 matt A9000100170-101 € 43,40

Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003
 matt A9000100170-019 € 43,40

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

Fire Red

- glanz A9000100170-018
 matt A9000100170-118 € 43,40

Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037
 matt A9000100170-137 € 43,40

Sky Blue

- glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036
 matt A9000100170-136 € 43,40

Marine Blau

- glanz A9000100170-045
 matt A9000100170-145 € 43,40

Electric Green

- glanz A9000100170-015
 matt A9000100170-115 € 43,40

Lemon Green

- glanz A9000100170-005
 matt A9000100170-105 € 43,40

Violett

- glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046
 matt A9000100170-146 € 43,40

Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047
 matt A9000100170-147 € 43,40

Lagoon Blue

- glanz A9000100170-052
 matt A9000100170-152 € 43,40

Athletic Grey RAL 7046

- glanz A9000100170-050
 matt A9000100170-150 € 43,40

Muddy Grey RAL 7033

- glanz A9000100170-051
 matt A9000100170-151 € 43,40

Peach RAL 3022

- glanz A9000100170-038
 matt A9000100170-138 € 43,40

Antrieb Neodrives

e-assistant Ausführung mit Neodrives

- A9113200000 € 3.250,10

- Neodrives Z10 Motor
 - Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 W
 - Farbdisplay sMMi Z15 Connect
 - Schiebehilfe zur Fahrt ohne Tretunterstützung bis 6 km/h
 - Neodrives RR G2 Akku mit 14,25 Ah / 513 Wh
 - Reichweite ca. 40 km - 70 km
- Nicht in Verbindung mit Nabenschaltungen!

Voraussichtlich lieferbar ab August 2026



Nabenschaltung

Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung.

Shimano „Nexus“

8-Gang Nabenschaltung

- A9113000015
 Drehgriffschalter „Grip-Shift“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit Rücktrittbremse
 Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano „Alfine“

11-Gang Nabenschaltung

- A9113200026 € 833,70
 Schaltgriff „Rapid Fire“
 Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
 Kassette 20 Zähne
 mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
 MT2) Bremsgriff rechts
 und Shimano V-Brake Bremsgriff links



Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9113200034 € 517,50

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9113200035 € 1.800,20

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- 32 Zähne
 38 Zähne



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203 mm

A9110300105 € 83,10

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
 Griffweite 45 cm
A9110500100-045

Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt)

- mit ausgestellten Kurbelarmen für max.
Oberkörperfreiraum
 Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
 Länge 175 mm
A9110600100-175



Tetra Tretkurbel


- Länge 155 mm € 136,10
A9100600105-155
 Länge 175 mm € 136,10
A9100600105-175



Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze verstellbar)

- S (X/Y 67/153 mm)
A9100501100-003



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge

- S (180 mm)
A9100500001-002 € 232,10
- M (240 mm)
A9100500001-003 € 232,10

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

- A9100100008
Adaption an der Gabel für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Fußanschlag für Beinstütze

- A9100100012 € 91,20



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht)

- A9113800002
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour

- A9113800010 € 92,40
mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Sitzkissen

Sitzkissen „Standard“

- A9113000190 € 115,00
Für Chassis 102 cm
SB: 35 cm
Höhe: 4 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Bereifung

20x1,1" Schwalbe „Durano“

A9113105001
(ETRTO 406-28)
Rennrad-Reifen



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

A9113105120 € 71,10
(ETRTO 406-47)
unplattbar
mit Pannenschutzeinlagen Smart Guard



Zubehör

Steck-Schutzblech

A9100502100 € 58,10



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

A9100800100 € 218,10
mit Halterungsklemme 40 mm



Nackenzstütze

A9100800150 € 261,00
höhenverstellbar, winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

A9100800200 € 121,70



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

A9110901000 € 70,10
kabellos, mit Halterung
Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung



SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer

A9110900018 € 171,50
mit Trittfrequenz-Set
kabellos
Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung



Halierung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

A9110903271 Stk. á € 23,20
Farbe: Natur eloxiert
____ Stück



Beleuchtungsset SIGMA

A9120900019 € 123,90
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Handballenauflage am Handgriff

A9110601200 € 102,80
gepolstert, verschraubt, winkleinstellbar.
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 € 169,40



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601102 € 191,60
sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm
mit Moosgummiüberzug
Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze
schwenkbar



Tetra-Schalengriffe A9110601100 € 172,40**Dienstleistungen****Beratung und Ausmessung durch
PRO ACTIV** A9990000000 € 354,50**Übergabe und Einweisung des
Handbikes / Zuggerätes durch
PRO ACTIV** A9990000011 € 354,50**Anmerkungen und Notizen:****Ort, Datum****Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 6 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten = im Grundpreis enthalten = Position erforderlich
Bestellblatt FREAK Kompaktbike Rev. 21