

Produktinformation / Product information
Personentransport im Kraftfahrzeug / Passenger transport in motor vehicles

Produktübersicht / Product overview

Kurzbezeichnung / Short name	Modell / Model	Rollstuhl-Ausrüstung / Wheelchair-Equipment	Personentransport im Kfz / Passenger transport in motor vehicles
A1-4 / A2-4	SPEEDY A1 / A2	mit und ohne Kraftknotensystem / with and without transport restraint system connection	zugelassen / approved
AF1	SPEEDY F1	-	nicht zugelassen / not approved
AF4-2 / AF2 / AF3	SPEEDY F4 / F2 / F3	kein Kraftknotensystem erhältlich / wheelchair transport restraint system connection not available	zugelassen / approved
AF4-4 / AF4-4	SPEEDY 4all / 4you	mit und ohne Kraftknotensystem / with and without transport restraint system connection	zugelassen / approved
AF5 / AF4-5	SPEEDY 4all Ergo / 4you Ergo	mit und ohne Kraftknotensystem / with and without transport restraint system connection	zugelassen / approved
R50	SPEEDY 4teen	mit und ohne Kraftknotensystem / with and without transport restraint system connection	zugelassen / approved
T1-4	TRAVELER	mit und ohne Kraftknotensystem / with and without transport restraint system connection	zugelassen / approved
T5 / T1-5	TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo	mit und ohne Kraftknotensystem / with and without transport restraint system connection	zugelassen / approved
D3-2 / D4-3 / D7	BUDDY D3 / D4 / 4all	mit und ohne Kraftknotensystem / with and without transport restraint system connection	zugelassen / approved
R43 / R42	LITTY 4all / 4you	-	nicht zugelassen / not approved
L1 / L1el	LIFT solid / solid el.	-	nicht zugelassen / not approved
L65	LIFT activ	-	nicht zugelassen / not approved

Anmerkung: Die in der Tabelle aufgeführten Angaben beziehen sich auf Rollstühle **ab Baujahr 2010**. /
Note: The data listed in the table refer to wheelchairs built in 2010 or later.

Produktkennzeichnung und deren Bedeutung / Product labelling and its meaning

	<p>Produkt als Sitz im Kraftfahrzeug freigegeben. Kennzeichnung der Kraftknotenverbindungen am Rollstuhl bzw. der Befestigungspunkte für Rollstuhlrückhaltesysteme. / Product approved as seat in motor vehicles. Labelling of the transport restraint system connection on the wheelchair or the attachment points for wheelchair restraint systems.</p>
	<p>Produkt nicht als Sitz im Kraftfahrzeug freigegeben. Kennzeichnung neben dem Typenschild. / Product not approved as seat in motor vehicles. Labelling next to the rating plate.</p>

Die Kennzeichnung der Produkte wird von Pro Activ ab Lieferdatum November 2016 für Rollstühle mit Kraftknotensystem sowie Litty und Lift durchgeführt. Seit März 2017 tragen alle Rollstühle eine entsprechende Kennzeichnung. /
The labelling of the products is carried out by Pro Activ from the delivery date November 2016 for wheelchairs with securement point as well as LITTY and LIFT. Since March 2017, all wheelchairs have been labelled accordingly.