



## BUDDY classic Aktiv-Leichtlauf-Rollstuhl

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

HMV Pos.Nr.: 18.50.03.6013

A9041100000 € 3.690,00

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_


**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_

### Körpermaße:



Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm



Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)

Indikation: \_\_\_\_\_

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

## Rahmenform abduziert 2,5 cm / Seite



Unterschenkellänge **USL**  
(Rollstuhlmaß unter Berücksichtigung  
der Sitzkissenhöhe)

Sitzbreite **SB**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31
<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38					
Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:				<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46

Sitztiefe **ST**

Größe M (Rahmenlänge 34 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)									
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31
Größe L (Rahmenlänge 38 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)									
<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35
Größe XL (Rahmenlänge 43 cm (bis Bogen) und Rahmenhöhe 21 cm)									
<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40

Rückenhöhe **RH**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45				
Optional bei Größe XL:			<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48				

Unterschenkellänge **USL**

<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30
<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41
<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44								
Optional bei Größe L + XL:			<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47					

Sitzhöhe hinten **SHh**

Bei 20" Antriebsrad						
<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37
Bei 22" Antriebsrad						
<input type="checkbox"/> 33,5	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 36,5	<input checked="" type="checkbox"/> 37,5	<input type="checkbox"/> 38,5	<input type="checkbox"/> 39,5
Bei 24" Antriebsrad						
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42

Sitzhöhe vorne **SHv**

<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Kippunkt **KP**

(Vorderseite Rückenrohr bis  
Achsmittte Antriebsrad)

<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10
---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Bitte die benötigten Maße ankreuzen (alle Maße sind in cm angegeben).

Bei den unterstrichenen Werten handelt es sich um die Standardeinstellung.

Die Werte SHh und SHv können je nach Radgröße, Radsturz sowie vorderem und hinterem Rahmenwinkel geringfügig von den vorgegebenen Werten abweichen!

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben/](http://www.proactiv-gmbh.de/farben/)

### Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

A9000100170-020

Hinweis: In Verbindung mit Feuchtigkeit z.B. Handschweiß kann es zu dunklen Alu-Abfärbungen kommen.

Gestrahlt, mit transparenter, seidenmatter Beschichtung

A9000100170-021

### Pulverfarben

**Weiß RAL 9016**

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123 € 40,10

**Brillant Silber**

glanz A9000100170-011

**Anthrazit RAL 7016**

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101 € 40,10

**Schwarz RAL 9005**

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019 € 40,10

**Rein Orange RAL 2004**

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122 € 40,10

**Pink Magenta RAL 4010**

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137 € 40,10

**Pastellblau RAL 5024**

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136 € 40,10

**Lemon Green**

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105 € 40,10

**Gelb RAL 1023**

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146 € 40,10

**Rot RAL 3001**

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147 € 40,10

**Lagoon Blue**

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152 € 40,10

**Athletic Grey**

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150 € 40,10

**Muddy Grey**

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151 € 40,10

### Pulverfarben „Dormant“

**Tiefschwarz Effekt Silber**

glanz A9000100170-007

**Sky Blue**

glanz A9000100170-017

**Marine Blau**

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145 € 40,10

**Electric Green**

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115 € 40,10

**Violett**

glanz A9000100170-044

**Fire Red**

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118 € 40,10

### Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

€ 323,20

**Storm (Eisblau)**

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

**Café**

glanz A9000100170-520

matt A9000100170-521

**Prairie (Roségold)**

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

**Pearl (Perlmutter-Weiß)**

glanz A9000100170-524

matt A9000100170-525

**Berry (Beere)**

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

**Blue Ocean**

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

**Emerald (Smaragdgrün)**

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

**Mint**

glanz A9000100170-528

matt A9000100170-529

**Chili**

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

**Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 248,30

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

A9000100170-200

#### Brillant Silber

A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

#### Lemon Green

A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

A9000100170-208

#### Lagoon Blue

A9000100170-212

#### Athletic Grey

A9000100170-210

#### Muddy Grey

A9000100170-211

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

#### Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

#### Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

#### Café

glanz A9000100170-278

matt A9000100170-279

#### Mint

glanz A9000100170-286

matt A9000100170-287

#### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

#### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

#### Pearl (Perlmutter-Weiß)

glanz A9000100170-282

matt A9000100170-283

#### Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup>

Rahmenfarbe A9000100171-999 € 230,80

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 267,10

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (3-Speichen-Design)

Rahmenfarbe A9000100174-999 € 69,50

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 80,60

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

## Spezielle Farbwünsche (Rahmen oder Anbauteile)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung

#### Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 € 383,10

### Glanzgrad

glanz

matt

### Farbbezeichnung

### RAL Nummer

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe (bei Antriebsrad Alu-Felge mit 18 oder 36 Speichen, Einwand)

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121\*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160\*

## Rahmen

### Sondermaß Sitzbreite 39 cm - 46 cm

HMV Pos.Nr. 18.99.99.2001


A9041100060 € 282,90

mit Rahmenverstärkung, Querrohre doppelt verschraubt, Seitenblechverschraubung über Verstärkungsinlett

## Lenkradlagerblockbefestigung

### Grundhalteplatte für Lagerblock geschweißt

A9041500150



### Grundhalteplatte für Lagerblock geklemmt

A9041500600-K\* € 108,60



## Schiebegriffe

### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

Länge: 45 cm  
A9041401075-K001  
Max. Höhe = SHh + ca. 53 cm

Länge: 55 cm  
A9041401075-K002  
max. Höhe = SHh + ca. 63 cm  
stufenlos höhenverstellbar  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert



### Schiebegriffe Aluminium rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm

A9041401080-K\* € 82,80

stufenlos höhenverstellbar  
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert  
Länge: 55 cm  
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



### Zentral-Schiebegriff Aluminium Griffbereich abfaltbar

A9041401086-K € 94,90

höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich über Verzahnungsgelenk  
Halterung mittig am Rückenquerbügel verschweißt  
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg  
nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung  
Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel fassen.



### Zentral-Schiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar

A9041401070-K € 131,20

geschlossen, stufenlos höhenverstellbar, mit Griffüberzug Moosgummi.  
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg  
Nur in Verbindung mit Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson oder Trommelbremse  
Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung



### Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk

A9041401069-K € 360,50

stufenlos höhenverstellbar, Schiebegriffhalter rückverlagert  
Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg



### Ausstattung ohne Schiebegriffe

A9000401000

## Rückenlehne

### Rückenlehne fest

A9041400020  
mit Aluminium-Seitenteilen verschraubt  
Rückenwinkel 90° zum Boden  
nicht abfaltbar



### Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

A9041400010-K € 283,20  
7-fach winkelverstellbar  
mit integrierten Aluminium-Seitenteilen



## Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

### Anpassrücken und Rückenpolster

A9041802010-K  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene  
Oberfläche  
Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

A9000802210-K € 408,30  
mit Lordoseunterstützung  
Farbe: Anthrazit matt  
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat  
auswählen



### Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

A9000802220-K € 201,80  
Polsterdicke: 2 cm  
Bezugsstoff:  
 Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene  
Oberfläche  
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der  
Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene  
Oberfläche“ ausgeliefert.



### ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

A9000802019-K € 224,30  
mit ausgespartem Griffbereich  
Farbe: Anthrazit matt  
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
nur kompatibel mit Zentralschiebegriff Art.-Nr.  
A9041401082  
Rückenschale und Rückenkissen, sofern  
gewünscht, bitte separat auswählen



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

A9000802011 € -53,00  
Ausstattung mit Rückenquerbügel




## Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.

### Body Contour

A9000801025-K



### Sitzplatte Aluminium


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0199

A9000801210-K € 270,70

Montage zwischen den Rahmenrohren,  
auf geschweißten Sitzplattenhaltern  
verschraubt

Farbe: Anthrazit matt

(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



### Ausstattung ohne Sitzbespannung

A9000801050



## Farben Rückenausstattung und Sitzplatte

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

### Anthrazit RAL 7016 glanz

A9000100179-995

Rückenschale

ERGO Back Rückenlehnenbügel

Sitzplatte Aluminium

### in Rahmenfarbe

A9000100179-999 € 85,30

Rückenschale

ERGO Back Rückenlehnenbügel

Sitzplatte Aluminium

### Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign

Bitte angeben, ob die gewünschte Option in  
der Grundfarbe oder der Designfarbe  
beschichtet werden soll

A9000100179-999 € 85,30

Rückenschale

Grundfarbe

Designfarbe

ERGO Back Rückenlehnenbügel

Grundfarbe

Designfarbe

Sitzplatte Aluminium

Grundfarbe

Designfarbe

### Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese entsprechend aus der Farbpalette Rollstuhl auswählen

#### in Farbe aus Einfarbdesign:

A9000100179-998 € 138,10

Bitte die 3 letzten Ziffern der  
gewünschten Farbe eintragen:

A9000100170-

Rückenschale

ERGO Back Rückenlehnenbügel

Sitzplatte Aluminium

#### in Farbe aus Zweifarbdesign:

A9000100179-997 € 223,60

Bitte die 3 letzten Ziffern der  
gewünschten Farbe eintragen:

A9000100170-


Rückenschale

ERGO Back Rückenlehnenbügel

Sitzplatte Aluminium


Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe Anthrazit matt geliefert.

## Sitzkissen



### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

A9000805180-K\* € 106,60



### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

A9000800300-K\* € 148,00

### Sitzkissenhöhe:

3 cm  5 cm

4 cm  6 cm

### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm  
A9000805204-K\* € 276,20

>30x30 bis 50x50 cm  
A9000805200-K\* € 401,90

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm  
A9000800311-K\* € 326,50

>30x30 bis 50x50 cm  
A9000800310-K\* € 443,70

### Sitzkissenhöhe:

4 cm


6 cm

**Bezugsstoff:** Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche


Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

 **Sitzkissen ist vorhanden****Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“****Kleiderschutz****Kleiderschutz steckbar** A9041403110-K **€ 345,00**  
abnehmbar**Kleiderschutz Aluminium**fest montiert am Seitenblech  
nur in Verbindung mit Rückenlehne fest

in schwarz glanz

 A9000403100-K **€ 224,90**in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei  
Zweifarbdesign) A9041403101-K **€ 287,60**in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im  
Zweifarbdesign möglich) A9041403102-K **€ 319,00****Armauflagen****Armauflage abklappbar  
mit Armpolster 25 cm** A9041403140-K **€ 283,40**  
Nicht in Verbindung mit Kleiderschutz**Armpolster 25 cm lang  
auf Kleiderschutz montiert** A9000403151 **€ 153,30**  
Nur in Verbindung mit Kleiderschutz  
Armpolsteroberkante in Abhängigkeit der  
Kleiderschutzeinstellung ca. 20 cm bis 24 cm  
über Sitzrohr montiert.**Radplatten**

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.

**2-Schlitz Antriebsradplatte** A9000201000\*  
Steckachse Ø 12 mm  
SH hinten:  
24" Rad: ca. 36 - 42 cm  
22" Rad: ca. 33,5 - 39,5 cm  
20" Rad: ca. 31 - 37 cm**1-Schlitz Antriebsradplatte** A9000201001\*  
nur in Farbe schwarz erhältlich  
(keine Farbauswahl)  
nur in Kombination mit 10° Sturz  
SH hinten nur bedingt einstellbar**Verlängerte Bike-Platte** A9000201030\* **€ 291,40**  
+ 4° Sturz integriert  
Spur einstellbar**Radsturz**

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

**1° Antriebsradsturz** A9000202010\*  
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm\***4° Antriebsradsturz** A9000202030\*  
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm\***6° Antriebsradsturz** A9000202040\*  
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm\***8° Antriebsradsturz** A9000202080\* **€ 71,20**  
Gesamtbreite = ca. SB + 33 cm\*  
Radplatte außen montiert**10° Antriebsradsturz** A9000202050\* **€ 126,60**  
Gesamtbreite = ca. SB + 39 cm\*  
Radplatte außen montiert



## E-Adaptionen

### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

A9000201200\* € 465,00

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen.

### Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

A9000201210\* € 465,00

Ausstattung: Drehmomentstütze e-fix, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2"). PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl „Adaptionen“ wählen oder Alber-Kippstützen direkt bei der Fa. Alber bestellen, sowie Aufnahme BUDDY.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen)

Fachhändler

## Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard 20° ausgestellt“ ausgeliefert.

### Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard 20° ausgestellt

A9000700002



### Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002

### Bremshebel lang 20° ausgestellt

A9000701010-004



### Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

A9000706001 € 154,70

nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard oder lang



### Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

A9000706008 € 146,70

Länge: 9 cm



### Kniehebelbremse mit Einhandbedienung

A9000707020-K € 362,80

über Bowdenzug  
Bedienung:

Rechts

Links



### Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson

A9000701020 € 429,10

Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge



### Trommelbremse HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502

A9000702011-K\* € 438,30

Bedienung vom Schiebegriff  
Gesamtbreite + 3 cm (siehe Radsturz)

Bitte beachten:

- nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen
- nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion



### Kniehebelbremse mit Arretierung

Bremshebel Standard  
A9000700214 € 146,70

Bremshebel lang  
A9000700215 € 146,70

Arretierblock für Bremshebel verhindert das Bremsen während des Schiebens durch Begleitpersonen  
Nicht in Verbindung mit Kniehebelbremse mit Einhandbedienung, Bremshebel 20° ausgestellt sowie Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson.



## Fußstütze

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.

### Fußbügel durchgehend

A9041601010-K\*  
mit Rohr-Auflagebügel  
höhenverstellbar  
von USL 26 cm bis USL 47 cm möglich  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen.



### Fußbügel einseitig hochklappbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302  
 A9041601300-K\* € 160,80  
ab USL 25 cm:  
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,  
höhenverstellbar +/- 3 cm,  
nicht abnehmbar.  
ab USL 29 und Rahmenhöhe 21 cm:  
zusätzlich nach außen schwenkbar.  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen.



### Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399  
 A9041602005-K\* € 265,70  
mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel  
ab USL 32 cm  
Bei Ausstattung der Fußstütze mit  
„Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter  
„Zubehör Fußstütze“ wählen.



### Fußstütze mittig geteilt

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399  
 A9041603200-K € 311,40  
mit gummierter Fußbrettauflage,  
höhenverstellbar, nach außen schwenkbar und  
seitlich hochklappbar, nicht abnehmbar  
ab USL 29 cm und SB 26 cm möglich



### Fußbügel hochdistanziert

A9041606010-K  
höhenverstellbar  
Von USL 20 cm bis USL 25 cm möglich.  
Gummierte Fußbrettauflage erforderlich, diese  
bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen.



## Zubehör Fußstütze

### Fußbrettauflage gummiert 14 cm tief

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303  
 A9000610000-K € 116,40  
verschraubt, winkelverstellbar



### Fußbrettauflage gummiert 18 cm tief

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303  
 A9000610005-K € 129,50  
verschraubt, winkelverstellbar



### Fußbrettseitenanschlag

A9000610100 € 55,20  
einstellbar  
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage  
gummiert.



### Abweiserollen am Fußbrett montiert

A9000600006 € 108,60  
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage  
gummiert.



## Adaptionen

### Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

rechts  
A9041301160-K001 € 184,00

links  
A9041301160-K002 € 184,00

mit Zugfeder, hochklappbar  
abnehmbar durch Quickpin



### Outdoor-Schiebestange

A9041401210 € 419,50

für Assistenz durch Begleitperson,  
von hinten an das Rahmenquerrohr adaptierbar  
über Schnellspannklammer abnehmbar  
Ab SB 19 cm möglich



### Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

A9041900100 € 782,00

Ausstattung mit Geradeauslafarreterierung  
über Schnellspannklammer vom Rollstuhl  
abnehmbar  
mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4"  
Lenkrad über Steckachse vom Halterohr  
abnehmbar  
für maximalen Bodendruck am Vorsatzgerät  
von 30 kg



Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie  
auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



## 3" Lenkräder

### 3" Skaterrollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501110 € 65,40

pannensicher



## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterrollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501120 € 65,40

pannensicher



### 4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501220 € 87,60

pannensicher



### 4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 € 196,50

mit austauschbarem Gummilaufring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 5" Lenkräder

### 5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501036-005  
(82A), pannensicher



### 5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501031-005  
(82A), pannensicher



### 5" Sicherheitsleuchtrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501221 € 87,60  
pannensicher



### 5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

Silber eloxiert € 166,30  
A9000501210

Schwarz € 166,30  
A9000501211

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm  
mittelhart, pannensicher  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



### 5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

A9000501232 € 196,50

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



## 6" Lenkräder

### 6" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501010-006  
(82A), pannensicher



### 6" Lenkrad „luftbereift“

A9000501050 € 52,90

SH vorne min. 42 cm



## Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

### Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001  
mit Schraubachse

A9000500100-K002 € 154,80

mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



### Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder  
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

A9000510111-K001 € 49,90

mit Schraubachse

A9000510111-K002 € 202,40

mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



### Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

A9000500160-K002 € 570,40

mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz Standard

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

A9000500300-K € 274,40

Lenkradgabel Standard mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

A9000500301-K € 312,50

Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne Lenkräder geliefert.  
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl ankreuzen.

## Spurdistanz

### Lenkradspurvebreiterung



A9000500400\* € 54,70

10 mm pro Seite

A9000500401\* € 54,70

15 mm pro Seite

A9000500410\* € 54,70

20 mm pro Seite

## Antriebsräder

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

### Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

20" (ETRTO 451-19)  
A9000203052

22" (ETRTO 489-19)  
A9000203062

24" (ETRTO 540-19)  
A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	Sturz				
	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

20" (ETRTO 451-19)  
A9000203050

22" (ETRTO 489-19)  
A9000203060

24" (ETRTO 540-19)  
A9000203000\*

standardmäßig mit Liteline-Nabe (Bild links),  
in Verbindung mit Einhandantrieb mit  
Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),  
radial verspeicht



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540)  
A9000203100 € 145,90


mit Alu-Hochflanschnabe,  
radial verspeicht  
Einsatz bei hohen Belastungen



<p><b>Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen</b>  <b>Felge, Nabe und Speichen in schwarz</b>  HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499</p> <p><input type="checkbox"/> 24" (ETRTO 540)  A9000203550</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 725,00</b></p> 	<p><b>Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen</b>  <b>Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß</b>  HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499</p> <p><input type="checkbox"/> 24" (ETRTO 540)  A9000203554</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 885,00</b></p> <p>Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht, nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-Nutzung.</p> 	<p><b>Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen</b>  <b>Felge, Nabe und Speichen in schwarz</b>  HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499</p> <p><input type="checkbox"/> 24" (ETRTO 540)  A9000203552</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 885,00</b></p> <p>Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht, nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-Nutzung.</p> 
--	--	--

## Greifringe

x = Maß Greifringanbau






Greifringanbau allgemein:


- x = 11 mm
- x = 19 mm







Greifringanbau Curve + Gekko Greifringe:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring eng (11 mm / 10 mm) angebaut.

<p><b>Edelstahl Ø 20 mm</b></p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad  A9000205010-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad  A9000205010-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad  A9000205010-004</p> 	<p><b>Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad  A9000205019-004</p> 	<p><b>Aluminium Ø 16 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe</b>  HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p>(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)</p> <p><input type="checkbox"/> = Oberfläche glanz  <input type="checkbox"/> = Oberfläche matt</p> <p>Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grip nicht empfohlen.</p> <p><input type="checkbox"/> 20" Greifring für 20" Rad  A9000205021-001</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 63,10</b></p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad  A9000205021-002</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 63,10</b></p> 
---	--	---

<p><b>Aluminium ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p>(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)  <input type="checkbox"/> = Oberfläche glanz  <input type="checkbox"/> = Oberfläche matt</p> <p>Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grip nicht empfohlen.</p> <p><input type="checkbox"/> 20"Greifring für 20" Rad <b>€ 63,10</b> A9000205020-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22"Greifring für 22" Rad <b>€ 63,10</b> A9000205020-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24"Greifring für 24" Rad <b>€ 63,10</b> A9000205020-004</p> 	<p><b>Aluminium ø 16 mm poliert und harteloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 20"Greifring für 20" Rad <b>€ 152,50</b> A9000205031-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22"Greifring für 22" Rad <b>€ 152,50</b> A9000205031-002</p> 	<p><b>Aluminium ø 19 mm poliert und harteloxiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> 20"Greifring für 20" Rad <b>€ 152,50</b> A9000205030-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22"Greifring für 22" Rad <b>€ 152,50</b> A9000205030-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24"Greifring für 24" Rad <b>€ 152,50</b> A9000205030-004</p> 
<p><b>Titan ø 19 mm</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad <b>€ 310,30</b> A9000205040-004</p> 	<p><b>Silikon-Greifringüberzug</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 20" <b>€ 215,20</b> A9000205100-001</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 22" <b>€ 215,20</b> A9000205100-002</p> <p><input type="checkbox"/> für Greifring 24" <b>€ 215,20</b> A9000205100-004</p> <p>Oberfläche ohne Struktur kompatibel zu Greifring Ø 19 mm und Ø 20 mm</p> 	<p><b>Ultra-Grip „sehr griffig“</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 20"Greifring für 20" Rad <b>€ 372,10</b> A9000205070-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22"Greifring für 22" Rad <b>€ 372,10</b> A9000205070-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24"Greifring für 24" Rad <b>€ 372,10</b> A9000205070-004</p> 
<p><b>Ergo-Grip</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 20"Greifring für 20" Rad <b>€ 377,90</b> A9000205080-001</p> <p><input type="checkbox"/> 22"Greifring für 22" Rad <b>€ 377,90</b> A9000205080-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24"Greifring für 24" Rad <b>€ 377,90</b> A9000205080-004</p> <p>Anbau an Felge anliegend</p> 	<p><b>Maxgrepp mit Zell- und Naturgummiüberzug sehr griffig, weich</b></p> <p><input type="checkbox"/> 20"Greifring für 20" Rad <b>€ 377,90</b> A9000200788</p> <p><input type="checkbox"/> 22"Greifring für 22" Rad <b>€ 377,90</b> A9000200789</p> <p><input type="checkbox"/> 24"Greifring für 24" Rad <b>€ 377,90</b> A9000200787</p> 	<p><b>Greifring Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24"Greifring für 24" Rad <b>€ 370,60</b> H 24 mm A9000205130-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24"Greifring für 24" Rad <b>€ 370,60</b> H 31 mm Größe L A9000205140-004</p> 

<p><b>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L A9000205160-004      <b>€ 375,50</b></p> 	<p><b>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205135-004      <b>€ 432,40</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 31 mm Größe L A9000205145-004      <b>€ 432,40</b></p> 	<p><b>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad H 24 mm A9000205155-004      <b>€ 481,40</b></p> 
<p><b>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad A9000205170-004      <b>€ 492,90</b></p> 	<p><b>Gekko schwarz eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad      <b>€ 477,30</b> A9000205175-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p>  	<p><b>Gekko silber eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad      <b>€ 488,80</b> A9000205185-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 
<p><b>Gekko S schwarz eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 22" Greifring für 22" Rad      <b>€ 477,30</b> A9000205195-002</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad      <b>€ 477,30</b> A9000205195-004 mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p>  	<p><b>Ausstattung ohne Greifring</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	



## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

- für 20" Rad € 191,50  
A9000206300-001
- für 22" Rad € 191,50  
A9000206300-002
- für 24" Rad € 191,50  
A9000206300-004

Nicht in Verbindung mit Spinerger  
Antriebsrädern



## Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 22x1" (489-25)  
A9000204001-002
- 24x1" (540-25)  
A9000204001-004

Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

- 20x1" (451-25)  
A9000204000-001
- 22x1" (489-25)  
A9000204000-002

24x1" (540-25)  
A9000204000-004  
Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

- 24x1" (540-25)  
A9000204010-004  
7,5 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor und Reflektorstreifen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- 22x1" (489-25) € 45,50  
A9000204030-002
- 24x1" (540-25) € 45,50  
A9000204031-004

Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- 24x1" (540-25) € 45,50  
A9000204030-014  
Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotektor

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

- 24x1" (540-25) € 45,50  
A9000204030-004  
Farbe: Grau, schwarzwand  
10 bar



### Schwalbe „One“

- 24x1" (540-25) € 86,00  
A9000204123-004

Farbe: Schwarz  
9 bar



### Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

- 24x1" (540-25) € 113,40  
A9000204201-004

Farbe: Schwarz  
nicht in Verbindung mit 18 Speichen  
Antriebsrad, Spinerger und Einhandantrieb



## Zubehör

### 24" MTB Wechselradsatz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring  
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

A9000203410 € 650,40

24x1,75" Schwalbe "Marathon Plus"  
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



A9000203413 € 650,40

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“  
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



HINWEIS: Für die Verwendung mit  
Trommelbremse erheben wir einen  
Aufpreis

A9000200004 € 210,60

### Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

A9000200096 € 97,80

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm  
Achsdurchmesser: 12 mm  
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer  
Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“,  
nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



### Arretierbarer Antriebsrad- Achverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000206400 € 153,90

Nicht in Verbindung mit Spinergy  
Antriebsräder, Einhandantrieb,  
Trommelbremse oder Liteline-Nabe



### Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000901100 € 98,30

bis 14 bar



### Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902100 € 74,60



### Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902110 € 59,60



### Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

A9000902310\* € 127,00

flexibel



### Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

A9000903270 € 99,80

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,  
über Micro USB Buchse aufladbar,  
inkl. Micro USB Ladekabel.  
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



### Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

für 24" Rad  
Ø 76 cm x 2 cm  
A9000903530-004 € 71,90



### Accessoire-Tasche

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000903600 € 70,30

17 cm x 13 cm x 5 cm



**Therapie-Tisch**

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0801

Breite 350 mm  
(bis SB 37 cm) € 444,00  
A9000902800-001

Breite 400 mm  
(SB 38 - 41 cm) € 444,00  
A9000902800-002

Breite 420 mm  
(ab SB 42 cm) € 444,00  
A9000902800-003

abnehmbare Tischplatte aus Lexan,  
transparent, mit Frontkantung, mit 2 Stück.  
Positionsanschlage Ø 25 mm  
(fur Adaption an Rahmenrohr Ø 25 mm)



Weiteres Zubehor wie z. B. Handbikes, Lenkvorsatze etc. siehe separates Bestellblatt oder [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

**Dienstleistungen****Beratung und Ausmessung durch PRO  
ACTIV**

A9990000000 € 327,80

**Ubergabe und Einweisung des  
Rollstuhls durch PRO ACTIV**

A9990000006 € 327,80

**Anmerkungen und Notizen:****Ort, Datum**

Das Unterschriftsfeld ist fur den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestatigt, dass die vorgesehene Ausstattung fur den Versicherten einvernehmlich ist.

**Unterschrift Endkunde / Fachhandler**